

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/podporka-trojkolowa-dla-seniora-p-533.html>

Podpórka trójkołowa dla seniora



Cena brutto	269,00 zł
Cena netto	249,07 zł
Cena poprzednia	400,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-P-TGO-TGR-R RT 892G

Opis produktu

Podpórka trójkołowa dla seniora - Twoje wsparcie w codziennym życiu

Nasza podpórka trójkołowa dla seniora została stworzona z myślą o osobach o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. To idealne rozwiązanie dla osób starszych, które pragną zachować niezależność, poprawić komfort poruszania się oraz zapewnić sobie bezpieczeństwo przed upadkami. Dzięki zastosowaniu naszej podpórki, użytkownicy mogą zyskać większą pewność siebie i szybciej wrócić do aktywności fizycznej.

Cechy, które wyróżniają naszą podpórkę:

- **Anatomiczne uchwyty:** Ergonomicznie zaprojektowane uchwyty zapewniają wygodę i pewny chwyt podczas codziennych spacerów.
- **Regulowane na wysokość rączki:** Dostosowanie wysokości rączek (82-97 cm) pozwala na idealne dopasowanie do wzrostu użytkownika.
- **Hamulce z zaciskiem postojowym:** Zapewniają bezpieczeństwo i stabilność, szczególnie na pochyłych powierzchniach.
- **Koszyk ze zdejmowaną tacką:** Umożliwia wygodne przewożenie zakupów i innych przedmiotów.
- **Torba na zakupy zapinana na zamek:** Praktyczna torba na zakupy zwiększa funkcjonalność podpórki.
- **Pełne gumowe koła o średnicy 8 cali:** Zapewniają płynność ruchu i doskonałą przyczepność na różnych powierzchniach.
- **Funkcja składania do transportu:** Ułatwia przechowywanie i przewożenie podpórki.

Wyposażenie:

- Koszyk z tacką
- Torba na zakupy

Dane techniczne:

- **Szerokość całkowita:** 62 cm
- **Głębokość całkowita:** 56 cm
- **Regulacja wysokości uchwytów:** 82-97 cm
- **Waga:** 7,7 kg
- **Maksymalne obciążenie:** 110 kg
- **Maksymalne obciążenie torby i koszyka na zakupy:** 5 kg
- **Kolor ramy:** Niebieski

Nasza podpórka trójkołowa to gwarancja lepszej stabilności, podparcia i bezpieczeństwa podczas chodzenia. Zaprojektowana z myślą o Twojej wygodzie i bezpieczeństwie, pomoże Ci cieszyć się każdym dniem pełnym aktywności. Wybierz jakość, na której możesz polegać!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.