

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/podporka-trojkołowa-p-533.html>



Podpórka trójkołowa

Cena brutto	360,00 zł
Cena netto	333,33 zł
Cena poprzednia	400,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-PWP-FS-969H-TGR-RT-892G

Opis produktu

Produkt charakteryzuje się wysokiej jakości wykonaniem. Jego stalowa konstrukcja jest bardzo bezpieczna, stabilna i lekka.

Dodatkowym jej atutem jest możliwość szybkiego złożenia co w trakcie transportu jest niezbędne.

Podpórka trójkołowa, stalowa stanowi niezbędny sprzęt dla osób mających problemy z zachowaniem równowagi, po przebytych chorobach, kontuzjach lub udarach.

Aby zapewnić maksymalny komfort użytkownika, producent umieścił w przedniej części podpórki koszyk z pokrywką, natomiast w tylnej części poręczną torbę.

Uchwyty o kształcie anatomicznym idealnie dopasowują się do kształtu dłoni dlatego użytkownik nie odczuwa dyskomfortu w trakcie dłuższego przemieszczania się, natomiast hamulec posiadający system postojowego blokowania zapewnia maksimum bezpieczeństwa i chroni przed niekontrolowanym przesunięciem się.

Dane techniczne

- Szerokość całkowita: 57 cm
- Głębokość całkowita: 65 cm
- Wymiary siedziska: 38 x 16 cm
- Wysokość siedziska od podłoża: 60 cm
- Regulacja wysokości uchwytów: 75-98 cm
- Waga: 10,8 kg
- Maksymalne obciążenie: 135 kg
- Maksymalne obciążenie koszyka na zakupy: 12 kg
- Kolor ramy: ciemnoniebieski
- +/- 0,5 - 1 cm

Cechy podpórki trójkołowej:

- konstrukcja stalowa,
- bezpieczna, stabilna i lekka,
- regulowana wysokości rączek,
- hamulce z zaciskiem postojowym,
- uchwyty posiadające kształt anatomiczny,
- łatwa do przetransportowania,
- koszyk ze zdejmowaną tacką,
- torba na zakupy zapinana na zamek,
- pełne gumowe koła o średnicy 8".

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

