

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/poduszka-piankowa-przeciwodlezynowa-z-otworem-p-3276.html>



Poduszka piankowa przeciwodleżynowa z otworem

Cena brutto	69,00 zł
Cena netto	56,10 zł
Dostępność	EXPRESS WYSYŁKA 24H
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SUPPORT TIM

Opis produktu

Poduszka przeciwodleżynowa z otworem wykonana jest z pianki termoelastycznej dzięki czemu dobrze dopasowuje się do kształtu ciała.

Dzięki posiadanemu otworowi pośrodku poduszki nadaje się do siedzenia - zapewnia podparcie a także odciążenie dla kręgosłupa i miednicy. Tym samym zmniejsza ryzyko powstawania odleżyn. Poduszka może być stosowana także pod głowę. Poduszka w części wierzchniej jest wypukła, a od spodu płaska.

Pianka ubrana jest w pokrowiec zapinany na zamek. Pokrowiec w części wierzchniej jest welurowy, natomiast na spodniej części posiada elementy antypoślizgowa dzięki czemu poduszka nie przesuwają się.

Charakterystyka:

- działa jako profilaktyka powstawania odleżyn
- przeznaczona przede wszystkim dla osób dużo siedzących, u których występują zaburzenia przepływu krwi w obwodowym układzie krwionośnym
- zapobiega niechcianemu przesuwaniu się dzięki elementom antypoślizgowym na spodzie
- przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.

Poduszka SUPPORT TIM jest przeznaczona przede wszystkim do odciążenia okolicy miednicy podczas siedzenia. Jeżeli miejscowej ochrony wymagają łokcie lub pięty osoby długotrwale leżące, odpowiednim rozwiązaniem będą [ochraniacze na łokcie lub pięty z dodatkowym mocowaniem SALVAPAD SVP 2402](#). Zakłada się je bezpośrednio na kończyny i mocuje za pomocą rzepów.

Dane techniczne:

Wymiary: 39x39x8 cm
Pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny
Kolor pokrowca: szary
Poszewka welurowa
Elementy antypoślizgowe od spodu poduszki
Skład materiału pokrowca: Poliester 95%; Elastan 5%
Wypełnienie poduszki: pianka typu memory