

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/poduszka-przeciwodlezynowa-pod-glowe-p-1081.html>



Poduszka przeciwodleżynowa pod głowę

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-PP-R-33

Opis produktu

Poduszka przeciwodleżynowa przeznaczona głównie pod głowę/potylicę została zaprojektowana dla osób, które narażone są na ryzyko powstawania odleżyn. Poduszka ta ma średnicę 33 cm, co jest doskonałym rozmiarem do podłożenia pod głowę pacjenta. Wysokość części bocznej to 7,50 cm, a wysokość w najwyższym miejscu poduszki to ok. 10 cm. Poduszka przeciwodleżynowa została wypełniona granulatem styropianowym, który pozwala na dopasowanie się do kształtu ciała.

Poszycie zapinane jest na mały zameczek o długości ok. 8 cm, co pozwala w razie potrzeby zmniejszyć ilość wypełnienia w jej wnętrzu i dopasować wysokość poduszki do potrzeb indywidualnego pacjenta.

Produkt wpisany jest na listę wyrobów medycznych i sprzedawany jest ze stawką 8% VAT.

Cechy poduszki przeciwodleżynowej pod głowę:

- średnica: 33 cm,
- wysokość: 7,5 - 10 cm,
- średnica otworu: ok. 8 cm,
- dla osób narażonych na powstawanie odleżyn,
- wypełniona granulatem styropianowym,
- dostępna w poszyciu z tkaniny bawełnianej,
- poszycie zapinane na zamek,
- możliwość wyjęcia części wypełnienia i dostosowania wysokości poduszki,
- produkt wpisany na listę wyrobów medycznych.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.