

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/poduszka-przeciwodleżynowa-w-pokrowcu-paroprzepuszczalnym-p-2978.html>



Poduszka przeciwodleżynowa w pokrowcu paroprzepuszczalnym

Dostępność

WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY

Numer katalogowy

SM-TGO-PP-R-44(P)

Opis produktu

Poduszka przeciwodleżynowa w pokrowcu paroprzepuszczalnym - pod kość krzyżową.

Poduszka przeciwodleżynowa przeznaczona głównie pod kość krzyżową została zaprojektowana dla osób, które narażone są na ryzyko powstawania odleżyn. Poduszka ta ma średnicę 44 cm, co jest doskonałym rozmiarem do podłożenia pod kość krzyżową pacjenta. Wysokość części bocznej to 8 cm, a wysokość w najwyższym miejscu poduszki to ok. 12 cm. Poduszka przeciwodleżynowa została wypełniona granulatem styropianowym, który pozwala na dopasowanie się do kształtu ciała.

Poszycie zapinane jest na mały zameczek o długości ok. 7 cm, co pozwala w razie potrzeby zmniejszyć ilość wypełnienia w jej wnętrzu i dopasować wysokość poduszki do potrzeb indywidualnego pacjenta.

Produkt wpisany jest na listę wyrobów medycznych i sprzedawany jest ze stawką 8% VAT.

Cechy poduszki przeciwodleżynowej pod kość krzyżową:

- średnica: 44 cm,
- wysokość: 8 - 12 cm,
- średnica otworu: ok. 10 cm,
- dla osób narażonych na powstawanie odleżyn,
- wypełniona granulatem styropianowym,
- **w poszyciu z tkaniny paroprzepuszczalnej,**
- poszycie zapinane na zamek,
- możliwość wyjęcia części wypełnienia i dostosowania wysokości poduszki,
- produkt wpisany na listę wyrobów medycznych.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.