



Podwiesie SI

Cena brutto	3 800,00 zł
Cena netto	3 518,52 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	7-14 dni
Numer katalogowy	SM-KSS- IS-U

Opis produktu

Podwiesie SI – Idealne Wyposażenie dla Terapii Sensomotorycznej

Podwiesie SI to wszechstronna konstrukcja, zaprojektowana z myślą o intensyfikacji terapii sensomotorycznej i rehabilitacji. W naszym sklepie medycznym znajdziesz metalowe podwiesie wolnostojące typu U, które stanowi kluczowy element wyposażenia sali SI. Dzięki niemu możesz efektywnie wspierać dzieci i dorosłych w integracji sensorycznej oraz w terapii zaburzeń czynności zmysłowych.

Dlaczego warto wybrać nasze podwiesie SI?

1. Solidna Konstrukcja: Nasze podwiesie do sprzętu SI jest wykonane z wysokiej jakości profili metalowych, co zapewnia trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Konstrukcja spawana z kształtowników zamkniętych jest lakierowana proszkowo, co chroni ją przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.

2. Wysoka Funkcjonalność: Wyposażenie sali SI nie może obejść się bez odpowiednich akcesoriów. Podwiesie wyposażone jest w trzy haki, które umożliwiają elastyczne podwieszanie różnorodnych urządzeń do integracji sensorycznej. To idealne rozwiązanie do ośrodków rehabilitacyjnych, szkół i placówek zajmujących się terapią zaburzeń integracji sensorycznej.

3. Bezpieczeństwo i Wygoda: Nasze podwiesie do sprzętu SI jest wyposażone w osłony antyfrazowe wykonane z miękkiej pianki, pokrytej łatwo zmywalnym materiałem. Dzięki temu zapewniasz pacjentom bezpieczeństwo i komfort podczas terapii.

4. Rozbieralna Konstrukcja: Podwiesie jest rozbieralne, co ułatwia transport i przechowywanie. Możesz je łatwo dostosować do różnych przestrzeni i potrzeb.

Dane techniczne:

- **Długość:** 290 cm
- **Szerokość:** 200 cm
- **Wysokość:** 240 cm
- **Waga:** 110 kg

Zastosowanie:

Podwiesie SI jest nieocenione w terapii sensomotorycznej i rehabilitacji. Dzięki różnorodności zawiesi, wspiera wielozmysłową stymulację, co jest kluczowe dla skutecznej terapii psychoruchowej. Idealnie sprawdzi się w każdej sali SI, oferując wszechstronne możliwości terapeutyczne.

Zainwestuj w profesjonalne wyposażenie swojej sali SI i zapewnij swoim pacjentom najlepsze warunki do terapii. Nasze podwiesie SI to gwarancja wysokiej jakości, trwałości i funkcjonalności.

Odwiedź nasz sklep medyczny, aby dowiedzieć się więcej o podwiesiach i innych produktach do terapii sensomotorycznej.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka MEDI: BRAK , Medi 01 , Medi 02 , Medi 03 , Medi 04 , Medi 05 , Medi 06 , Medi 07 , Medi 08 , Medi 12 , Medi 15 , Medi 16 , Medi 17 , Medi 18 , Medi 20 , Medi 21 , Medi 22 , Medi 23 , Medi 24 , Medi 27 , Medi 28 , Medi 30 , Medi 31 , Medi 32 , Medi 33 , Medi 34 , Medi 36 , Medi 53 , Medi 54 , Medi 55

Kolor konstrukcji: Biały , Szary