

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/podwieszka-stop-kc-11-p-146.html>

Podwieszka stóp KC11 do UGUL i PUR

Cena brutto	38,00 zł
-------------	-----------------

Cena netto	35,19 zł
------------	-----------------

Dostępność	
------------	--



Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	KC11
------------------	-------------

Opis produktu

Podwieszka stóp KC11 do UGUL i PUR to element osprzętu rehabilitacyjnego przeznaczony do ćwiczeń kończyn dolnych w podwieszeniu, odciążeniu oraz w wybranych ćwiczeniach czynnych z oporem. Model znajduje zastosowanie w kabinach [UGUL](#) i systemach [PUR](#), wspierając prowadzenie kinezyterapii w gabinetach fizjoterapii, placówkach rehabilitacyjnych i szpitalach.

Podwieszka KC11 służy do stabilnego podtrzymania stóp podczas terapii, dzięki czemu ułatwia prowadzenie ćwiczeń w odciążeniu oraz poprawia komfort pacjenta. Tego typu osprzęt wykorzystywany jest szczególnie w rehabilitacji kończyn dolnych, po urazach, zabiegach operacyjnych oraz w terapii schorzeń ortopedycznych, neurologicznych i reumatologicznych.

Zastosowanie podwieszki stóp KC11

Model KC11 stosowany jest w ćwiczeniach prowadzonych w zawieszeniu, ćwiczeniach czynno-biernych, czynnych w odciążeniu oraz w terapii z oporem. Podwieszka pomaga ustabilizować stopę i ułatwia prawidłowe prowadzenie ruchu podczas pracy terapeutycznej w systemach UGUL i PUR.

Najważniejsze cechy

- model: **KC11** (spotykane także jako KC-11, KC/11),
- przeznaczenie: **podwieszenie i stabilizacja stóp**,
- kompatybilność: systemy **UGUL i PUR**,
- zastosowanie: ćwiczenia w podwieszeniu, odciążeniu i terapia kończyn dolnych,
- dwa elementy mocujące do podwieszenia,
- osprzęt wykorzystywany w kinezyterapii i rehabilitacji funkcjonalnej.

Parametry techniczne

Typowy wymiar części materiałowej podwieszki KC11 wynosi około **76 x 610 mm**. W tej grupie produktowej wymiary mogą być podawane jako robocze lub całkowite, dlatego szczegóły najlepiej odczytywać zgodnie z grafiką techniczną przypisaną do tej karty produktu.

Dla kogo będzie odpowiednia?

To dobry wybór dla placówek i terapeutów kompletujących [elementy osprzętu UGUL](#) oraz wyposażenie stanowisk PUR do terapii kończyn dolnych. Jeżeli zależy Ci na łatwiejszym czyszczeniu i dezynfekcji, sprawdź również [zmywalny wariant KC11 ze skaju](#).

W celu rozbudowy stanowiska rehabilitacyjnego warto połączyć ten model z akcesoriami takimi jak [linka rehabilitacyjna KC-03 z bloczkami](#), [esik do podwieszek](#) lub innymi [kompletami osprzętu UGUL](#).