

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pomocnik-kosmetyczny-p-2070.html>



Pomocnik kosmetyczny

Cena brutto	3 030,00 zł
Cena netto	2 805,56 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-B-04ST
Kod producenta	B-03-2PS(2)-80-K5

Opis produktu

Pomocnik kosmetyczny to niezastąpione wyposażenie dla profesjonalnych salonów urody i gabinetów kosmetycznych. Jest doskonale zaprojektowany, aby zapewnić wygodę i funkcjonalność w trakcie pracy. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, ten stolik jest nie tylko praktyczny, ale również estetyczny.

Stelaż wykonany z profilu aluminiowego, pomalowanego proszkowo na elegancki biały kolor, stanowi solidne podstawy dla całej konstrukcji. Profil nośny posiada dwa kanały montażowe po obu stronach, umożliwiające regulację wysokości blatów, szafki oraz łatwą rozbudowę w przyszłości. Dzięki zastosowaniu elementów złącznych, nie ma potrzeby wykonywania otworów, co sprawia, że stolik jest niezwykle praktyczny i łatwy w modyfikacji.

Podstawa stalowa, pomalowana proszkowo na biały kolor, jest wyposażona w wytrzymałe koła o średnicy 75 mm. Dwa z nich posiadają blokadę, co zapewnia stabilność stolika podczas pracy. Możliwość swobodnego przemieszczania pomocnika kosmetycznego to duże ułatwienie w codziennej rutynie salonu.

Półka wykonana ze stali kwasoodpornej o podniesionym ranie zapewnia bezpieczne przechowywanie kosmetyków i akcesoriów. Jej wymiary 450x320x10 mm pozwalają na wygodne umieszczanie przedmiotów podczas pracy. Szafka z dwiema szufladami, również z podniesionym ranem, oferuje dodatkową przestrzeń do przechowywania. Jej wymiary to 450x320x284 mm, a blat szafki ma również wymiary 450x320x10 mm, co pozwala na swobodne rozmieszczenie narzędzi i produktów kosmetycznych.

Szuflada stalowa, pomalowana proszkowo na biały kolor, stanowi idealne miejsce do przechowywania drobnych przedmiotów. Standardowo dostępna w kolorze białym, istnieje możliwość wyboru szuflady ze stali kwasoodpornej za dodatkową dopłatą. Jej wymiary użytkowe wynoszą 375x280x105 mm, co pozwala na przechowywanie różnorodnych produktów w łatwo dostępnym sposób.

Pomocnik kosmetyczny ma wymiary całkowite 500x400x800 mm, mierzone od podłoża do blatu, co sprawia, że jest odpowiednio wysoki dla wygodnej pracy kosmetologa. Dzięki wykonaniu z wysokiej jakości materiałów, ten stolik jest trwały i odporny na uszkodzenia.

To polskie wyroby medyczne, które są wpisane do rejestru. Stolik sprzedawany jest z 8% stawką VAT. Jego uniwersalny kolor biały sprawia, że pasuje do różnorodnych wnętrz i stylów wystroju. Pomocnik kosmetyczny jest doskonałym narzędziem dla profesjonalistów, którzy cenią sobie jakość, funkcjonalność i estetykę w swojej pracy.

Pomocnik kosmetyczny, dane techniczne:

-
- Wymiary całkowite: 500x400x800 mm (wysokość-od podłoża do blatu)
 - wymiary półki: 450x320x10 mm
 - wymiary szafki: 450x320x284 mm
 - wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x280x105 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Standardowo stoliki są w kolorze białym.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**