

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pomocnik-kosmetyczny-ze-stali-kwasoodpornej-p-3007.html>



## Asystor medyczny 0H18N9 z 1 szufladą - pomocnik kosmetyczny

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>1 820,00 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>1 685,19 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>    |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-A-02KO</b> |

### Opis produktu

**Asystor medyczny 0H18N9 z 1 szufladą** to kompaktowy, mobilny stolik pomocniczy ze stali kwasoodpornej, przeznaczony do gabinetów medycznych, zabiegowych, kosmetycznych i podologicznych. Model może pełnić funkcję **pomocnika kosmetycznego ze stali kwasoodpornej**, a dzięki polu robocznemu **400 x 400 mm** ułatwia odkładanie narzędzi, preparatów i akcesoriów podczas codziennej pracy.

Konstrukcja została wykonana ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. Asystor osadzono na **pięcioramiennej podstawie** z pięcioma podwójnymi kołami w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy **55 mm**, w tym **3 z blokadą**. Dzięki temu stolik można wygodnie przemieszczać i stabilnie ustawić w miejscu pracy. Model dobrze wpisuje się w ofertę [stolików wielofunkcyjnych](#) oraz wyposażenia do gabinetów, w których ważna jest mobilność i szybki dostęp do niezbędnych akcesoriów.

Standardowo asystor wykonany jest w całości ze stali kwasoodpornej. **Opcjonalnie, za dopłatą, front szuflady może zostać polakierowany na wybrany kolor z palety RAL**, co pozwala dopasować wygląd produktu do aranżacji gabinetu. Jeśli szukasz wyposażenia z tego samego segmentu materiałowego, zobacz także [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

### Jakość i standard produkcji

Asystor jest wytwarzany przez producenta pracującego w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z normą **ISO 13485**. Produkcja prowadzona jest z zachowaniem wymagań środowiskowych, co potwierdza uporządkowany standard wytwarzania i dbałość o jakość wykonania.

### Najważniejsze cechy asystora medycznego

- 1 szuflada z frontem o wysokości 130 mm,
- szuflada wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
- górna część korpusu szuflady pełniąc funkcję pola odkładczego,
- powierzchnia robocza: 400 x 400 mm,
- pięcioramienna podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
- 5 podwójnych kół w obudowie z tworzywa sztucznego,
- średnica kół: 55 mm,
- 3 koła z blokadą,
- opcjonalny front lakierowany na kolor z palety RAL za dopłatą.

### Zastosowanie

---

Asystor medyczny sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebny jest kompaktowy, mobilny stolik do odkładania narzędzi, preparatów i akcesoriów używanych podczas codziennej pracy. Jedna szuflada ułatwia uporządkowanie najpotrzebniejszych elementów, a górne pole robocze zapewnia szybki dostęp do wyposażenia podczas zabiegów. W podobnych zastosowaniach warto sprawdzić również [stoliki zabiegowe na kółkach](#), jeśli potrzebujesz innych konfiguracji blatu lub korpusu.

## Dane techniczne

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Liczba szuflad</b>           | 1                             |
| <b>Wysokość frontu szuflady</b> | 130 mm                        |
| <b>Wysokość całkowita</b>       | 800 mm                        |
| <b>Średnica podstawy</b>        | 600 mm                        |
| <b>Wymiary szuflady</b>         | 450 x 450 x 155 mm            |
| <b>Powierzchnia robocza</b>     | 400 x 400 mm                  |
| <b>Koła</b>                     | podwójne, 55 mm, 3 z blokadą  |
| <b>Materiał</b>                 | stal kwasoodporna gat. 0H18N9 |

## FAQ

### Czy asystor medyczny 0H18N9 ma jedną szufladę?

Tak. Ten model posiada **1 szufladę**, która ułatwia przechowywanie podręcznych narzędzi, materiałów pomocniczych i drobnych akcesoriów używanych podczas pracy w gabinecie. Dzięki temu asystor sprawdza się jako kompaktowy stolik pomocniczy do codziennego użytku.

### Czy ten produkt może pełnić funkcję pomocnika kosmetycznego?

Tak. Asystor medyczny 0H18N9 z 1 szufladą może być wykorzystywany jako **pomocnik kosmetyczny ze stali kwasoodpornej**. Sprawdza się w gabinetach kosmetycznych, podologicznych i zabiegowych, gdzie potrzebna jest stabilna powierzchnia robocza oraz miejsce na najpotrzebniejsze akcesoria.

### Z czego wykonany jest asystor medyczny 0H18N9?

Asystor wykonany jest ze **stali kwasoodpornej 0H18N9**. To materiał często wybierany do wyposażenia medycznego i zabiegowego, ponieważ dobrze sprawdza się w miejscach, gdzie ważna jest trwałość, higiena i łatwe utrzymanie powierzchni w czystości.

### Jakie wymiary ma pole robocze w tym asystorze?

Model posiada pole robocze o wymiarach **400 × 400 mm**. Taka powierzchnia pozwala wygodnie odłożyć narzędzia, preparaty, rękawiczki, materiały pomocnicze lub inne akcesoria potrzebne podczas pracy przy pacjencie albo kliencie.

### Czy asystor medyczny 0H18N9 jest na kółkach?

Tak. Produkt jest wyposażony w podstawę jezdną z **5 kołami o średnicy 55 mm**. Dzięki temu może być używany jako mobilny stolik medyczny na kółkach, który można łatwo przestawiać w obrębie gabinetu lub stanowiska pracy.

### Czy koła mają blokadę?

Tak. W tym modelu **3 koła posiadają blokadę**, co pozwala ustabilizować asystor w wybranym miejscu. To ważne szczególnie podczas pracy przy stanowisku zabiegowym, kosmetycznym lub medycznym, gdzie stolik powinien pozostać w jednej pozycji.

### Czym różni się ten model od asystora medycznego z 2 szufladami?

Asystor medyczny 0H18N9 z 1 szufladą jest bardziej kompaktowy i sprawdza się tam, gdzie potrzebny jest mobilny stolik pomocniczy z podstawowym miejscem do przechowywania. Jeżeli gabinet potrzebuje większej pojemności, warto porównać go z modelem [asystora medycznego 0H18N9 ze stali kwasoodpornej z 2 szufladami](#).

### Czy ten asystor sprawdzi się jako stolik zabiegowy z szufladą?

Tak. Produkt może być używany jako **stolik zabiegowy z szufladą**, szczególnie w gabinetach, gdzie potrzebna jest mobilna powierzchnia robocza oraz miejsce na podstawowe akcesoria. Jeśli szukasz innych modeli tego typu, zobacz także [stoliki zabiegowe na kółkach](#).

### Do jakich gabinetów pasuje pomocnik kosmetyczny ze stali kwasoodpornej?

Pomocnik kosmetyczny ze stali kwasoodpornej pasuje do gabinetów kosmetycznych, podologicznych, medycznych i

---

zabiegowych. Może być używany do odkładania narzędzi, preparatów, materiałów jednorazowych i akcesoriów, które powinny znajdować się blisko stanowiska pracy.

### Czy lepiej wybrać asystor z 1 czy z 2 szufladami?

Model z 1 szufladą będzie dobrym wyborem do mniejszych gabinetów oraz tam, gdzie potrzebny jest kompaktowy pomocnik na kółkach. Wersja z 2 szufladami będzie lepsza, jeśli chcesz przechowywać więcej narzędzi lub materiałów. Warto porównać oba warianty w kategorii [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#).

### Czy ten produkt pasuje do grupy mebli ze stali kwasoodpornej?

Tak. Ponieważ asystor wykonany jest ze stali kwasoodpornej 0H18N9, dobrze wpisuje się w grupę wyposażenia przeznaczonego do gabinetów i placówek wymagających trwałych, łatwych do czyszczenia powierzchni. Podobne produkty znajdziesz w kategorii [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

### Gdzie sprawdzić inne mobilne asystory i stoliki pomocnicze?

Inne modele możesz sprawdzić w kategorii [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#), a także w dziale [stoliki wielofunkcyjne medyczne](#). Warto porównać liczbę szuflad, materiał wykonania, rodzaj blatu, mobilność oraz zastosowanie w gabinecie.

### Powiązane produkty i kategorie

**Asystor medyczny 0H18N9 z 1 szufladą** to kompaktowy model na kółkach, który może pełnić funkcję pomocnika kosmetycznego, stolika medycznego pomocniczego lub mobilnego stolika zabiegowego z szufladą. Jeśli szukasz innych wariantów z tej grupy, sprawdź również [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#).

- [Asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#) – kategoria z mobilnymi asystorami do gabinetów medycznych, stomatologicznych, zabiegowych i kosmetycznych.
- [Meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#) – wyposażenie wykonane ze stali kwasoodpornej, przeznaczone do placówek medycznych, gabinetów zabiegowych i pomieszczeń wymagających łatwego utrzymania czystości.
- [Stoliki zabiegowe na kółkach](#) – mobilne stoliki pomocnicze do gabinetów, które mogą służyć do odkładania narzędzi, materiałów i akcesoriów podczas pracy.
- [Stoliki wielofunkcyjne medyczne](#) – praktyczne stoliki do różnych zastosowań w gabinetach lekarskich, zabiegowych, kosmetycznych i rehabilitacyjnych.
- [Asystor medyczny 0H18N9 ze stali kwasoodpornej z 2 szufladami](#) – większy wariant dla gabinetów, które potrzebują większej pojemności do przechowywania narzędzi i materiałów.
- [Asystor medyczny narzędziowy z 2 szufladami i blatem z pogłębieniem](#) – model dla osób szukających bardziej rozbudowanego asystora narzędziowego do pracy przy stanowisku.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor frontu:** brak , RAL 9003-biały (+ 50,00 zł ), RAL9001-kremowy (+ 50,00 zł ), RAL 1013-perłowy (+ 50,00 zł ), RAL 1015-beżowy (+ 50,00 zł ), RAL 1018-żółty (+ 50,00 zł ), RAL 3015-jasny różowy (+ 50,00 zł ), RAL 3000-czerwony (+ 50,00 zł ), RAL 1034-brzoskwiniowy (+ 50,00 zł ), RAL 2008-pomarańczowy (+ 50,00 zł ), RAL 5021-morski (+ 50,00 zł ), RAL 6033-seledynowy (+ 50,00 zł ), RAL 6027-lekko zielony (+ 50,00 zł ), RAL 6019-jasny zielony (+ 50,00 zł ), RAL 6018-zielony (+ 50,00 zł ), RAL 5012-niebieski (+ 50,00 zł ), RAL 5017-ciemny niebieski (+ 50,00 zł ), RAL 5002-granatowy (+ 50,00 zł ), RAL 9006-aluminowy (+ 50,00 zł ), RAL 7035-szary (+ 50,00 zł )