

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pomocnik-stomatologiczny-p-2077.html>

Pomocnik stomatologiczny AS-1510 z 3 szufladami na kółkach

Cena brutto	2 570,00 zł
Cena netto	2 089,43 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AS-1510
Kod producenta	AS-1510-PM_-0000-K4.3

Opis produktu

Pomocnik stomatologiczny AS-1510 z 3 szufladami to mobilny mebel pomocniczy do organizacji narzędzi, materiałów jednorazowych i drobnego wyposażenia przy stanowisku pracy w gabinecie stomatologicznym. Model posiada **3 szuflady z systemem cichego domykania**, kompaktową szafkę 450 × 450 × 540 mm oraz stabilną pięcioramienną podstawę jezdną.

AS-1510 sprawdzi się tam, gdzie potrzebna jest większa pojemność niż w modelach 2-szufladowych, ale bez przechodzenia na układ 4 szuflad. Dwie górne szuflady z frontami 120 mm i jedna dolna szuflada z frontem 240 mm ułatwiają rozdzielanie akcesoriów, materiałów i wyposażenia pomocniczego.

Produkt dostępny na zamówienie. Standardowy czas realizacji wynosi **4-6 tygodni** i zależy od wybranej konfiguracji kolorystycznej.

Pomocnik stomatologiczny z 3 szufladami do organizacji pracy

Model AS-1510 może pełnić funkcję **pomocnika stomatologicznego z 3 szufladami**, mobilnej szafki gabinetowej oraz asystora do organizacji pracy przy stanowisku lekarza lub asysty. Trzy szuflady z cichym domykiem pozwalają wygodnie rozdzielić drobne narzędzia, materiały stomatologiczne, środki ochrony i akcesoria zabiegowe.

Najważniejsze cechy produktu

- 3 szuflady z systemem cichego domykania,
- wysokość frontów szuflad: 2 x 120 mm oraz 1 x 240 mm,
- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączy ABS,
- stelaż anodowany lub lakierowany proszkowo według palety RAL,
- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej,
- pięcioramienna podstawa lakierowana proszkowo według palety RAL,
- podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 55 mm,
- 3 koła z blokadą dla większej stabilności podczas pracy,
- kompaktowe wymiary ułatwiające ustawienie przy stanowisku stomatologicznym.

Dane techniczne pomocnika stomatologicznego AS-1510

Typ produktu	Pomocnik stomatologiczny / asystor stomatologiczny
Model	AS-1510
Numer katalogowy	SM-TMBY-AS-1510
Kod producenta	AS-1510-PM_-0000-K4.3

Liczba szuflad	3
Wysokość frontów	2 x 120 mm; 1 x 240 mm
Wysokość całkowita	800 mm
Średnica podstawy	600 mm
Wymiary szafki	450 x 450 x 540 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	360 x 330 x 90 mm
Powierzchnia użytkowa dolnej szuflady	360 x 330 x 212 mm
Stelaż	Zamknięte profile aluminiowe i złączki ABS
Wykończenie stelaża	Anodowanie lub lakierowanie proszkowe według palety RAL
Wypełnienie	Płyta meblowa obustronnie laminowana
System szuflad	Cichy domyk
Podstawa	Pięcioramienna, lakierowana proszkowo wg palety RAL
Koła	Podwójne, średnica 55 mm, 3 z blokadą
Gwarancja	12 miesięcy

Wykonanie i funkcjonalność

Konstrukcja pomocnika została opracowana z myślą o intensywnym użytkowaniu w gabinecie. Aluminiowy stelaż i obustronnie laminowana płyta meblowa tworzą trwały korpus, który dobrze sprawdza się w codziennej organizacji pracy. Trzy szuflady pozwalają rozdzielić narzędzia, materiały jednorazowe oraz drobne akcesoria zabiegowe.

Dolna szuflada ma zwiększoną wysokość użytkową, dlatego ułatwia przechowywanie wyższych elementów wyposażenia. Cichy domyk poprawia komfort pracy i ogranicza hałas w gabinecie. Pięcioramienna podstawa zwiększa stabilność, a mobilność na kołach pozwala łatwo ustawić pomocnik tam, gdzie jest aktualnie potrzebny.

Kolorystyka i konfiguracja

Model dostępny jest w różnych wariantach kolorystycznych płyt i elementów dekoracyjnych. Cena podstawowa obowiązuje dla płyt z **I grupy cenowej: Biel alpejska, Jasny szary, Kość słoniowa, Dąb elegance, Olcha, Sosna loft biała**. Wybrane kolory płyt z **II grupy cenowej** są dostępne za **dopłatą 10%**, zgodnie z aktualnym konfiguratorem produktu. Kolor elementów dekoracyjnych można dobrać według palety RAL.

Zastosowanie w gabinecie stomatologicznym

Pomocnik stomatologiczny AS-1510 sprawdza się jako mobilna szafka pomocnicza przy stanowisku lekarza lub asysty. Może służyć do przechowywania materiałów stomatologicznych, drobnych narzędzi, środków ochrony, akcesoriów zabiegowych i elementów używanych w pracy rotacyjnej między stanowiskami.

Jeśli w gabinecie potrzebny jest model o innej organizacji przestrzeni, warto porównać również warianty z 2 szufladami, 4 szufladami albo wersję 3-szufladową z inną konstrukcją blatu.

FAQ

Czy AS-1510 to pomocnik stomatologiczny z 3 szufladami?

Tak. **Pomocnik stomatologiczny AS-1510 z 3 szufladami** to mobilny mebel pomocniczy przeznaczony do organizacji narzędzi, materiałów jednorazowych, akcesoriów i drobnego wyposażenia w gabinecie stomatologicznym. Podobne modele znajdziesz w kategorii [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#).

Czy pomocnik stomatologiczny AS-1510 ma cichy domyk?

Tak. Model AS-1510 posiada **3 szuflady z systemem cichego domykania**. To praktyczne rozwiązanie w gabinecie stomatologicznym, ponieważ ułatwia wygodne korzystanie z szuflad i ogranicza gwałtowne zamykanie frontów podczas codziennej pracy.

Do czego służy pomocnik stomatologiczny z 3 szufladami?

Pomocnik stomatologiczny z 3 szufladami służy do uporządkowania podręcznych materiałów, drobnych narzędzi, środków ochrony, akcesoriów zabiegowych i wyposażenia pomocniczego. Może pełnić funkcję mobilnej szafki stomatologicznej, asystora gabinetowego oraz pomocnika ustawianego przy stanowisku pracy.

Czym AS-1510 różni się od AS-1310 z 2 szufladami?

AS-1510 ma **3 szuflady**, dlatego daje większą możliwość segregacji wyposażenia niż model 2-szufladowy. AS-1310 będzie dobry do podstawowej organizacji drobnych akcesoriów, natomiast AS-1510 lepiej sprawdzi się tam, gdzie potrzebna jest dodatkowa szuflada na materiały lub narzędzia. Do porównania zobacz [asystor stomatologiczny AS-1310 z 2 szufladami](#).

Czy lepiej wybrać pomocnik stomatologiczny z 2 czy 3 szufladami?

Jeżeli w gabinecie potrzebna jest podstawowa organizacja podręcznych materiałów, wystarczający może być model z 2 szufladami. Jeżeli chcesz wygodniej rozdzielić narzędzia, akcesoria, materiały jednorazowe i wyposażenie pomocnicze, lepszym wyborem będzie **pomocnik stomatologiczny AS-1510 z 3 szufladami**.

Czym AS-1510 różni się od asystora stomatologicznego z 4 szufladami?

AS-1510 ma 3 szuflady i dobrze sprawdza się jako kompromis między kompaktową formą a pojemnością. Model z 4 szufladami będzie lepszy wtedy, gdy potrzebna jest jeszcze większa liczba oddzielnych przestrzeni do przechowywania. Do porównania sprawdź [asystor stomatologiczny AS-1610 z 4 szufladami](#).

Czy AS-1510 jest lepszy od modelu z szufladą i szafką?

To zależy od sposobu użytkowania. AS-1510 będzie lepszy, gdy najważniejsza jest segregacja drobnych akcesoriów w osobnych szufladach. Model z szufladą i szafką sprawdzi się wtedy, gdy oprócz szuflady potrzebujesz zamkniętej przestrzeni na większe elementy wyposażenia. Porównaj go z produktem [asystor medyczny ALUMED AS-1220 z szufladą i szafką](#).

Czy AS-1510 może być używany jako asystor stomatologiczny na kółkach?

Tak. Produkt ma mobilną konstrukcję, pięcioramienną podstawę oraz koła, w tym **3 koła z blokadą**. Dzięki temu może być używany jako **asystor stomatologiczny na kółkach**, ustawiany przy fotelu, stanowisku zabiegowym lub miejscu przygotowania materiałów.

Czy pomocnik stomatologiczny AS-1510 nadaje się do gabinetu zabiegowego?

Tak. Choć model jest określany jako pomocnik stomatologiczny, może być stosowany również w gabinecie zabiegowym, pracowni specjalistycznej lub miejscu przygotowania materiałów. Trzy szuflady z cichym domykiem ułatwiają organizację drobnego wyposażenia i materiałów podręcznych.

Czy AS-1510 można porównać z asystorem stomatologicznym z 3 szufladami i blatem z pogłębieniem?

Tak. AS-1510 jest pomocnikiem stomatologicznym z 3 szufladami i cichym domykiem, natomiast inny wariant 3-szufladowy może mieć dodatkowy blat z pogłębieniem oraz pole odkładcze. Jeżeli ważna jest powierzchnia robocza na górze mebla, porównaj go z produktem [asystor stomatologiczny z 3 szufladami na kółkach](#).

Czy warto porównać AS-1510 z wersją ze stali kwasoodpornej?

Tak. AS-1510 będzie dobrym wyborem, gdy szukasz mobilnego pomocnika z 3 szufladami, cichym domykiem i płytą laminowaną. Jeżeli priorytetem jest stal kwasoodporna 0H18N9 i łatwe utrzymanie powierzchni w czystości, porównaj go z produktem [asystor stomatologiczny ze stali kwasoodpornej K-5 A-04 KO z 3 szufladami](#).

Jaką podstawę ma pomocnik stomatologiczny AS-1510?

Pomocnik stomatologiczny AS-1510 ma **pięcioramienną podstawę jezdnią Ø600 mm**. Taka konstrukcja poprawia stabilność mebla i ułatwia jego ustawienie przy stanowisku pracy w gabinecie.

Czy AS-1510 ma koła z blokadą?

Tak. Model posiada koła o średnicy **55 mm**, w tym **3 koła z blokadą**. Blokady pomagają ustabilizować pomocnik stomatologiczny w wybranym miejscu podczas pracy.

Czy można wybrać kolor pomocnika stomatologicznego AS-1510?

Tak. W zależności od dostępnej konfiguracji można dobrać wariant kolorystyczny elementów mebla, w tym płyty laminowane i elementy wykończenia. Dzięki temu pomocnik stomatologiczny AS-1510 można lepiej dopasować do wystroju gabinetu stomatologicznego lub zabiegowego.

Czy AS-1510 można traktować jako stół pomocniczy do gabinetu?

Tak. Ze względu na mobilną podstawę, 3 szuflady i kompaktową konstrukcję model AS-1510 może pełnić funkcję praktycznego stoika pomocniczego do gabinetu. Szerszą grupę podobnych produktów znajdziesz w kategorii [stoliki wielofunkcyjne medyczne](#).

Czy produkt jest dostępny od ręki?

Produkt jest wykonywany lub kompletowany zgodnie z wybraną konfiguracją. Standardowy czas realizacji wynosi **4-6 tygodni**, dlatego przy zamówieniu warto uwzględnić czas przygotowania pomocnika oraz wybór wariantu kolorystycznego.

Więcej podobnych modeli znajdziesz w kategorii [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor płyty laminowanej TMBY: Biel alpejska , Dąb elegance , Jasny szary , Kość słoniowa , Olcha , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Jasny niebieski (+ 10.00%) , Pastelowy niebieski (+ 10.00%) , Jasny różowy (+ 10.00%) , Morelowy (+ 10.00%)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące