

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/porecz-dla-niepelnosprawnych-do-wc-p-1110.html>



Poręcz dla niepełnosprawnych do WC

Cena brutto	138,00 zł
Cena netto	127,78 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SM-CPL-UWCL/P
Kod producenta	CPL-WCB

Opis produktu

Poręcz łazienkowa do WC - komfort, bezpieczeństwo i niezależność każdego dnia

Poręcz dla niepełnosprawnych do WC to niezawodne rozwiązanie, które znacząco zwiększa komfort i bezpieczeństwo osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Ten funkcjonalny uchwyt do łazienki, montowany stabilnie do podłogi, zapewnia solidne wsparcie podczas codziennego korzystania z toalety. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się większą niezależnością i poczuciem pewności w domowej przestrzeni sanitarnej.

Dostępna w wersji lewostronnej i prawostronnej, poręcz doskonale dopasowuje się do indywidualnych potrzeb, a klasyczne malowanie proszkowe na biało sprawia, że harmonijnie wpasowuje się w różnorodne aranżacje wnętrz – od nowoczesnych po klasyczne. To nie tylko estetyczny, ale i praktyczny element wyposażenia każdej łazienki.


Wykonana z trwałej stali o średnicy 25 mm, poręcz wyróżnia się solidnością oraz odpornością na codzienne użytkowanie. Produkt został stworzony przez renomowanego, krajowego producenta, który dzięki wieloletniemu doświadczeniu dostarcza rozwiązania o potwierdzonej jakości. Co więcej, poręcz została wpisana do rejestru wyrobów medycznych, co potwierdza jej zgodność z obowiązującymi normami i standardami bezpieczeństwa.

Ten uchwyt łazienkowy dla niepełnosprawnych objęty jest preferencyjną stawką VAT 8%, co czyni go dostępnym w konkurencyjnej cenie. To nie tylko praktyczne ułatwienie, ale przede wszystkim inwestycja w zdrowie, godność i wygodę osoby korzystającej z łazienki.

Główne zalety produktu:

- niezawodne wsparcie dla osób o ograniczonej mobilności
- stabilny montaż podłogowy zapewniający bezpieczeństwo
- wersje lewa i prawa – dopasowanie do układu łazienki
- elegancki wygląd dzięki białemu lakierowi proszkowemu
- trwała konstrukcja z rury fi 25 mm
- produkcja krajowa, zgodna z normami dla wyrobów medycznych
- objęta 8% VAT
- idealny uchwyt prysznicowy lub poręcz prysznicowa w uniwersalnym wydaniu

Poręcz dla niepełnosprawnych do WC, dane techniczne:



Model uchwytu	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
UWCLewy	800	170	150	250
UWCPrawy	800	170	150	250

Wybierając nasze uchwyty łazienkowe, zyskujesz pewność, że Twoja łazienka będzie miejscem bezpiecznym, funkcjonalnym i przyjaznym dla każdego domownika – niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz model uchwytu: UWCL fi 25 , UWCP fi 25