

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/porecz-lazienkowa-czarna-prawa-p-3290.html>



Poręcz łazienkowa czarna - Prawa

Cena brutto	146,00 zł
Cena netto	135,19 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-UC-UKP-6/4

Opis produktu

Poręcz łazienkowa czarna - prawa - bezpieczeństwo i komfort dla osób starszych i niepełnosprawnych

Szukasz solidnego i stylowego rozwiązania, które zapewni większe bezpieczeństwo w łazience? **Poręcz łazienkowa czarna - prawa** to funkcjonalny uchwyt zaprojektowany z myślą o osobach starszych, niepełnosprawnych oraz wszystkich z ograniczoną sprawnością ruchową. To niezastąpione wsparcie przy codziennych czynnościach – zarówno w domu, jak i w placówkach medycznych.

Nasze **poręcze łazienkowe** wykonane są z trwałej stali malowanej proszkowo na elegancki, matowy czarny kolor. Dzięki ergonomicznemu kształtowi i antypoślizgowej powierzchni, każda **poręcz łazienkowa dla niepełnosprawnych** zapewnia pewny chwyt i komfort użytkowania.

Dlaczego warto wybrać nasze uchwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych?

- **Maksymalne bezpieczeństwo** – chroni przed poślizgiem i upadkiem, zwiększając stabilność podczas korzystania z toalety, prysznicy czy wanny.
- **Szerokie zastosowanie** – idealne **uchwyty do łazienki dla osoby niepełnosprawnej**, które można zamontować przy wannie, toalecie lub umywalce.
- **Nowoczesny design** – matowa czerń doskonale komponuje się z każdą aranżacją wnętrza.
- **Wytrzymała konstrukcja** – stalowa rura fi 25 mm gwarantuje niezawodność przez długie lata.
- **Łatwy montaż** – szybka instalacja bez potrzeby specjalistycznych narzędzi.

Gdzie sprawdzi się poręcz do łazienki?


Poręcze do łazienki są doskonałym wyborem do mieszkań prywatnych, jak i przestrzeni publicznych – takich jak domy opieki, szpitale czy ośrodki rehabilitacyjne. Dzięki nim codzienne czynności stają się bezpieczniejsze i bardziej komfortowe, zarówno dla użytkownika, jak i opiekuna.

Kluczowe cechy produktu:

- ✓ Poręcz prawostronna – idealna do montażu po prawej stronie.

- ✓ Antypoślizgowa powierzchnia – pewny chwyt nawet mokrymi dłońmi.
- ✓ Elegancki wygląd – matowa czerń wpisuje się w nowoczesne łazienki.
- ✓ Wysoka trwałość – odporny na korozję i intensywne użytkowanie materiał.

Poręcz łazienkowa czarna - Prawa, specyfikacja techniczna;



Oznaczenie	A [mm]	B [mm]	C [mm]
Uchwytu			
UKP 6/4 prawy	600	400	102

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich bliskich i wybierz **uchwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych**, które naprawdę robią różnicę. Postaw na **poręcze do łazienki**, które łączą funkcjonalność z estetyką. Wybierz czarną, prawostronną **poręcz łazienkową**, która zapewni niezawodne wsparcie każdego dnia.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.