

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/porecz-lazienkowa-dla-niepełnosprawnych-fi-32-p-3320.html>

## Poręcz łazienkowa dla niepełnosprawnych fi 32



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>78,00 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>72,22 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>W magazynie</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>       |
| Numer katalogowy | <b>SM-CPL-UC-UP3-6</b> |

### Opis produktu

#### Czarna poręcz łazienkowa dla niepełnosprawnych - bezpieczeństwo, komfort i niezależność każdego dnia

Poręcz łazienkowa dla niepełnosprawnych malowana proszkowo na elegancki czarny mat o średnicy 32 mm to niezastąpiony element wyposażenia każdej łazienki, w której liczy się bezpieczeństwo i wygoda osób starszych oraz z ograniczoną sprawnością ruchową. Dzięki solidnej konstrukcji i antypoślizgowej powierzchni zapewnia pewny chwyt i wsparcie podczas codziennych czynności higienicznych.

#### Bezpieczne i funkcjonalne uchwyty do łazienki dla osoby niepełnosprawnej

Poręcze łazienkowe montowane w strategicznych miejscach – przy toalecie, wannie, prysznicu czy umywalce – znacząco zmniejszają ryzyko poślizgnięcia się lub utraty równowagi. Ich obecność pozwala na samodzielne i komfortowe poruszanie się w łazience, co przekłada się na większą niezależność oraz poczucie godności użytkownika.

#### Cechy produktu:


- **Średnica 32 mm** – idealna do zapewnienia pewnego i wygodnego chwytu, szczególnie dla osób z ograniczoną siłą dłoni.
- **Wykończenie czarny mat** – stylowe i nowoczesne, doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami.
- **Malowanie proszkowe** – gwarantuje odporność na wilgoć, zarysowania i długotrwałe użytkowanie.
- **Łatwy montaż** – poręcz do toalety i innych stref łazienkowych można bez trudu zamontować w najważniejszych punktach wsparcia.
- **Produkt medyczny** – oferowany ze stawką 8% VAT.
- **Wyprodukowano w Polsce** – wysoka jakość wykonania i zgodność z normami.
- **12 miesięcy gwarancji** oraz **instrukcja montażu w języku polskim** w zestawie.

#### Dlaczego warto wybrać poręcz do łazienki?

Poręcze łazienkowe dla niepełnosprawnych nie tylko zwiększają poziom bezpieczeństwa, ale też wspierają niezależność użytkowników. To istotne szczególnie dla osób, które pragną jak najdłużej samodzielnie funkcjonować w domowej przestrzeni. Umożliwiają one stabilne poruszanie się po mokrej nawierzchni, dając wsparcie przy wstawaniu i siadaniu – zwłaszcza w obrębie toalety czy prysznica.

Zainwestuj w **czarną poręcz do łazienki dla osoby niepełnosprawnej**, by zadbać o komfort, bezpieczeństwo i jakość życia swoich bliskich – każdego dnia.

**Czarna poręcz łazienkowa dla niepełnosprawnych, specyfikacja techniczna;**



| Model        | A [mm] | B [mm] | A + 75 [mm] |
|--------------|--------|--------|-------------|
| UP - 3 fi 32 | 300    | 102    | 375         |
| UP - 4 fi 32 | 400    | 102    | 475         |
| UP - 5 fi 32 | 500    | 102    | 575         |
| UP - 6 fi 32 | 600    | 102    | 675         |

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz model uchwytu:** UP - 3 fi 32 , UP - 4 fi 32 (+ 6,00 zł ), UP - 5 fi 32 (+ 10,00 zł ), UP - 6 fi 32 (+ 16,00 zł )