

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/porecze-do-nauki-chodzenia-p-1517.html>

Poręcze do nauki chodzenia



Cena brutto	2 227,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 062,04 zł
------------	--------------------

Czas wysyłki	7-14dni
--------------	----------------

Numer katalogowy	SM-J-PNCH1
------------------	-------------------

Opis produktu

Prezentowane poręcze do nauki chodzenia znajdują szerokie zastosowanie w ośrodkach rehabilitacji. Służą one do poprawy koordynacji, elastyczności i siły mięśni u pacjentów cierpiących na dysfunkcje kończyn dolnych.

Poręcze do nauki chodzenia charakteryzują się precyzyjnym, solidnym i estetycznym wykonaniem. Stalowe profile pokryte zostały farbą proszkową, która jest odporna na zarysowania. Niewątpliwym atutem jest regulacja wysokości poręczy i regulacja rozstawu co pozwala na dopasowanie poręczy do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Dane techniczne:

- Długość: 3000 mm
- Regulacja wysokości poręczy: 655 mm - 1055 mm
- Regulacja rozstawu szerokości poręczy: 370 mm - 700 mm
- Wymiary gabarytowe: 1255 mm x 3000 mm
- Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
- Waga: 44 kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.