

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/porecze-do-nauki-chodzenia-p-161.html>

Poręcze do nauki chodzenia



Cena brutto	2 124,00 zł
Cena netto	1 966,67 zł
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-TM-P-P/U


Opis produktu

Prezentowane poręcze głównie stosowane są do ćwiczeń korygujących, nie wykształconych lub utraconych funkcji chodu. Poręcze te polecane są zwłaszcza do ćwiczeń z dziećmi z wadami rozwojowymi kończyn dolnych. Stanowią one wyposażenie na oddziałach rehabilitacji, kinezyterapii, ortopedii lub neurologii. Przyrząd ten wykonany jest ze stalowych rur, które sprawiają, że przyrząd jest stabilny i trwały. Konstrukcja poręczy malowana jest proszkowo na kolor biały. Zaletą tej poręczy jest możliwość regulacji wysokości oraz rozstawu pochwytów. Dzięki tej regulacji poręcze mogą być używane do rehabilitacji zarówno dzieci jak i dorosłych. Regulacja wysokości pochwytów możliwa jest w zakresie od 63 do 115 cm , a rozstaw pochwytów od 35 do 75 cm. Długość pochwytów to 300 cm.

Cechy poręczy:

- stalowa konstrukcja
- regulacja wysokości pochwytów
- regulacja rozstawu pochwytów
- konstrukcja malowana proszkowo
- kolor: biały

Parametry techniczne:



Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

