

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/profesjonalny-lekarski-cisnieniomierz-p-2891.html>



Profesjonalny lekarski ciśnieniomierz

Cena brutto	110,00 zł
Cena netto	101,85 zł
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-T-MED- TMA-500 PRO

Opis produktu

Profesjonalny lekarski ciśnieniomierz.

Ciśnieniomierz **TMA-500 PRO** charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru. Dokładność ta została potwierdzona badaniami klinicznymi. Wykonanie dokładnego pomiaru ciśnienia jest niezwykle proste – wymaga przyciśnięcia tylko jednego przycisku. Duży podświetlany wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki.

Cechy ciśnieniomierza:

- Automatyczny cyfrowy aparat do pomiaru ciśnienia krwi i tętna
- Prosty pomiar jednym naciśnięciem przycisku
- Wykrywa objawy arytmii
- Mankiet uniwersalny 22-42 cm
- Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 299 mmHg
- Zakres pomiarowy tętna: 40 - 200 uderzeń/minutę
- Nowa technologia: pomiar podczas pompowania
- Dokładność: +/- 3 mmHg
- Wskaźnik poziomu ciśnienia wg klasyfikacji WHO
- Pamięć 2x120 wyników pomiaru
- Funkcja wyciągania średniej z wyników 3 ostatnich pomiarów
- Data i godzina pomiaru
- Duży podświetlany cyfrowy wyświetlacz LCD
- Zasilanie 4 baterie AAA lub zasilacz (możliwość dokupienia)
- Wymiary: 93mm x 91mm x 43 mm
- Automatyczne wyłączanie
- Wskaźnik zużycia baterii

Zestaw składa się z:

- Ciśnieniomierz
- Mankiet 22-42 cm
- Etui
- 4 baterie "AAA"
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Gwarancja 36 miesięcy

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zasilacz: Nie , Tak (+ 20,00 zł)