

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/przeciwdleżynowe-ochraniacze-na-piety-p-2960.html>



SALVAPAD SVP 2413 – ochraniacze na pięty i palce, para

Cena brutto **78,00 zł**

Cena netto **72,22 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SVP 2413**

Opis produktu

Ochraniacze przeciwdleżynowe na pięty i palce SALVAPAD SVP 2413 to dwie bardzo miękkie, wydłużone osłony przeznaczone dla osób długotrwale leżących. Zakłada się je bezpośrednio na stopy narażone na stały kontakt z materacem, miejscowy ucisk, wilgoć oraz powtarzające się otarcia. Opakowanie zawiera dwa ochraniacze, czyli jedną parę na obie stopy.

Najważniejszą przewagą modelu SVP 2413 jest wydłużona część osłaniająca nie tylko piętę, ale również palce i przednią część stopy. Miękka tkanina pomaga rozłożyć nacisk na większej powierzchni, ograniczyć bezpośrednie tarcie o podłoże oraz zwiększyć komfort ułożenia stóp osoby leżącej.

- **2 sztuki w opakowaniu** – jedna para umożliwiająca zabezpieczenie obu stóp;
- **ochrona pięty i palców** – wydłużona osłona obejmuje większą część stopy niż krótsze modele;
- **bardzo miękka tkanina** – pomaga ograniczyć punktowy nacisk i tarcie o materac;
- **oddychający materiał syntetyczny** – wspiera odprowadzanie wilgoci;
- **rozmiar uniwersalny** – ochraniacze są mocowane na stopach za pomocą rzepów;
- **wielokrotne użycie** – możliwość czyszczenia lub prania w temperaturze do 95°C;
- **wyrób medyczny**.

Ochraniacze na pięty z wydłużeniem na palce stopy

SALVAPAD SVP 2413 nie jest luźną poduszką wkładaną pod nogę. Ochraniacz zakłada się bezpośrednio na stopę, dzięki czemu miękka warstwa pozostaje razem z chronioną kończyną również podczas kontrolowanej zmiany pozycji pacjenta lub wykonywania czynności pielęgnacyjnych.

W odróżnieniu od krótszych modeli przeznaczonych głównie do ochrony pięty, SVP 2413 ma rozbudowaną część przednią. Obejmuje ona okolice palców i pomaga ograniczyć kontakt większej powierzchni stopy z prześcieradłem, materacem albo brzegiem łóżka.

Produkt może być wyszukiwany również jako **ochraniacz na piętę wydłużony na palce, osłona przeciwdleżynowa na stopę, miękki ochraniacz na piętę dla osoby leżącej, kapcie przeciwdleżynowe** albo **buty ochronne na stopy do łóżka**. W przypadku SVP 2413 chodzi jednak o tekstylny ochraniacz zakładany na stopę, a nie o obuwie przeznaczone do chodzenia.

Jak SVP 2413 pomaga chronić piętę i palce osoby leżącej?

Pięty należą do miejsc szczególnie narażonych na długotrwały ucisk podczas leżenia. U części pacjentów kontakt z materacem, pościelą lub elementami łóżka obejmuje również palce i przednią część stopy. Dodatkowym problemem może być

tarcie skóry, gromadzenie się wilgoci oraz brak możliwości samodzielnej zmiany ułożenia nóg.

Miękka tkanina ochraniacza tworzy dodatkową warstwę pomiędzy stopą a podłożem. Pomaga rozłożyć nacisk na większej powierzchni, ograniczyć bezpośrednie tarcie oraz poprawić komfort wrażliwych miejsc. Wydłużona forma sprawia, że model SVP 2413 zabezpiecza większy obszar niż ochraniacz obejmujący wyłącznie samą piętę.

Ochraniacze warto rozważyć szczególnie u osób długotrwale przebywających w pozycji leżącej, mających ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania nogami albo wymagających miejscowego zabezpieczenia obu stóp. Produkt należy stosować jako jeden z elementów profilaktyki, razem z regularną zmianą pozycji i kontrolą stanu skóry.

Dwie sztuki – na prawą i lewą stopę

Opakowanie zawiera **dwa ochraniacze, czyli jedną parę**. Pozwala to jednocześnie zabezpieczyć prawą i lewą stopę. Każdy ochraniacz ma wydłużoną część przednią przeznaczoną do osłony palców oraz miękką część obejmującą piętę.

Informacja o dwóch sztukach powinna być widoczna również w nazwie produktu i krótkim opisie przy cenie. Dzięki temu klient od razu wie, że cena dotyczy kompletnej pary, a nie pojedynczego ochraniacza.

Kiedy wybrać SVP 2413 zamiast krótszego ochraniacza?

SVP 2413 ma największy sens wtedy, gdy ochrony wymaga nie tylko sama pięta, ale również palce lub przednia część stopy. Jeżeli potrzebna jest wyłącznie miejscowa osłona pięt, prostszym rozwiązaniem może być krótszy model SVP 2412.

Jeżeli ochraniacz ma być używany zamiennie na pięcie lub łokciu, warto rozważyć uniwersalny SVP 2401. Gdy najważniejsze jest stabilniejsze mocowanie na kończynie, odpowiedniejszy może być SVP 2402 z dodatkową obejmą.

Jak zakładać ochraniacz SALVAPAD SVP 2413?

1. Rozepnij elementy mocujące przed włożeniem stopy do ochraniacza.
2. Umieść piętę dokładnie w miękkiej, tylnej części osłony.
3. Ułóż wydłużoną część tak, aby obejmowała palce i przednią część stopy.
4. Zamocuj ochraniacz za pomocą rzepów, nie powodując dodatkowego ucisku kończyny.
5. Sprawdź, czy materiał nie jest podwinięty i nie tworzy fałd powodujących punktowy nacisk.
6. Po założeniu skontroluj skórę oraz miejsca znajdujące się pod mocowaniem.
7. Podczas użytkowania regularnie sprawdzaj ułożenie ochraniacza i stan stopy.

Ochraniacze na stopy czy materac przeciwodleżynowy?

Ochraniacze i materac pełnią różne funkcje. SALVAPAD SVP 2413 zapewnia miejscową ochronę pięt, palców i przedniej części stóp, natomiast materac wspiera rozłożenie nacisku na większej powierzchni ciała.

Rozwiązanie	Sposób użycia	Kiedy ma większy sens?
SALVAPAD SVP 2413	Zakładany bezpośrednio na stopę	Gdy miejscowej ochrony wymagają pięty, palce i przednia część stóp osoby leżącej
Materac przeciwodleżynowy	Umieszczany na łóżku pod ciałem pacjenta	Gdy potrzebne jest rozłożenie nacisku na większej powierzchni ciała

Który model ochraniacza przeciwodleżynowego wybrać?

Potrzeba	Odpowiedni produkt	Najważniejsza różnica
Ochrona pięty, palców i przedniej części stopy	SALVAPAD SVP 2413	Wydłużona osłona większej części stopy; 2 sztuki w opakowaniu
Miękka ochrona przeznaczona przede wszystkim na pięty	Ochraniacze na pięty SALVAPAD SVP 2412 – 2 sztuki	Krótszy model ukierunkowany na miejscową ochronę pięt
Uniwersalna para na łokcie lub pięty	Ochraniacze SALVAPAD SVP 2401 – 2 sztuki	Podstawowy model do stosowania zamiennie na łokciu albo pięcie

Potrzeba	Odpowiedni produkt	Najważniejsza różnica
Stabilniejsze mocowanie na łokciu lub pięcie	Ochraniacze SALVAPAD SVP 2402 z dodatkową obejmą	Dodatkowy element stabilizujący ochraniacz na kończynie

Dane techniczne SALVAPAD SVP 2413

Rodzaj produktu	Wydłużone ochraniacze przeciwodrażynowe zakładane na stopy
Model	SALVAPAD SVP 2413
Numer katalogowy	SM-TGO-SVP 2413
Kod EAN / GTIN-13	8436035350568
Producent	Medicare System
Liczba sztuk	2 sztuki - 1 para
Rozmiar	Uniwersalny
Zastosowanie	Ochrona pięt, palców i przedniej części stóp
Sposób mocowania	Rzepy
Materiał	Oddychająca tkanina syntetyczna
Warstwa zewnętrzna	Niebieski poliamidowy welur
Kolor	Błękitny
Czyszczenie	Czyszczenie lub pranie w temperaturze do 95°C
Status	Wyrób medyczny, oznaczenie CE

Bezpieczne stosowanie

Ochraniacze stanowią element profilaktyki i ochrony skóry narażonej na ucisk oraz otarcia. Nie zastępują regularnej zmiany pozycji osoby leżącej, kontroli skóry, odpowiedniej pielęgnacji ani właściwie dobranego materaca przeciwodrażynowego. Nie są opatrunkiem przeznaczonym do bezpośredniego leczenia otwartych ran. Przy istniejących zmianach skórnych, zaburzeniach czucia albo problemach z krążeniem sposób zastosowania należy uzgodnić z lekarzem lub pielęgniarką.

Zobacz całą kategorię

[Ochraniacze przeciwodrażynowe na pięty i łokcie](#) - porównaj modele różniące się przeznaczeniem, sposobem mocowania oraz zakresem ochrony stopy.

Przeczytaj poradnik

Sprawdź, jak połączyć miejscową ochronę pięt i palców z pozostałymi elementami [profilaktyki przeciwodrażynowej u osoby długotrwale leżącej](#).

Podobne produkty

- [SALVAPAD SVP 2412 - ochraniacze przeznaczone przede wszystkim na pięty](#)
- [SALVAPAD SVP 2401 - uniwersalne ochraniacze na łokcie lub pięty](#)
- [SALVAPAD SVP 2402 - ochraniacze z dodatkową obejmą](#)