

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/przewiewna-sznurówka-ledzwiowo-krzyzowa-p-1076.html>



Przewiewna sznurówka lędźwiowo-krzyżowa

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

**SM-TGO-c SLK 708/SM-
TGO-R SLK 70**

Opis produktu

Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa wykonana została z połączenia elastycznego materiału z materiałem przewiewnym, co zapewnia maksymalną stabilizację a jednocześnie dopływ powietrza do skóry pacjenta.

Sznurówka ta nadaje się szczególnie dla osób ze zwiększoną potliwością, a także **w okresie letnim**.

Gorset ma wysokość odpowiednią dla stabilizacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Produkowany jest w sześciu rozmiarach **S do XXXL**, dzięki czemu można go dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała.

Rozmiar gorsetu (obwód pasa):

S - 70 - 80 cm
M - 80 - 90 cm
L - 90 - 100 cm
XL - 100 - 110 cm
XXL - 110 - 120 cm
XXXL - 120 - 135 cm

Cechy sznurówki:

- wykonana z dwóch rodzajów tkanin: kompresyjnej o wysokiej elastyczności i przewiewnej
- składa się z 3 części:
 - materiału elastycznego zapinanego z przodu na rzep
 - giętkich fiszbin (stałek) odciążających i stabilizujących kręgosłup
 - pasów dociągających
- połączenie dwóch materiałów maksymalizuje stabilizację i dostęp powietrza do skóry
- polecana dla osób ze wzmożoną potliwością oraz w okresie letnim
- wysokość gorsetu odpowiednia dla stabilizacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa
- stosowana w celu odbarczenia kręgosłupa i korzeni nerwowych
- dostępne 6 rozmiarów (obwodów)

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Sznurówka zalecana jest m.in. w następujących przypadkach:

- dyskopatia
- procesy zapalne stawów kręgosłupa
- bóle przeciążeniowe
- zmiany zwyrodnieniowe
- zespoły neuropatyczne i korzeniowe
- stany wzmożonego, bolesnego napięcia mięśni grzbietu
- w trakcie leczenia pooperacyjnego
- w celach rehabilitacji pourazowej

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar (obwód pasa): S - 70 - 80 cm , M - 80 - 90 cm , L - 90 - 100 cm , XL - 100 - 110 cm , XXL - 110 - 120 cm , XXXL - 120 - 135 cm