

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/przewijak-dla-niemowlat-na-oddzialy-pediatryczne-p-2969.html>

Przewijak dla niemowląt na oddziały pediatryczne



Cena brutto	3 680,00 zł
Cena netto	3 407,41 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-S-SPTM1-02
Kod producenta	SPTM-02-B(1)P-ST-0000-PM_(B)-T_0-K6.3-W

Opis produktu

Przewijak dla niemowląt na oddziały pediatryczne to niezbędne wyposażenie dla każdej placówki medycznej zajmującej się najmłodszymi pacjentami. Ten przewijak został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie, a jego funkcjonalne wyposażenie ułatwia pracę personelowi medycznemu.

Przewijak składa się z jednego blatu i jednej półki, które pozwalają na swobodne wykonywanie czynności pielęgnacyjnych. Zestaw zawiera również kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą, koszyk na akcesoria o wymiarach 360x160x150mm oraz pojemnik na rękawiczki. Dwie szyny instrumentalne o długości 500mm z zabezpieczonymi narożnikami zapewniają bezpieczne przechowywanie narzędzi medycznych.

Stelaż przewijaka wykonany jest z aluminium, co gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia. Podstawa stalowa lakierowana proszkowo na biało wyposażona jest w koła o średnicy 75 mm (białe) z blokadą, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas przemieszczania stolika. Błat przewijaka jest tapicerowany i otoczony z trzech stron tapicerowanymi bandami o wysokości 70mm, co zapobiega przesuwaniu się dziecka podczas zmiany pieluchy. Półka z płyty meblowej laminowanej białej pozwala na przechowywanie niezbędnych akcesoriów medycznych lub kosmetyków pielęgnacyjnych.

Wymiary przewijaka to szerokość 900 mm, głębokość 700 mm, wysokość od podłoża do blatu 900 mm oraz wysokość całkowita 970 mm. Wymiar powierzchni użytkowej blatu wynosi 800x650 mm, co zapewnia wygodną przestrzeń do pracy z niemowlęciem. Przewijak dla niemowląt na oddziały pediatryczne to idealny wybór dla każdego, kto szuka funkcjonalnego, bezpiecznego i wygodnego rozwiązania dla swojej placówki medycznej.

Przewijak dla niemowląt na oddziały pediatryczne, wyposażenie:

- 1xblat,
- 1xpółka,
- 1xkosz na odpady z tw. szt. z pokrywą,
- 1xkoszyk na akcesoria 360x160x150mm,
- 1xpoj. na rękawiczki,
- 2xszyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami L=500mm

Przewijak dla niemowląt na oddziały pediatryczne, cechy produktu:

-
- bezpieczeństwo i wygoda są najważniejsze w przypadku przewijaka dla niemowląt na oddziały pediatryczne.
 - przewijak składa się z jednego blatu i jednej półki, umożliwiających wykonywanie czynności pielęgnacyjnych.
 - zestaw zawiera kosz na odpady, koszyk na akcesoria oraz pojemnik na rękawiczki, co ułatwia pracę personelowi medycznemu.
 - dwie szyny instrumentalne zabezpieczają narzędzia medyczne przed uszkodzeniem.
 - stelaż wykonany jest z aluminium, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia.
 - podstawa stalowa z kołami zapewnia stabilność i bezpieczeństwo przewijaka podczas przemieszczania.
 - blat przewijaka jest tapicerowany i otoczony z trzech stron tapicerowanymi bandami o wysokości 70mm, co zapobiega przesuwaniu się dziecka podczas zmiany pieluchy.
 - półka z płyty meblowej laminowanej pozwala na przechowywanie niezbędnych akcesoriów medycznych lub kosmetyków pielęgnacyjnych.
 - wymiary przewijaka to szerokość 900 mm, głębokość 700 mm, wysokość od podłoża do blatu 900 mm oraz wysokość całkowita 970 mm.
 - przewijak dla niemowląt na oddziały pediatryczne to idealne rozwiązanie dla placówek medycznych, które szukają funkcjonalnego, bezpiecznego i wygodnego sprzętu.

Przewijak dla niemowląt na oddziały pediatryczne, dane techniczne:

- szerokość: 900 mm
- głębokość: 700 mm
- wysokość od podłoża do blatu: 900 mm
- wysokość całkowita stolika: 970 mm
- wymiar powierzchni użytkowej blatu 800x650 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy