

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/przewijak-dla-niemowlat-regulowana-wysokosc-p-3149.html>

Przewijak dla niemowląt - regulowana wysokość



Cena brutto	4 438,00 zł
Cena netto	4 109,26 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SPTM2-02SG

Opis produktu

Przewijak do żłobka z regulowanym blatem i szufladą - bezpieczny i funkcjonalny mebel medyczny

Nowoczesny przewijak do żłobka z regulowanym blatem to niezastąpione wyposażenie każdej placówki opiekuńczej, medycznej i edukacyjnej. To przewijak dziecięcy o solidnej konstrukcji, zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie i bezpieczeństwie zarówno dziecka, jak i personelu. Doskonale sprawdzi się także jako przewijak szpitalny w oddziałach pediatrycznych, gabinetach lekarskich czy placówkach rehabilitacyjnych.

Najważniejsze cechy produktu:

- Stelaż wykonany z wytrzymałego profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały - trwały i odporny na uszkodzenia.
- Stabilna podstawa stalowa z elegancką osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w cztery kółka (Ø 75 mm) z tworzywa sztucznego - wszystkie z funkcją blokady dla bezpiecznego użytkowania.
- Tapicerowany blat otoczony z trzech stron podniesionymi bandami (wys. 70 mm), zapewniający ochronę dziecka podczas zmiany pieluch czy badań.
- Płynna regulacja wysokości blatu od 730 mm do 1030 mm dzięki siłownikowi gazowemu, sterowanemu wygodnym pedałem nożnym - ergonomiczne rozwiązanie dla personelu.
- Praktyczna szafka z szufladą jednostronną - korpus z białej laminowanej płyty meblowej, front lakierowany wg palety RAL, wyposażony w system cichego domykania.
- Powierzchnia użytkowa blatu dostosowana do bezpiecznej pielęgnacji niemowląt.
- Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce, a jego jakość potwierdza rejestracja jako wyrób medyczny. Oferowany jest ze stawką VAT 8%.

Ten przewijak medyczny łączy w sobie funkcjonalność, nowoczesny design i najwyższe standardy higieny. Sprawdzi się zarówno w żłobkach i przedszkolach, jak i w profesjonalnych placówkach medycznych.

Przewijak do żłobka z regulowanym blatem i szufladą, specyfikacja techniczna;

Wymiary zew.: 480x755x730 - 1030 mm

Wymiar powierzchni użytkowej blatu 380x650 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary