

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/przewijak-do-zlobka-regulowany-blat-p-3151.html>

Przewijak do żłobka - regulowany blat



Cena brutto	4 903,00 zł
Cena netto	4 539,81 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SPTM2-02SG

Opis produktu

Przewijak do żłobka z regulowanym blatem - nowoczesne rozwiązanie do opieki nad niemowlętami

Prezentujemy innowacyjny przewijak do żłobka z regulowanym blatem, stworzony z myślą o maksymalnym komforcie i bezpieczeństwie najmłodszych. To wielofunkcyjne urządzenie idealnie sprawdza się zarówno w placówkach edukacyjnych i medycznych, jak i w prywatnych gabinetach pediatrycznych. Jako przewijak medyczny lub przewijak szpitalny, zapewnia najwyższą jakość wykonania oraz ergonomię niezbędną podczas codziennej opieki nad dzieckiem.

Solidna konstrukcja oparta na lakierowanym proszkowo profilu aluminiowym nadaje urządzeniu nowoczesny wygląd i trwałość. Podstawa wykonana ze stali, osłonięta białym tworzywem ABS, została wyposażona w trwałe koła o średnicy 75 mm z blokadą, co umożliwia łatwe przemieszczanie i stabilne ustawienie przewijaka w dowolnym miejscu.

Nasz przewijak dziecięcy wyróżnia się funkcjonalnym blatem z regulacją wysokości w zakresie 745-1045 mm, sterowaną wygodnym pedałem nożnym za pomocą siłownika gazowego. Dzięki temu produkt dopasowuje się do indywidualnych potrzeb personelu lub opiekunów, zapewniając komfort i ergonomię pracy.

Dodatkowym udogodnieniem jest praktyczna szuflada z laminowanej płyty meblowej, z eleganckim frontem lakierowanym na kolor z palety RAL. System cichego domykania to istotny atut, szczególnie w środowisku wymagającym spokoju – jak żłobek, oddział neonatologiczny czy gabinet pediatryczny.

Zewnętrzne wymiary przewijaka to 475x755x815-1115 mm, natomiast powierzchnia robocza blatu wynosi 380x650 mm – idealna do wygodnego przewijania i badania niemowląt. Istnieje również możliwość personalizacji – elementy białe mogą zostać wykonane w eleganckim odcieniu szarości, co pozwala dopasować przewijak do wystroju wnętrza. **Szuflada dostępna jest w wersji jednostronnej**, zgodnie z aktualnymi trendami w projektowaniu mebli medycznych.

Ten przewijak medyczny dla niemowląt to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto ceni jakość, bezpieczeństwo oraz nowoczesne wzornictwo. Sprawdza się zarówno jako stolik do badania niemowląt, jak i profesjonalny element wyposażenia żłobka, szpitala czy poradni pediatrycznej.

Przewijak do żłobka - regulowany blat, dane techniczne;

- Wymiary zew.: 475x755x815-1115 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

-
- Wymiar powierzchni użytkowej blatu 380x650 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary