

Przewijak dziecięcy



Cena brutto	3 731,00 zł
Cena netto	3 454,63 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SPTM2-02

Opis produktu

Przewijak medyczny na kółkach z szafką i blatem - funkcjonalne stanowisko do pielęgnacji niemowląt i dzieci

Nowoczesny przewijak dziecięcy stworzony z myślą o placówkach medycznych, gabinetach pediatrycznych oraz punktach opieki nad dziećmi. Dzięki mobilnej konstrukcji na kółkach oraz funkcjonalnemu wyposażeniu idealnie sprawdzi się jako przewijak do przychodni, przewijak szpitalny, a także w żłobkach i ośrodkach rehabilitacyjnych.

Solidna konstrukcja i mobilność:

Stelaż wykonano z lekkiego, a zarazem wytrzymałego profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Stabilną podstawę stanowi stalowa rama z elegancką osłoną z tworzywa ABS. Całość osadzona jest na czterech obrotowych kółkach (średnica 75 mm), z indywidualną blokadą, co zapewnia bezpieczne użytkowanie i łatwe przemieszczanie – to idealne rozwiązanie, jeśli potrzebny jest przewijak na kółkach w dynamicznie funkcjonującej placówce.

Praktyczne i komfortowe użytkowanie:

Blat przewijaka tapicerowany jest wysokiej jakości materiałem, otoczonym z trzech stron miękkimi bandami o wysokości 70 mm, co zwiększa bezpieczeństwo dziecka podczas pielęgnacji. Szafka wyposażona została w dwie pojemne szuflady z systemem cichego domykania. Fronty lakierowane na wybrany kolor z palety RAL (standardowo biały) nadają urządzeniu nowoczesny wygląd i ułatwiają dopasowanie do estetyki wnętrza.

Dodatkowe opcje personalizacji:

Na życzenie klienta białe elementy mogą zostać wykonane w kolorze szarym. **Szuflady dostępne są wyłącznie w wersji jednostronnej.**

Przewijak dziecięcy, dane techniczne:

- Wymiary zew.: 480x755x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiar powierzchni użytkowej blatu 380x650 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Ten funkcjonalny przewijak medyczny łączy w sobie mobilność, wygodę i bezpieczeństwo, stanowiąc niezastąpione stanowisko pielęgnacyjne zarówno w placówkach ochrony zdrowia, jak i w punktach opieki nad dziećmi.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary