

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/przewijak-medyczny-dla-niemowlat-p-3143.html>

Przewijak medyczny dla niemowląt



Cena brutto	3 877,00 zł
Cena netto	3 589,81 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SPTM2-01SG

Opis produktu

Przewijak medyczny dla niemowląt - funkcjonalność i wygoda w jednym

Nowoczesny **przewijak medyczny** to niezastąpione wyposażenie gabinetów pediatrycznych, oddziałów noworodkowych oraz placówek medycznych. Zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas badania oraz pielęgnacji najmłodszych pacjentów.

Cechy i zalety:

- ☐ **Ergonomiczna konstrukcja - stół do badania niemowląt** wyposażony jest w regulację wysokości blatu (730 - 1030 mm), co pozwala na dostosowanie do potrzeb personelu.
- ☐ **Bezpieczeństwo i stabilność** - tapicerowany blat otoczony z trzech stron bandami o wysokości 70 mm gwarantuje ochronę malucha.
- ☐ **Mobilność i trwałość** - aluminiowy stelaż, stalowa podstawa z osłoną ABS oraz koła z blokadą zapewniają łatwe przemieszczanie i stabilność.
- ☐ **Praktyczne rozwiązania** - wbudowana **półka koszowa** (stalowa, lakierowana proszkowo) ułatwia przechowywanie akcesoriów pielęgnacyjnych.

Specyfikacja techniczna:

- **Regulacja wysokości:** płynna, za pomocą siłownika gazowego (pedałem nożnym).
- **Wymiary blatu:** 380x650 mm.
- **Półka koszowa:** 405x335x90 mm.
- **Koła:** w obudowie z tworzywa sztucznego, średnica 75 mm, z blokadą.
- **Kolorystyka:** standardowo biały, możliwość wykonania elementów w kolorze szarym.

Idealne rozwiązanie do gabinetów i placówek medycznych

Dzięki przemyślanej konstrukcji i wysokiej jakości wykonania, **przewijak medyczny dla niemowląt** sprawdzi się wszędzie tam, gdzie liczy się komfort i bezpieczeństwo.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary