

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/przewijak-medyczny-regulowana-wysokosc-p-3147.html>

Przewijak medyczny - regulowana wysokość



Cena brutto	4 665,00 zł
Cena netto	4 319,44 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SPTM2-02SG

Opis produktu

Przewijak medyczny z regulacją wysokości - blat + szafka z dwustronnymi drzwiczkami

Przewijak medyczny z regulowaną wysokością to funkcjonalne i ergonomiczne rozwiązanie stworzone z myślą o placówkach medycznych, gabinetach lekarskich i innych jednostkach opieki zdrowotnej. Łączy w sobie nowoczesny design, trwałość oraz najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa. Idealny do codziennego użytku w środowisku medycznym.

Najważniejsze cechy przewijaka medycznego:

✓ Regulowana wysokość blatu:

Blat roboczy można wygodnie ustawić w zakresie od 730 do 1030 mm dzięki siłownikowi gazowemu sterowanemu pedałem nożnym. Ułatwia to ergonomiczne dopasowanie do wzrostu personelu i zwiększa komfort pracy.

✓ Stabilna i mobilna konstrukcja:

Stelaż wykonany z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało, osadzony na stalowej podstawie z obudową z tworzywa ABS. Przewijak posiada 4 koła o średnicy 75 mm, każde z blokadą, co zapewnia stabilność i łatwość przemieszczania.

✓ Praktyczna szafka z dwustronnymi drzwiczkami:

Szafka wykonana z trwałej, laminowanej płyty meblowej, z frontami z lakierowanej płyty MDF (kolor do wyboru z palety RAL). Drzwiczki otwierane z obu stron zapewniają szybki dostęp do przechowywanych środków higienicznych i akcesoriów. Dodatkowa półka zwiększa funkcjonalność i ułatwia organizację przestrzeni.

Wymiary:

- Wymiary całkowite przewijaka: 475 × 755 × 730-1030 mm
- Wymiary blatu roboczego: 380 × 650 mm – wygodna powierzchnia do przewijania pacjentów

Dodatkowe opcje:

Możliwość personalizacji – dostępne elementy w kolorze szarym pozwalają dopasować przewijak do wystroju wnętrza i preferencji estetycznych.

Przewijak medyczny spełnia wszystkie wymagania dotyczące higieny, bezpieczeństwa i funkcjonalności, co czyni go doskonałym wyborem dla placówek medycznych, gabinetów lekarskich oraz innych instytucji związanych z opieką zdrowotną.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy