

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/przewijak-medyczny-z-szafka-p-3144.html>

Przewijak medyczny z szafką



Cena brutto	3 315,00 zł
Cena netto	3 069,44 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SPTM2-02

Opis produktu

Przewijak medyczny z szafką - funkcjonalność i wygoda w placówkach medycznych

Przewijak medyczny z szafką to idealne rozwiązanie dla gabinetów lekarskich, przychodni, szpitali oraz żłobków. Jego solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały zapewniają trwałość, wygodę użytkowania oraz estetyczny wygląd. To praktyczny **stół do badania niemowląt**, który łączy bezpieczeństwo i funkcjonalność w jednym produkcie.

Wytrzymała konstrukcja i nowoczesny design

Stelaż **przewijaka medycznego** wykonano z trwałego profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na biało, co gwarantuje odporność na uszkodzenia i łatwość w utrzymaniu czystości. Stabilna podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS dodatkowo wzmacnia konstrukcję. **Przewijak medyczny dla niemowląt** wyposażono w kółka o średnicy 75 mm zamknięte w obudowie z tworzywa sztucznego, co ułatwia przemieszczanie, a blokada kółek zapewnia pełną stabilność podczas użytkowania.

Praktyczna szafka na akcesoria

Wbudowana szafka z laminowanej płyty meblowej to praktyczne miejsce do przechowywania niezbędnych akcesoriów. Front wykonany z płyty MDF, lakierowanej na wybrany kolor z palety RAL, nadaje nowoczesny wygląd i pozwala dopasować przewijak do wystroju wnętrza. Drzwiczki zamykane są jednostronnie, co ułatwia szybki dostęp do przechowywanych przedmiotów. Dodatkowa półka zwiększa funkcjonalność mebla.

Dopasowanie do indywidualnych potrzeb

Standardowo **przewijak medyczny** dostępny jest w kolorze białym, jednak istnieje możliwość zamówienia elementów w kolorze szarym, co pozwala dostosować go do wystroju wnętrza. Dzięki przemyślanemu projektowi jest nie tylko praktyczny, ale także estetyczny, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Dane techniczne:

- **Wymiary zewnętrzne:** 475 × 755 × 900 mm (szer. × gł. × wys.)
- **Powierzchnia użytkowa blatu:** 380 × 650 mm

Przewijak medyczny dla niemowląt to doskonałe rozwiązanie dla placówek medycznych i opiekuńczych, które poszukują funkcjonalnego, trwałego i estetycznego mebla do codziennego użytku.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary