

Przewijak na kółkach



Cena brutto	3 267,00 zł
Cena netto	3 025,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SPTM2-02

Opis produktu

Przewijak medyczny na kółkach - funkcjonalność, mobilność i estetyka w jednym

Przewijak na kółkach z szufladą to nowoczesne i praktyczne wyposażenie, stworzone z myślą o placówkach medycznych, gabinetach lekarskich, klinikach oraz ośrodkach opieki. Oferowany z preferencyjną stawką VAT 8%, stanowi doskonałe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczy się wygoda, bezpieczeństwo i mobilność.

Najważniejsze cechy:

- **Wytrzymała konstrukcja:** stelaż wykonany z lakierowanego proszkowo profilu aluminiowego w kolorze białym,
- **Solidna podstawa:** stalowa podstawa z osłoną z tworzywa ABS,
- **Łatwe przemieszczanie:** 4 koła o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą – dla stabilności i mobilności,
- **Praktyczny blat do przewijania:** o wymiarach 380x650 mm – zapewnia komfortową powierzchnię roboczą,
- **Wbudowana szafka z szufladą:** jednostronna szuflada z laminowanej płyty meblowej, z cichym domykiem, front lakierowany wg palety RAL.

Estetyka i dopasowanie:

Zewnętrzne wymiary przewijaka to **475x755x900 mm**, co czyni go idealnym do większości standardowych pomieszczeń w placówkach medycznych. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamówienia wersji z elementami w kolorze szarym, dopasowanej do indywidualnych potrzeb aranżacyjnych.

Przewijak na kółkach, dane techniczne:

- Wymiary zew.: 475x755x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiar powierzchni użytkowej blatu 380x650 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Dlaczego warto wybrać nasz przewijak medyczny?

- ☐ Ułatwia codzienną pracę personelu medycznego
- ☐ Gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i opiekunów
- ☐ Mobilny i łatwy do przestawiania
- ☐ Estetyczny wygląd podnoszący prestiż placówki

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary