

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/przewijak-nascienny-p-1647.html>

Przewijak naścienny



Cena brutto	1 436,00 zł
Cena netto	1 329,63 zł
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SBN-S02

Opis produktu

"Przewijak naścienny - Wygoda i Bezpieczeństwo dla Twojego Maluszka"

Szukasz idealnego rozwiązania do wykonywania badań i pielęgnacji niemowląt w przychodniach lub gabinetach lekarskich? Nasz Przewijak naścienny to doskonały wybór, który pozwoli Ci zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo Twoim małym pacjentom.

Solidna Konstrukcja i Bezpieczny Mechanizm

Nasz przewijak wyposażony jest w stalowe wsporniki malowane proszkowo, co gwarantuje trwałość i stabilność. Ale to nie wszystko - mechanizm opuszczania stolika posiada zabezpieczenie przed samoczynnym opadnięciem blatu, dzięki czemu możesz być pewien, że Twoje dziecko jest zawsze w bezpiecznych rękach.

Wyjątkowe Zabezpieczenia

Blat stolika jest otoczony wysoką pianką o szerokości 10 cm, co zapewnia dodatkową ochronę i komfort dla maluszka. Co więcej, spód stołu posiada wygodny wyjmowany materac, który ułatwia utrzymanie stolika w czystości. Dzięki temu możesz skupić się na najważniejszym - opiece nad dzieckiem.

Dostosuj Do Swoich Potrzeb

Jednym z naszych atutów jest możliwość dostosowania szerokości i głębokości stolika do Twoich potrzeb. Możesz wybrać szerokość całkowitą 80 lub 100 cm oraz głębokość całkowitą 65 lub 75 cm. Błat roboczy jest pomniejszony o zabezpieczające pianki, co pozwala dostosować stół dokładnie do Twojej przestrzeni.

Wysoka Wydajność i Bezpieczeństwo

Masa własna stolika wynosi 20 kg, a maksymalne obciążenie to aż 40 kg, co świadczy o jego solidności i trwałości. Możesz być pewien, że ten przewijak posłuży Ci przez wiele lat, zapewniając maksymalny komfort zarówno Tobie, jak i maluszkowi.

Jeśli szukasz produktu, który połączy funkcjonalność, wygodę i bezpieczeństwo, to nasz Przewijak naścienny spełni Twoje oczekiwania. Daj swojemu maluszkowi to, co najlepsze, i zyskaj pewność, że jesteś w pełni przygotowany do opieki nad nim. Wybierz nasz przewijak i ciesz się spokojem i komfortem podczas pielęgnacji dziecka.

Przewijak naścienny, cechy:

- **Solidna Konstrukcja:** Stalowe wsporniki malowane proszkowo zapewniają trwałość i stabilność.
- **Bezpieczny Mechanizm:** Mechanizm opuszczania stołu ma zabezpieczenie przed samoczynnym opadnięciem blatu, zapewniając bezpieczeństwo maluszka.
- **Dodatkowa Ochrona:** Błat stołu otoczony jest wysoką pianką o szerokości 10 cm, zapewniając dodatkową ochronę i komfort dla dziecka.
- **Łatwe Utrzymanie W Czystości:** Wyjmowany materac na spodzie ułatwia utrzymanie stolika w czystości.
- **Dostosowanie Do Przestrzeni:** Możliwość wyboru szerokości i głębokości stołu, aby dostosować go do konkretnej przestrzeni.
- **Wysoka Wydajność:** Solidna konstrukcja o masie własnej 20 kg i maksymalnym obciążeniu wynoszącym 40 kg.
- **Idealny Do Przychodni i Gabinetów Lekarskich:** Przewijak przeznaczony do wykonywania badań i pielęgnacji niemowląt w placówkach medycznych.

Wybierając ten przewijak, zyskujesz pewność, że zapewnisz maluszkowi komfort i bezpieczeństwo podczas pielęgnacji.


Przewijak naścienny, dane techniczne:

- szerokość całkowita blatu: 80 lub 100 cm

80 lub 100 cm (błat roboczy jest pomniejszony o zabezpieczające pianki)

- głębokość całkowita blatu: 65 lub 75 cm

65 lub 75 cm (błat roboczy jest pomniejszony o zabezpieczające pianki)



- masa własna: 20 kg
- maksymalne obciążenie: 40 kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: brak, S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, N01 (+ 324,00 zł), N02 (+ 324,00 zł), N03 (+ 324,00 zł), N04 (+ 324,00 zł), N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: RAL7016, RAL9003, RAL9006

Głębokość blatu WS: brak, 65 cm, 75 cm

Szerokość blatu: brak, 80 cm, 100 cm