

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/przewijak-noworodkowy-p-1794.html>

Przewijak noworodkowy



Cena brutto	3 580,00 zł
Cena netto	3 314,81 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-S-SPTM-03
Kod producenta	SPTM-03-A2(ABS3)S(1)K (90)-ABS3-0000

Opis produktu

Przewijak noworodkowy to produkt zaprojektowany z myślą o najmłodszych pacjentach i ich opiekunach. Stelaż wykonany z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo na biało, zapewnia stabilność i wytrzymałość całej konstrukcji. Błat z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażony w materacyk i otoczony z trzech stron bandami z tworzywa ABS o wysokości 70mm, zapewniają bezpieczeństwo podczas przewijania.

Szuflada z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym i front z płyty meblowej MDF lakierowanej na kolor wg palety RAL, z systemem cichego domykania, zapewniają wygodne przechowywanie akcesoriów niezbędnych podczas przewijania. Dodatkowo, półka koszykowa typ PK-01ST lakierowana proszkowo, opcjonalnie wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 (dodatkowo płatne), daje dodatkowe miejsce na przechowywanie rzeczy.

Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w kółka w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą, umożliwia łatwe przemieszczanie przewijaka z jednego miejsca na drugie. Dodatkowo, elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL nadają produktowi estetyczny wygląd.

Wymiary stolika to szerokość: 900 mm, głębokość: 700 mm, wysokość od podłoża do blatu: 900 mm, wysokość całkowita stolika: 970 mm, natomiast wymiary materacyka to 800x650 mm. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym, co daje większe pole do dopasowania produktu do konkretnych wnętrz. Przewijak noworodkowy szpitalny to funkcjonalny i wygodny w użytkowaniu produkt, idealny dla szpitali, klinik oraz innych placówek medycznych.

Przewijak noworodkowy, cechy produktu:

- przewijak noworodkowy szpitalny zaprojektowany z myślą o najmłodszych pacjentach i ich opiekunach
- stelaż wykonany z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo na biało, zapewniający stabilność i wytrzymałość konstrukcji
- blat z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażony w materacyk i otoczony z trzech stron bandami z tworzywa ABS o wysokości 70mm, zapewniający bezpieczeństwo podczas przewijania
- szuflada z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym i front z płyty meblowej MDF lakierowanej na kolor wg palety

RAL, z systemem cichego domykania, zapewniająca wygodne przechowywanie akcesoriów niezbędnych podczas przewijania

- półka koszowa typ PK-01ST lakierowana proszkowo, opcjonalnie wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 (dodatkowo płatne), dająca dodatkowe miejsce na przechowywanie rzeczy
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w kółka w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą, umożliwiającą łatwe przemieszczanie przewijaka z jednego miejsca na drugie
- elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL nadające produktowi estetycznego wyglądu
- wymiary stolika to szerokość: 900 mm, głębokość: 700 mm, wysokość od podłoża do blatu: 900 mm, wysokość całkowita stolika: 970 mm, natomiast wymiary materacyka to 800x650 mm
- istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym, co daje większe pole do dopasowania produktu do konkretnych wnętrz
- funkcjonalny i wygodny w użytkowaniu produkt, idealny dla szpitali, klinik oraz innych placówek medycznych.

Przewijak noworodkowy, parametry techniczne:

- szerokość: 900 mm
- głębokość: 700 mm
- wysokość od podłoża do blatu: 900 mm
- wysokość całkowita stolika: 970 mm
- wymiary materacyka: 800x650 mm

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: brak, RAL 9003-biały, RAL 9001-kremowy, RAL 1013-perłowy, RAL 1015-beżowy, RAL 1018-żółty, RAL 3015-jasny różowy, RAL 3000-czerwony, RAL 1034-brzoskwiniowy, RAL 2008-pomarańczowy, RAL 5021-morski, RAL 6033-seledynowy, RAL 6027-lekko zielony, RAL 6019-jasny zielony, RAL 6018-zielony, RAL 5012-niebieski, RAL 5017-ciemny niebieski, RAL 5002-granatowy, RAL 9006-aluminowy, RAL 7035-szary

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano, T1 - czarny, T2 - biały, T3 - szary, T4 - beżowy, T5 - fiolet, T6 - czerwony, T7 - łososiowy, T8 - pomarańczowy, T9 - żółty, T10 - zielony, T11 - zielony groszek, T12 - jasnozielony, T14 - morski, T15 - błękitny, T16 - jasny niebieski, T17 - niebieski, T18 - granatowy