

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/przewijak-szpitalny-regulowany-blat-p-3145.html>

Przewijak szpitalny - regulowany blat



Cena brutto	4 487,00 zł
Cena netto	4 154,63 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SPTM2-02SG

Opis produktu

Przewijak medyczny dla niemowląt - ergonomiczne i funkcjonalne rozwiązanie

Przewijak medyczny to niezbędne wyposażenie każdej placówki medycznej, zapewniające wygodę oraz bezpieczeństwo podczas opieki nad niemowlętami. Nasz model to innowacyjne połączenie funkcjonalności, ergonomii i trwałości, idealne dla szpitali, przychodni oraz gabinetów pediatrycznych.

Solidna konstrukcja i nowoczesny design

Stół do badania niemowląt został zaprojektowany z myślą o stabilności i długowieczności. Konstrukcja opiera się na stelażu z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na biało, co gwarantuje odporność na uszkodzenia i łatwość w utrzymaniu czystości. Podstawa stalowa, osłonięta tworzywem ABS w kolorze białym, zapewnia maksymalną stabilność, a kółka o średnicy 75 mm ułatwiają mobilność – każde z nich wyposażone jest w blokadę, która umożliwia bezpieczne ustawienie przewijaka w wybranym miejscu.

Regulowany blat dla większego komfortu

Nowoczesny przewijak medyczny dla niemowląt został wyposażony w regulowany blat, którego wysokość można dostosować w zakresie od 745 do 1045 mm. Dzięki siłownikowi gazowemu, sterowanemu pedałem nożnym, regulacja wysokości jest szybka, płynna i wygodna, co zwiększa komfort użytkowania zarówno dla personelu medycznego, jak i rodziców.

Praktyczna szafka z miejscem na akcesoria

Funkcjonalność przewijaka podkreśla szafka wykonana z laminowanej płyty meblowej w kolorze białym. Front z płyty MDF lakierowanej dostępny jest w kolorystyce z palety RAL, co umożliwia dopasowanie do wnętrza placówki. Dodatkowa półka zapewnia praktyczną przestrzeń na pieluchy, środki higieniczne i inne niezbędne akcesoria.

Wymiary i możliwość personalizacji

- **Wymiary zewnętrzne:** 475 × 755 × 815–1115 mm (szer. × gł. × wys.)
- **Wymiary powierzchni użytkowej blatu:** 380 × 650 mm

Możliwość zmiany koloru elementów białych na szary – dla jeszcze lepszego dopasowania do indywidualnych preferencji

i stylu wnętrza.

Przewijak medyczny - idealne rozwiązanie dla placówek opieki

Ten nowoczesny przewijak medyczny dla niemowląt łączy w sobie funkcjonalność, estetykę i ergonomię, stając się niezastąpionym elementem wyposażenia szpitali, klinik i gabinetów lekarskich. Dzięki regulowanemu blatowi i solidnej konstrukcji spełnia najwyższe standardy jakości, zapewniając komfort i bezpieczeństwo podczas codziennej opieki nad najmłodszymi pacjentami.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary