

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/przyrzad-do-cwiczen-stawu-skokowego-kula-z-sandalami-p-1512.html>



Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego - kula z sandałami

Cena brutto	458,00 zł
Cena netto	424,07 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TM-PS-K

Opis produktu

Prezentowany przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego - kula umożliwia pacjentowi wykonywanie ćwiczeń stawu skokowego na obu osiach. Średnica tej kuli wynosi ok. 36 cm a na jej górnej części producent zamontował sandały dostępne w rozmiarze - 23; 25,5; 29; 32 cm. Do wykonywania ćwiczeń niezbędne jest umożliwienie ćwiczącemu trzymanie się stabilnej, solidnej poręczy lub drabinki.


Cechy produktu:

- Do ćwiczeń stawu skokowego w obu osiach,
- Wykonany z drewna,
- Średnica 36 cm,
- Na górnej płaszczyźnie zamocowane sandały rehabilitacyjne,
- Sandały dostępne w rozmiarze: 23; 25,5; 29; 32 cm,
- Do wykonywania ćwiczeń niezbędne jest umożliwienie pacjentowi trzymanie się stabilnej poręczy lub drabinki.

Dane techniczne:



Wysokość: 11 cm



Średnica: 36 cm



Rozmiar sandała: 23/25,5/29/32

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar sandała: brak , 23 cm , 26 cm , 29 cm , 32 cm