

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-do-brudownika-800-mm-kaczki-i-baseny-mobilny-p-3442.html>



Regał na kaczki i baseny 800 mm 3+2 półki proste

Cena brutto	4 803,00 zł
Cena netto	3 904,88 zł
Cena poprzednia	5 085,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WS-02/5
Kod producenta	SM-TMBY-WS

Opis produktu

Regał na kaczki i baseny 800 mm 3+2 półki proste — stal kwasoodporna 0H18N9

Regał na kaczki i baseny 800 mm 3+2 półki proste to specjalistyczny regał szpitalny przeznaczony do przechowywania basenów szpitalnych, kacek medycznych, misek oraz pokrywek. Model ma szerokość **800 mm**, dlatego zapewnia więcej miejsca niż warianty 600 mm, a jednocześnie zachowuje praktyczny format do brudowników, oddziałów szpitalnych, domów opieki, zakładów opiekuńczo-leczniczych i zapleczy sanitarnych.

Najważniejszą cechą tego wariantu jest układ **3+2**, czyli **3 półki na miski i baseny oraz 2 półki na pokrywki**. Dzięki temu baseny, kaczki medyczne i miski można przechowywać oddzielnie od pokrywek. Taki podział ułatwia organizację pracy personelu, szybkie pobieranie potrzebnych elementów oraz utrzymanie stałego porządku na regale.

W tej wersji zastosowano **półki prętowe mocowane prosto**. Prosty, poziomy układ półek sprawdza się tam, gdzie wyposażenie sanitarne ma być odkładane w uporządkowany sposób na kolejnych poziomach regału. To dobry wybór dla placówek, które preferują klasyczne ustawienie basenów, kacek medycznych, misek i pokrywek.

Regał wykonano w całości ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. To trwałe rozwiązanie do pomieszczeń medycznych i sanitarnych, w których wyposażenie jest regularnie czyszczone, intensywnie użytkowane i narażone na kontakt z wilgocią.

Produkt znajduje się w kategorii [regaly na kaczki i baseny](#). Jeżeli kompletujesz wyposażenie oddziału, brudownika lub zaplecza sanitarnego, sprawdź także pozostałe [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

Najważniejsze cechy regału 800 mm 3+2 z półkami prostymi

- **układ 3+2** — 3 półki na miski i baseny oraz 2 półki na pokrywki,
- **półki prętowe mocowane prosto** — klasyczne, poziome ustawienie przechowywanego wyposażenia,
- **szerokość 800 mm** — więcej miejsca niż w wariantach 600 mm,
- **przeznaczenie na baseny szpitalne, kaczki medyczne, miski i pokrywki**,
- **wykonanie ze stali kwasoodpornej 0H18N9** — trwała konstrukcja do placówek medycznych,
- **wymiary 800 x 400 x 1800 mm** — szerokość x głębokość x wysokość,
- **opcja regału na kołach 100 mm K8.6** — wariant dodatkowo płatny,
- **wysokość wersji na kołach: 1915 mm**.

Dane techniczne

--	--

Nazwa produktu	Regał na kaczki i baseny 800 mm 3+2 półki proste
Przeznaczenie	baseny szpitalne, kaczki medyczne, miski, pokrywki
Układ półek	3 półki na miski i baseny + 2 półki na pokrywki
Rodzaj półek	półki prętowe
Mocowanie półek	prosto
Konfiguracja modelu	800 mm, układ 3+2, półki prętowe proste
Materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Wymiary standardowe	800 x 400 x 1800 mm [szerokość x głębokość x wysokość]
Opcja dodatkowa	regał na kołach o średnicy 100 mm, oznaczenie K8.6
Wysokość regału na kołach	1915 mm

Czym wyróżnia się regał 800 mm 3+2 z półkami prostymi?

Regał na kaczki i baseny 800 mm 3+2 z półkami prostymi łączy szerszy format roboczy z uporządkowanym, poziomym układem półek. W porównaniu z wariantem 600 mm zapewnia więcej miejsca na wyposażenie sanitarne, a w porównaniu z modelami 3+1 daje dodatkową przestrzeń na pokrywki.

Układ **3 półek na miski i baseny oraz 2 półek na pokrywki** pozwala rozdzielić przechowywane elementy i ograniczyć mieszanie pokrywek z miskami lub basenami. To ważne w miejscach, gdzie regał jest używany codziennie przez personel medyczny, opiekuńczy lub techniczny.

Regał 800 mm do brudownika i zaplecza sanitarnego

Szerokość **800 mm** sprawia, że regał dobrze nadaje się do brudowników, oddziałów i zapleczy sanitarnych, gdzie potrzebne jest uporządkowane miejsce na baseny szpitalne, kaczki medyczne, miski oraz pokrywki. To wariant dla placówek, które potrzebują więcej przestrzeni niż w regale 600 mm, ale nie chcą jeszcze wybierać najszerszej wersji 1000 mm.

Półki proste — kiedy warto wybrać ten wariant?

Półki prętowe mocowane prosto są dobrym wyborem wtedy, gdy placówka preferuje klasyczne, poziome przechowywanie basenów szpitalnych, kacek medycznych, misek i pokrywek. Taki układ jest czytelny dla personelu i ułatwia stałe przypisanie poszczególnych poziomów regału do konkretnych elementów wyposażenia.

Wariant prosty warto wybrać do brudowników, oddziałów i zapleczy sanitarnych, w których liczy się stabilne, powtarzalne rozmieszczenie wyposażenia oraz łatwe utrzymanie porządku na każdym poziomie regału.

Porównanie z innymi regałami na kaczki i baseny

Wariant regału	Najlepsze zastosowanie	Najważniejsza różnica
600 mm 3+2 półki proste	kompaktowy regał z poziomymi półkami i osobnym miejscem na pokrywki	mniejsza szerokość 600 mm
600 mm 3+2 półki skośne	kompaktowy wariant skośny z miejscem na pokrywki	mniejsza szerokość i inne mocowanie półek
800 mm 3+2 półki proste	szerszy regał z prostymi półkami i osobnym miejscem na pokrywki	ten model: 800 mm, układ 3+2, półki proste
800 mm 3+2 półki skośne	szerszy regał z półkami skośnymi i osobnym miejscem na pokrywki	ta sama szerokość i układ 3+2, ale półki skośne

Wariant regału	Najlepsze zastosowanie	Najważniejsza różnica
800 mm 3+1 półki proste	szerszy regał z prostym ustawieniem półek	układ 3+1 zamiast 3+2
800 mm 3+1 półki skośne	szerszy regał skośny, ale z mniejszą liczbą półek na pokrywki	układ 3+1 zamiast 3+2
1000 mm 3+2 półki proste	najszerzy wariant z prostymi półkami i osobnym miejscem na pokrywki	większa szerokość niż w tym modelu
1000 mm 3+1 półki proste	duże zaplecza sanitarne, ale z mniejszą liczbą półek na pokrywki	układ 3+1 zamiast 3+2

Pełną serię produktów można porównać w kategorii [regały na kaczki i baseny](#). Przy wyborze warto zwrócić uwagę na szerokość regału, liczbę półek, sposób ich mocowania oraz to, czy w placówce potrzebne jest osobne miejsce na pokrywki.

Zastosowanie w brudowniku, oddziale i domu opieki

Regał 800 mm 3+2 z półkami prostymi sprawdzi się wszędzie tam, gdzie baseny szpitalne, kaczki medyczne, miski i pokrywki muszą być przechowywane w uporządkowany sposób. To praktyczne wyposażenie do brudowników, oddziałów szpitalnych, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów, sanatoriów oraz ośrodków rehabilitacyjnych.

Szerokość 800 mm będzie dobrym wyborem dla placówek, które potrzebują większej przestrzeni roboczej niż w wariantach 600 mm, ale nie chcą wybierać najszerszego regału 1000 mm. Układ 3+2 pomaga zachować osobne miejsce na pokrywki i lepiej uporządkować wyposażenie sanitarne.

Stal kwasoodporna 0H18N9 do wyposażenia medycznego

Konstrukcja regału została wykonana ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. To materiał stosowany w wyposażeniu medycznym i sanitarnym, gdzie liczy się trwałość, odporność na intensywne użytkowanie oraz łatwe utrzymanie czystości. Stal kwasoodporna dobrze sprawdza się w pomieszczeniach, w których wyposażenie jest regularnie myte i użytkowane przez personel medyczny.

Jeżeli wyposażasz większe zaplecze placówki, warto połączyć ten regał z innymi produktami z działu [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#), takimi jak regały, stoliki zabiegowe, stoły robocze, kosze, stojaki i wyposażenie pomocnicze do pomieszczeń medycznych oraz technicznych.

Czyszczenie i pielęgnacja regału ze stali kwasoodpornej

Regał wykonany ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9** jest przeznaczony do pomieszczeń medycznych i sanitarnych, w których wyposażenie wymaga regularnego czyszczenia. Aby zachować estetykę powierzchni i trwałość konstrukcji, należy stosować środki odpowiednie do stali nierdzewnej oraz unikać preparatów silnie agresywnych, ściernych lub pozostawianych na powierzchni zbyt długo.

Rodzaj środka	Czy można stosować?	Zalecenia użytkowe
Łagodne detergenty neutralne	Tak	Najbezpieczniejszy wybór do codziennego mycia regału. Po umyciu warto przetrzeć powierzchnię czystą wodą i osuszyć.
Preparaty do stali nierdzewnej	Tak	Można stosować zgodnie z instrukcją producenta środka. Pomagają utrzymać estetyczny wygląd powierzchni stalowej.
Środki dezynfekcyjne do wyposażenia medycznego	Tak, zgodnie z instrukcją środka	Należy stosować preparaty dopuszczone do powierzchni ze stali nierdzewnej. Po wymaganym czasie działania nie zostawiać nadmiaru preparatu na powierzchni.
Preparaty alkoholowe	Tak, ostrożnie	Można stosować, jeżeli producent

Rodzaj środka	Czy można stosować?	Zalecenia użytkowe
		preparatu dopuszcza użycie na stali nierdzewnej. Po czyszczeniu powierzchnię najlepiej osuszyć miękką ściereczką.
Środki chlorowe i silnie zasadowe	Ostrożnie / niezalecane do długiego kontaktu	Nie powinny być pozostawiane na powierzchni przez długi czas. Po użyciu należy dokładnie spłukać powierzchnię wodą i osuszyć.
Proszki, mlecza ścierna, druciaki, twarde szczotki	Nie	Mogą porysować powierzchnię stali i pogorszyć jej wygląd. Do czyszczenia najlepiej używać miękkich ściereczek lub gąbek.

Przed użyciem konkretnego preparatu czyszczącego lub dezynfekcyjnego należy sprawdzić zalecenia producenta środka oraz upewnić się, że jest on przeznaczony do powierzchni ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.

Opcja regału na kołach 100 mm K8.6

W standardowej wersji regał ma wysokość **1800 mm**. Dostępna jest również opcja dodatkowo płatna: **regał na kołach o średnicy 100 mm**, oznaczenie **K8.6**. W przypadku wersji na kołach wysokość regału wynosi **1915 mm**.

Regał na kołach będzie dobrym rozwiązaniem wtedy, gdy wyposażenie ma być okresowo przesuwane w obrębie brudownika, oddziału lub zaplecza sanitarnego. Wariant bez kół sprawdzi się natomiast w miejscach, w których regał ma stać w jednej, stałej lokalizacji.

FAQ — najczęstsze pytania

Czym ten regał różni się od modelu 800 mm 3+2 z półkami skośnymi?

Ten model ma tę samą szerokość 800 mm i układ 3+2, ale główną konfiguracją są **półki prętowe mocowane prosto**. Wariant skośny ma półki ustawione pod kątem, dlatego warto traktować go jako osobny wariant wykonania.

Czym regał 800 mm 3+2 różni się od modeli 800 mm 3+1?

Model 800 mm 3+2 ma 3 półki na miski i baseny oraz 2 półki na pokrywki. Warianty 800 mm 3+1 mają prostszą konfigurację i nie zapewniają takiego samego podziału miejsca na baseny, miski oraz pokrywki.

Czym regał 800 mm 3+2 różni się od wariantu 600 mm 3+2?

Różnica dotyczy szerokości. Model 800 mm zapewnia więcej miejsca na wyposażenie sanitarne niż wariant 600 mm, dlatego lepiej sprawdzi się w większych brudownikach, oddziałach i zapleczach sanitarnych.

Czy półki w tym modelu są proste?

Tak. W tej wersji regał ma półki prętowe mocowane prosto, co zapewnia klasyczne, poziome przechowywanie basenów szpitalnych, kaczek medycznych, misek i pokrywek.

Czy regał 800 mm nadaje się do brudownika?

Tak. Regał 800 mm 3+2 z półkami prostymi dobrze sprawdzi się w brudniku, na oddziale szpitalnym, w domu opieki, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, sanatorium, hospicjum lub ośrodku rehabilitacyjnym.

Czy regał jest przeznaczony do basenów szpitalnych i kaczek medycznych?

Tak. Regał jest przeznaczony do przechowywania basenów szpitalnych, kaczek medycznych, misek oraz pokrywek w placówkach medycznych, domach opieki i pomieszczeniach brudnikowych.

Z jakiej stali wykonano regał?

Regał wykonano w całości ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. To materiał stosowany w wyposażeniu medycznym i sanitarnym, szczególnie tam, gdzie ważna jest trwałość i łatwe utrzymanie czystości.

Czy można zamówić regał na kołach?

Tak. Dostępna jest opcja dodatkowo płatna: regał na kołach o średnicy 100 mm, oznaczenie K8.6. Wysokość regału w wersji na kołach wynosi 1915 mm.

- **Instrukcja obsługi (PDF)** – dostępna do pobrania „[TUTAJ](#)”

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz wersję regału: Standardowa – bez kół, wysokość 1800 mm , Na kołach Ø100 mm – wysokość 1915 mm (+ 350,00 zł)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące