

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-koszykowy-do-szpitala-lakierowany-p-3411.html>

Regał koszyowy lakierowany 6 półek 655×405×90 do sterylizatorni

Cena brutto	3 191,00 zł
Cena netto	2 594,31 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-RK73-1/180 ST
Kod producenta	SM-TMBY-RK

Opis produktu

Regał koszyowy lakierowany 6 półek 655×405×90 do sterylizatorni i brudownika

Regał koszyowy lakierowany 6 półek 655×405×90 mm to szeroki, stacjonarny regał medyczny przeznaczony do uporządkowanego przechowywania materiałów, pojemników, tekstyliów, akcesoriów jednorazowych i drobnego wyposażenia w placówkach ochrony zdrowia. Model sprawdzi się szczególnie jako **regał koszyowy do sterylizatorni, regał do brudownika, regał do magazynu medycznego**, laboratorium, apteki szpitalnej, gabinetu zabiegowego oraz zaplecza oddziałowego.

Ten wariant łączy **stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej z białymi półkami koszyowymi lakierowanymi proszkowo**. Dzięki temu produkt jest stabilny, praktyczny i dobrze dopasowany do pomieszczeń, w których potrzebna jest szybka segregacja materiałów oraz wygodny dostęp do przechowywanego wyposażenia.

Regał posiada **6 szerokich półek koszyowych o wymiarach 655×405×90 mm**. To większa powierzchnia użytkowa niż w kompaktowych regałach z półkami 335×405×90 mm. Model jest przeznaczony dla placówek, które potrzebują więcej miejsca na jednym regale, ale nie wymagają wykonania całego produktu w pełnej stali kwasoodpornej.

Regulacja wysokości półek bez wykonywania otworów

Najmocniejszą przewagą tego modelu jest **dowolna regulacja wysokości półek**. Położenie półek można zmieniać wyłącznie za pomocą elementów łącznych, bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów w konstrukcji. Dzięki temu układ regału można dopasować do wysokości pojemników, koszyków, tekstyliów, materiałów opatrunkowych, akcesoriów jednorazowych lub drobnego sprzętu.

Regulowany układ półek jest szczególnie przydatny w sterylizatoriach, brudownikach i magazynach medycznych, gdzie sposób przechowywania wyposażenia może zmieniać się wraz z organizacją pracy, rodzajem materiałów lub potrzebami danego oddziału.

Stelaż ze stali kwasoodpornej i białe półki koszyowe

Stelaż wykonany z rurek ze stali kwasoodpornej zapewnia stabilną podstawę konstrukcji i dobre dopasowanie do warunków typowych dla pomieszczeń medycznych, gospodarczych oraz technicznych. Białe półki koszyowe lakierowane proszkowo nadają regałowi czysty, uporządkowany wygląd i ułatwiają wizualną kontrolę przechowywanych materiałów.

To rozwiązanie jest szczególnie korzystne tam, gdzie potrzebny jest **szeroki regał koszyowy lakierowany** z dużymi półkami i regulacją wysokości, ale nie jest wymagane wykonanie wszystkich elementów w pełnej stali 0H18N9. Model stanowi

praktyczną alternatywę dla droższych regałów wykonanych w całości ze stali kwasoodpornej.

6 szerokich półek koszowych 655×405×90 mm

Każda półka koszowa ma wymiar **655×405×90 mm**. Szeroka powierzchnia półek ułatwia przechowywanie materiałów opatrunkowych, tekstyliów, pojemników, akcesoriów jednorazowych, drobnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia pomocniczego.

Koszowa konstrukcja półek pomaga utrzymać porządek i umożliwia szybki podgląd zawartości. Personel może łatwiej rozdzielić materiały według przeznaczenia, rodzaju lub częstotliwości użycia, bez konieczności przeszukiwania zamkniętych szafek.

Regał koszowy lakierowany do sterylizatorni, brudownika i magazynu medycznego

Regał może być wykorzystywany w sterylizatorniach, brudownikach, magazynach szpitalnych, laboratoriach, aptekach szpitalnych, gabinetach zabiegowych i pomieszczeniach pomocniczych. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest czytelna organizacja materiałów oraz szybki dostęp do przechowywanego wyposażenia.

Wymiary całkowite regału wynoszą **730×430×1800 mm**. Szerokość 730 mm zapewnia dużą przestrzeń użytkową półek, a wysokość 1800 mm pozwala dobrze wykorzystać przestrzeń pionową w pomieszczeniu bez zajmowania nadmiernej powierzchni podłogi.

Stopy poziomujące zamiast kółek – stabilny regał stacjonarny

Regał wyposażony jest w **stopy z możliwością wypoziomowania**. To ważne rozwiązanie w pomieszczeniach zapleczych, technicznych i magazynowych, gdzie podłoga nie zawsze jest idealnie równa. Regulowane stopy pozwalają stabilnie ustawić regał i poprawić komfort codziennego użytkowania.

Ten produkt nie jest wózkiem koszowym, regałem mobilnym ani regałem na kółkach. Jest **stacjonarny regał koszowy lakierowany**, przeznaczony do ustawienia w wybranym miejscu i stałej organizacji materiałów medycznych.

Parametry techniczne regału koszowego lakierowanego

Typ produktu	regał koszowy lakierowany, szeroki, stacjonarny
Konstrukcja	stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej
Półki	stalowe półki koszowe lakierowane proszkowo na biało
Liczba półek	6 półek koszowych
Wymiary półki koszowej	655×405×90 mm
Regulacja półek	dowolna regulacja wysokości półek za pomocą elementów złącznych, bez wykonywania otworów
Wymiary całkowite	730×430×1800 mm
Podstawa	stopy z możliwością wypoziomowania
Przeznaczenie	sterylizatornia, brudownik, magazyn medyczny, szpital, laboratorium, apteka szpitalna, gabinet zabiegowy, zaplecze placówki

Najważniejsze zalety regału koszowego lakierowanego 655 mm

- 6 szerokich półek koszowych do organizacji materiałów i akcesoriów,
- półki koszowe 655×405×90 mm,
- stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej,
- białe półki stalowe lakierowane proszkowo,
- dowolna regulacja wysokości półek za pomocą elementów złącznych,
- brak konieczności wykonywania otworów przy zmianie ustawienia półek,
- stopy poziomujące do stabilnego ustawienia,
- wymiary całkowite 730×430×1800 mm,
- zastosowanie w sterylizatorni, brudowniku i magazynie medycznym,
- większa powierzchnia półek niż w kompaktowych regałach koszowych 335 mm.

Czym ten model różni się od innych regałów koszowych?

Ten wariant łączy **szerokie półki koszowe 655×405×90 mm**, **białe lakierowane półki** oraz **regulację wysokości półek bez wykonywania otworów**. Odróżnia go to od węższych regałów koszowych z półkami 335×405×90 mm oraz od modeli wykonanych w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9.

Jeżeli potrzebujesz węższego wariantu lakierowanego, sprawdź [regał koszowy lakierowany 6 półek 335×405×90](#). Jeśli szukasz

szerokiego modelu wykonanego w całości ze stali kwasoodpornej, zobacz [regał koszowy nierdzewny 6 półek 655×405×90](#). Pozostałe warianty znajdziesz w kategorii [regaly koszowe medyczne](#).

Do transportu materiałów przeznaczone są [wózki koszowe](#), a do przechowywania kacek i basenów sanitarnych osobna kategoria [regaly na kaczki i baseny](#). Szersze wyposażenie znajdziesz w kategorii [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

FAQ

Czy ten regał koszowy lakierowany jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej?

Nie. Ten model ma stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej, natomiast półki koszowe są stalowe i lakierowane proszkowo na biało.

Ile półek ma regał koszowy lakierowany?

Regał posiada 6 półek koszowych. Każda półka ma wymiar 655×405×90 mm.

Czy można regulować wysokość półek?

Tak. Wysokość półek można dowolnie regulować za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów w konstrukcji.

Czy regał koszowy lakierowany jest na kółkach?

Nie. Ten model jest regałem stacjonarnym i posiada stopy z możliwością wypoziomowania.

Gdzie najlepiej zastosować ten regał koszowy?

Regał sprawdzi się w sterylizatorni, brudowniku, magazynie medycznym, laboratorium, aptece szpitalnej, gabinecie zabiegowym i na zapleczu placówki ochrony zdrowia.

Czym ten model różni się od regału koszowego 335 mm?

Ten wariant ma szersze półki koszowe 655×405×90 mm i wymiar całkowity 730×430×1800 mm. Zapewnia większą powierzchnię przechowywania niż węższy model z półkami 335×405×90 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące