

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-mocowany-do-sciany-do-hospicjum-na-kaczki-p-2595.html>



Stojak sanitarny SL/84 840 mm na kaczki i baseny

Cena brutto	5 200,00 zł
Cena netto	4 227,64 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SL/84
Kod producenta	SM-TMBY-SL

Opis produktu

Stojak sanitarny SL/84 840 mm na kaczki i baseny – szeroki model ścienny ze stali OH18N9

Stojak sanitarny SL/84 840 mm na kaczki i baseny to szeroki, ścienny regał sanitarny przeznaczony do uporządkowanego odkładania, ociekania i suszenia kacek sanitarnych, basenów sanitarnych, misek oraz pokrywek. Model SL/84 wyróżnia się szerokością **840 mm** oraz listwą z **7 haczykami na kaczki**, dlatego jest bardzo dobrym wyborem do placówek, które potrzebują większej przestrzeni roboczej niż w przypadku węższych stojaków ściennych.

Produkt jest przeznaczony do **szpitali, DPS, ZOL, hospicjów, domów opieki, brudowników, łazienek oddziałowych, pomieszczeń sanitarnych i zapleczy pielęgnarskich**. Dzięki montażowi do ściany nie zajmuje miejsca na podłodze, a jednocześnie pozwala stworzyć stałe, czytelne miejsce dla wyposażenia sanitarnego używanego przy codziennej opiece nad pacjentami.

Regał na baseny i kaczki 840 mm do brudownika, szpitala, DPS i ZOL

Ten **regał na baseny i kaczki** pełni funkcję ściennej suszarki, ociekacza i organizera sanitarnego. Osobne suszarki na baseny lub miski, suszarka na pokrywki, listwa z siedmioma haczykami na kaczki oraz ociekacze pomagają uporządkować wyposażenie po myciu lub dezynfekcji. Dzięki temu personel nie musi odkładać kacek, basenów, misek i pokrywek przypadkowo na blatach, półkach, podłodze albo w miejscach niedostosowanych do ociekania.

Model SL/84 należy do grupy [regaly na kaczki i baseny](#), ale jego przewagą jest większa szerokość 840 mm oraz listwa z 7 haczykami. To rozwiązanie dla placówek, które chcą lepiej zorganizować brudownik i wybrać profesjonalne wyposażenie sanitarne zamiast zwykłej półki lub przypadkowego wieszaka.

Szerszy stojak 840 mm dla placówek, które potrzebują więcej miejsca

W brudowniku szpitalnym, domu opieki lub placówce całodobowej opieki liczy się szybki dostęp do wyposażenia, higiena, porządek oraz możliwość wygodnego odkładania akcesoriów po myciu. **Stojak sanitarny ścienny SL/84** daje więcej przestrzeni użytkowej niż modele 540 mm i 740 mm, dlatego lepiej sprawdzi się tam, gdzie kaczki, baseny i miski są używane regularnie.

Szerokość 840 mm pozwala wygodnie rozmieścić wyposażenie sanitarne, a listwa z 7 haczykami ułatwia organizację kacek sanitarnych. To mocny wybór dla szpitali, DPS, ZOL i hospicjów, które potrzebują trwałego regału ściennego do intensywnego użytkowania.

Stal kwasoodporna 0H18N9 – wykonanie do środowiska medycznego

Stelaż stojaka wykonano w całości ze **stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. Ze stali kwasoodpornej 0H18N9 wykonane są również suszarki. Takie wykonanie ma znaczenie w pomieszczeniach sanitarnych, gdzie wyposażenie ma kontakt z wilgocią, środkami myjącymi oraz codzienną eksploatacją.

Jeżeli placówka kompletuje trwałe wyposażenie do brudownika, zaplecza sanitarnego lub pomieszczenia gospodarczego, warto sprawdzić również inne [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#). Stojak SL/84 dobrze uzupełnia wyposażenie sanitarne tam, gdzie potrzebne są odporne, łatwe do utrzymania w czystości i funkcjonalne rozwiązania.

Wyposażenie stojaka sanitarnego SL/84

- **2 x listwa nośna** z zaczepami do suszarek,
- **1 x suszarka na pokrywki** o wymiarach 840 x 350 x 250 mm,
- **1 x listwa z siedmioma haczykami na kaczki** z niezależnymi uchwytami do ociekacza,
- **2 x suszarka na baseny lub miski** o wymiarach 840 x 350 x 400 mm,
- **4 x ociekacz do suszarki** z tworzywa,
- **opcjonalnie:** ociekacz ze stali kwasoodpornej.

Najważniejsze zalety modelu SL/84

- szerokość 840 mm – więcej miejsca na wyposażenie sanitarne,
- model ścienny – nie zajmuje powierzchni podłogi,
- przeznaczony na kaczki sanitarne, baseny sanitarne, miski i pokrywki,
- listwa z 7 haczykami na kaczki,
- osobna suszarka na pokrywki,
- 2 suszarki na baseny lub miski,
- 4 ociekacze do suszarki w standardzie,
- stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- suszarki wykonane ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- dobry wybór do szpitali, DPS, ZOL, hospicjów i domów opieki,
- ułatwia organizację brudownika i pomieszczenia sanitarnego,
- pomaga rozdzielić kaczki, baseny, miski i pokrywki po myciu,
- opcjonalnie dostępny ociekacz ze stali kwasoodpornej.

SL/84 a inne regały na kaczki i baseny

Model SL/84 warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje szerokiego stojaka ściennego z większą liczbą haczyków na kaczki. W porównaniu z modelem [stojak sanitarny ścienny SL/74 na kaczki i baseny](#), wersja SL/84 oferuje większą szerokość 840 mm oraz listwę z siedmioma haczykami. Dla mniejszych pomieszczeń można rozważyć także [regał na kaczki i baseny do szpitala](#).

Przy kompletowaniu zaplecza sanitarnego warto dobrać również [stojaki do misek i pojemników na odpady](#), [regały magazynowe ze stali kwasoodpornej](#), [wózki medyczne](#) oraz [wózki do przewozu posiłków w szpitalu](#). Takie wyposażenie pomaga uporządkować pracę zaplecza medycznego, sanitarnego i gospodarczego.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	stojak sanitarny ścienny na kaczki i baseny
Model	SL/84
Przeznaczenie	kaczki sanitarne, baseny sanitarne, miski, pokrywki
Montaż	mocowany do ściany
Materiał stelaża	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Materiał suszarek	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Materiał ociekaczy	tworzywo
Suszarka na pokrywki	1 szt., 840 x 350 x 250 mm

Suszarka na baseny lub miski	2 szt., 840 x 350 x 400 mm
Listwa na kaczki	1 listwa z siedmioma haczykami
Ociekacze	4 szt. z tworzywa
Szerokość	840 mm
Głębokość	350 mm
Wysokość	1800 mm
Opcja dodatkowa	ociekacz ze stali kwasoodpornej

Czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja stali kwasoodpornej

Stojak sanitarny SL/84 wykonany jest ze stali kwasoodpornej 0H18N9, dlatego może być czyszczony i dezynfekowany zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce medycznej. Do codziennego mycia zaleca się stosowanie ciepłej wody oraz delikatnych detergentów przeznaczonych do powierzchni ze stali nierdzewnej. Po umyciu powierzchnie należy osuszyć.

Nie należy stosować środków ściernych, agresywnych rozpuszczalników ani preparatów mogących uszkodzić powierzchnię stali. Nie stosować sterylizacji parowej ani wodnej. Preparaty dezynfekcyjne należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Wykaz przykładowych środków do dezynfekcji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej

Preparat	Preparat	Preparat	Preparat
ANIOSYME DD1	DESCOCID	Mikrozid AF liquid	Terralin protect do 2%
Aniosyme Synergy	DESPREJ	Mikrozid chusteczki	Mikrozid sensitive liquid
Anioxyde 1000	DESCOSEPT	VIRUSOLVE+ chusteczki	Velox Spray Neutral
ALDEWIR	INCIDIN FOAM, PLUS, ACTIVE, PRO	Sani-Cloth Active chusteczki	Velox Foam Extra
CIDEX	PERA SAFE	Steranios 2%	Quatrodex Extra oraz One
DISTEL	Incidin OxyWipe	Surfa Safe	-

Podane preparaty należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta środka dezynfekcyjnego, z uwzględnieniem czasu działania, stężenia oraz sposobu aplikacji.

Gdzie sprawdzi się stojak sanitarny ścienny SL/84?

Stojak sanitarny SL/84 polecany jest do pomieszczeń, w których kaczki, baseny, miski i pokrywki są używane regularnie, a personel potrzebuje stałego miejsca do ich odkładania po myciu lub dezynfekcji. Sprawdzi się w brudownikach szpitalnych, oddziałach opiekuńczych, pomieszczeniach sanitarnych, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach i domach opieki.

To mocny wybór dla placówek, które nie szukają zwykłej półki, ale profesjonalnego stojaka sanitarnego do organizacji wyposażenia używanego przy codziennej opiece nad pacjentami.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czym wyróżnia się stojak sanitarny SL/84?

Model SL/84 ma szerokość 840 mm, listwę z siedmioma haczykami na kaczki, suszarkę na pokrywki oraz dwie suszarki na baseny lub miski. Jest przeznaczony do montażu ściennego.

Czy stojak SL/84 nadaje się do szpitala?

Tak. Stojak jest przeznaczony do szpitali, DPS, ZOL, hospicjów, domów opieki, brudowników i innych pomieszczeń sanitarnych placówek medycznych.

Czy stojak jest mocowany do ściany?

Tak. Model SL/84 jest mocowany do ściany, dzięki czemu nie zajmuje miejsca na podłodze i pomaga lepiej wykorzystać przestrzeń w brudowniku lub pomieszczeniu sanitarnym.

Co znajduje się w wyposażeniu stojaka?

W zestawie znajdują się 2 listwy nośne z zaczepami, suszarka na pokrywki 840 x 350 x 250 mm, listwa z siedmioma haczykami na kaczki, 2 suszarki na baseny lub miski 840 x 350 x 400 mm oraz 4 ociekacze.

Z jakiego materiału wykonano stojak?

Stelaż i suszarki wykonano ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Ociekacze standardowo wykonane są z tworzywa, a opcjonalnie można wybrać ociekacz ze stali kwasoodpornej.

Jakie są wymiary stojaka SL/84?

Wymiary stojaka wynoszą 840 x 350 x 1800 mm, czyli 840 mm szerokości, 350 mm głębokości i 1800 mm wysokości.

Czy można zamówić ociekacz ze stali kwasoodpornej?

Tak. Opcjonalnie dostępny jest ociekacz ze stali kwasoodpornej, który można dobrać do standardu wyposażenia placówki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące