



Regał koszowo-półkowy RKP73-2/180 MIXT KO

Cena brutto	8 788,00 zł
Cena netto	7 144,72 zł
Cena poprzednia	8 899,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-RKP73-2/180 MIXT KO
Kod producenta	SM-TMBY-RK

Opis produktu

Regał koszowo-półkowy RKP73-2/180 MIXT KO to podwójny regał medyczny wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, przeznaczony do sterylizatorni, brudownika, magazynu szpitalnego, laboratorium oraz zaplecza technicznego placówki medycznej. Model o wymiarach **1420×430×1800 mm** został wyposażony w **6 półek koszowych 655×405×90 mm** oraz **6 płtykch półek 655×405×20 mm**, dzięki czemu pozwala jednocześnie przechowywać większe elementy wyposażenia, pakiety, pojemniki, akcesoria i materiały wymagające czytelnej segregacji.

To rozwiązanie dla placówek, które potrzebują większej powierzchni przechowywania niż w klasycznym, pojedynczym regale koszowym. Układ **6 tac + 6 koszy** sprawdza się wtedy, gdy na jednym regale trzeba rozdzielić różne typy materiałów: część przechowywać płasko na tacach, a część w głębszych półkach koszowych. Dzięki konstrukcji ze stali 0H18N9 regał dobrze odpowiada wymaganiom pomieszczeń, w których liczy się higiena, trwałość, odporność na korozję i łatwe utrzymanie wyposażenia w czystości.

Regał koszowo-półkowy do sterylizatorni, brudownika i magazynu medycznego

Regał RKP73-2/180 MIXT KO został zaprojektowany do profesjonalnych pomieszczeń medycznych, w których wyposażenie musi być przechowywane w sposób uporządkowany, higieniczny i łatwo dostępny dla personelu. Może być stosowany w centralnych sterylizatorniach, brudownikach, magazynach szpitalnych, pracowniach medycznych, laboratoriach, aptekach szpitalnych oraz zapleczach technicznych.

Dzięki szerokości 1420 mm model ten pozwala zorganizować większą ilość materiałów na jednym regale. Jest szczególnie przydatny tam, gdzie zwykły regał 6-półkowy jest zbyt mały, a placówka potrzebuje podwójnego układu półek koszowych i tac do oddzielnego przechowywania różnych grup wyposażenia.

Układ 6 tac + 6 koszy – co daje w praktyce?

Regał posiada **6 półek koszowych 655×405×90 mm**, które sprawdzają się przy przechowywaniu elementów wymagających głębszego zabezpieczenia bocznego. Koszowa forma półek ułatwia segregację wyposażenia, pojemników, większych akcesoriów i materiałów, które nie powinny zsuwać się z powierzchni roboczej.

Dodatkowo regał wyposażono w **6 płtykch półek 655×405×20 mm**, które pełnią funkcję wyjmowanych tac. Są praktyczne do odkładania pakietów, drobnego sprzętu, opakowań, narzędzi, pojemników i materiałów wymagających płaskiego, stabilnego przechowywania. Połączenie głębokich koszy i płtykch tac pozwala lepiej zorganizować pracę w sterylizatorni, brudowniku lub magazynie szpitalnym.

Stal kwasoodporna 0H18N9 – dlaczego ma znaczenie?

Regał został wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku **0H18N9**. To ważne w środowisku medycznym, ponieważ wyposażenie w sterylizatorni, brudowniku i magazynie szpitalnym jest narażone na częste czyszczenie, kontakt z wilgocią oraz intensywne użytkowanie. Stal 0H18N9 zwiększa odporność regału na korozję i ułatwia utrzymanie wysokiego poziomu higieny.

W praktyce oznacza to, że RKP73-2/180 MIXT KO jest odpowiednim wyborem dla placówek, które nie chcą kompromisu między pojemnością regału a trwałością materiału. Wersja KO dobrze sprawdza się tam, gdzie regał ma służyć przez długi czas i być regularnie czyszczony zgodnie z procedurami obowiązującymi w obiektach medycznych.

Najważniejsze parametry techniczne

- **Typ:** regał koszowo-półkowy medyczny
- **Model:** RKP73-2/180 MIXT KO
- **Materiał:** stal kwasoodporna 0H18N9
- **Wykonanie:** w całości ze stali kwasoodpornej
- **Wymiary regału:** 1420×430×1800 mm
- **Wyposażenie:** 6 półek kosзовych + 6 płytkich półek w formie wyjmowanych tac
- **Wymiary półek kosзовych:** 655×405×90 mm
- **Wymiary płytkich półek/tac:** 655×405×20 mm
- **Stabilizacja:** stopy z możliwością wypoziomowania
- **Zastosowanie:** sterylizatornia, brudownik, magazyn szpitalny, laboratorium, apteka szpitalna, zaplecze medyczne

Kiedy wybrać RKP73-2/180 MIXT KO?

Ten model warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje dużego, stabilnego i higienicznego regału do przechowywania różnych typów wyposażenia medycznego. RKP73-2/180 MIXT KO będzie lepszym wyborem niż pojedynczy regał wtedy, gdy ilość pakietów, pojemników, akcesoriów lub materiałów eksploatacyjnych wymaga większej powierzchni odkładczej i czytelnego podziału na kilka stref.

Jeżeli porównujesz różne [regały kosзовe medyczne do sterylizatorni i brudownika](#), ten model warto traktować jako wariant o dużej pojemności, przeznaczony do bardziej wymagających pomieszczeń. W przypadku mniejszej ilości wyposażenia sprawdź również [regał koszowo-półkowy RKP73-1/150 KO ze stali 0H18N9](#). Pełną ofertę wyposażenia znajdziesz w dziale [meble medyczne ze stali kwasoodpornej do placówek medycznych](#).

Czym różni się ten model od zwykłego regału kosowego?

Zwykły regał kosowy najczęściej oferuje jeden typ półek i mniejszą powierzchnię przechowywania. Model RKP73-2/180 MIXT KO łączy dwa rodzaje poziomów: głębsze półki kosзовe 90 mm oraz płytkie półki/tace 20 mm. Dzięki temu umożliwia bardziej elastyczne przechowywanie i lepsze uporządkowanie materiałów w sterylizatorni lub magazynie medycznym.

Ten regał jest szczególnie przydatny tam, gdzie personel musi szybko rozdzielić materiały według przeznaczenia, wielkości lub etapu obiegu. Półki kosзовe pomagają zabezpieczyć większe elementy, a wyjmowane tace ułatwiają pracę z drobnym sprzętem, pakietami i pojemnikami.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy regał RKP73-2/180 MIXT KO jest wykonany ze stali kwasoodpornej?

Tak. Regał RKP73-2/180 MIXT KO jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, dzięki czemu nadaje się do pomieszczeń medycznych, sterylizatorni, brudowników i magazynów szpitalnych.

Ile półek ma ten regał koszowo-półkowy?

Model posiada łącznie 12 poziomów użytkowych: 6 półek kosзовych 655×405×90 mm oraz 6 płytkich półek 655×405×20 mm w formie wyjmowanych tac.

Do czego służą głębsze półki kosзовe 90 mm?

Półki kosзовe 90 mm są przeznaczone do przechowywania elementów wymagających wyższego zabezpieczenia bocznego, takich jak pojemniki, większe akcesoria, pakiety lub materiały, które powinny być przechowywane w bardziej stabilny sposób.

Do czego służą płytkie półki 20 mm?

Płytkie półki 20 mm pełnią funkcję wyjmowanych tac. Są praktyczne do odkładania drobnego sprzętu, pakietów, pojemników, opakowań i materiałów, które powinny leżeć płasko i być łatwo dostępne dla personelu.

Czy regał można wypoziomować?

Tak. Regał jest wyposażony w stopy z możliwością wypoziomowania, co pozwala stabilnie ustawić go na posadzce w sterylizatorni, brudowniku, magazynie lub laboratorium.

Kiedy wybrać ten model zamiast mniejszego regału koszowo-półkowego?

Ten model warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje większej powierzchni przechowywania i chce rozdzielić różne typy wyposażenia na osobne strefy. Mniejszy regał koszowo-półkowy będzie lepszy do ograniczonej przestrzeni lub mniejszej ilości materiałów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące