

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-na-kaczki-i-baseny-do-domow-opieki-p-2590.html>



Mobilny regał na baseny i kaczki do brudownika

Cena brutto	5 500,00 zł
Cena netto	4 471,54 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SL/M/54

Opis produktu

Mobilny regał na baseny i kaczki do brudownika szpitalnego

Mobilny regał na baseny i kaczki to specjalistyczny regał sanitarny przeznaczony do wyposażenia brudownika szpitalnego, zaplecza oddziałowego, DPS, ZOL, hospicjum, domu opieki oraz placówek długoterminowej opieki. Służy do uporządkowanego przechowywania, odkładania i osuszania **basenów sanitarnych, kacek medycznych, misek oraz pokrywek** używanych przy codziennej opiece nad pacjentami leżącymi i osobami niesamodzielnymi.

Produkt jest odpowiedzią na potrzeby placówek, które chcą lepiej zorganizować przestrzeń brudownika i zaplecza sanitarnego. Zamiast odkładania naczyń sanitarnych na blatach, parapetach lub przypadkowych półkach, regał pozwala stworzyć jedno, czytelne miejsce na baseny, kaczki, miski i pokrywki. Mobilna konstrukcja ułatwia przestawianie regału w obrębie pomieszczenia, a wykonanie ze stali kwasoodpornej 0H18N9 dobrze sprawdza się w intensywnie użytkowanym środowisku medycznym.

Do czego służy regał na baseny i kaczki?

Regał na baseny i kaczki jest przeznaczony do organizacji naczyń sanitarnych w miejscach, gdzie personel regularnie korzysta z basenów sanitarnych, kacek medycznych i misek pomocniczych. Szczególnie dobrze sprawdza się jako **wyposażenie brudownika w szpitalu**, gdzie ważne jest uporządkowanie naczyń po użyciu, myciu lub dezynfekcji oraz oddzielenie ich od pozostałego wyposażenia.

- do przechowywania i osuszania basenów sanitarnych,
- do odwieszania kacek medycznych na listwach z haczykami,
- do odkładania misek i pokrywek,
- do organizacji brudownika szpitalnego i zaplecza sanitarnego,
- do stosowania w szpitalach, DPS, ZOL, hospicjach i domach opieki,
- do placówek opieki długoterminowej i oddziałów geriatrycznych.

Dla kogo jest mobilny regał na baseny i kaczki?

Ten model warto wybrać wszędzie tam, gdzie opieka nad pacjentami wymaga regularnego używania naczyń sanitarnych. Regał pomaga utrzymać porządek, ułatwia pracę personelu i pozwala lepiej wykorzystać przestrzeń w brudowniku lub pomieszczeniu sanitarnym.

- **szpitale i oddziały szpitalne** – do brudowników, zapleczy sanitarnych i pomieszczeń pomocniczych,
- **DPS i ZOL** – do codziennej opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi lub leżącymi,

- **hospicja i domy opieki** – do organizacji basenów sanitarnych, kaczek medycznych i pokrywek,
- **oddziały geriatryczne i opiekuńcze** – do uporządkowania naczyń sanitarnych używanych przez personel,
- **placówki rehabilitacyjne i długoterminowe** – do zaplecza sanitarnego i pomieszczeń gospodarczo-medycznych.

Wyposażenie regału

Regał został wyposażony w elementy umożliwiające jednoczesne przechowywanie kilku typów naczyń sanitarnych. Dzięki suszarkom, listwom z haczykami i ociekaczom personel może wygodnie uporządkować baseny, kaczki, miski oraz pokrywkę.

- **1 x suszarka na baseny lub miski** – 540 x 350 x 400 mm,
- **1 x suszarka na pokrywki** – 540 x 350 x 250 mm,
- **2 x listwa z pięcioma haczykami na kaczki** z niezależnymi uchwytami do ociekacza,
- **4 x ociekacz do suszarki,**
- **opcjonalnie** ociekacz ze stali kwasoodpornej.

Wykonanie ze stali kwasoodpornej 0H18N9

Konstrukcja regału została wykonana z materiałów przeznaczonych do intensywnego użytkowania w placówkach medycznych i opiekuńczych. Podstawa, stelaż oraz suszarka wykonane są ze stali kwasoodpornej 0H18N9. Regał posiada koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, które ułatwiają przemieszczanie wyposażenia w obrębie brudownika lub zaplecza sanitarnego.

- podstawa ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- stelaż w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- suszarka ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, kolor szary,
- ociekacz do suszarki wykonany z tworzywa,
- możliwość wyboru opcjonalnego ociekacza ze stali kwasoodpornej.

Wymiary techniczne

Nazwa produktu	Mobilny regał na baseny i kaczki
Zastosowanie	brudownik szpitalny, zaplecze sanitarne, DPS, ZOL, hospicjum, dom opieki
Szerokość	550 mm
Głębokość	450 mm
Wysokość	1900 mm
Materiał podstawy	stal kwasoodporna 0H18N9
Materiał stelaża	stal kwasoodporna 0H18N9
Materiał suszarki	stal kwasoodporna 0H18N9
Koła	średnica 100 mm, obudowa z tworzywa sztucznego, kolor szary
Wersja	mobilna
Opcja dodatkowa	ociekacz ze stali kwasoodpornej

Dlaczego warto wybrać regał mobilny do brudownika?

Mobilny regał na baseny i kaczki pomaga uporządkować naczynia sanitarne w jednym miejscu i usprawnia codzienną pracę personelu. Dzięki listwom z haczykami, suszarce na baseny lub miski, suszarce na pokrywki oraz ociekaczom można wygodnie rozdzielić różne elementy wyposażenia sanitarnego i ograniczyć przypadkowe odkładanie ich w nieprzeznaczonych do tego miejscach.

Wersja mobilna jest szczególnie praktyczna w placówkach, w których przestrzeń brudownika jest ograniczona lub wymaga

elastycznej organizacji. Regał można przestawić w zależności od potrzeb personelu, liczby używanych naczyń sanitarnych oraz układu pomieszczenia. To dobre rozwiązanie dla szpitali, DPS, ZOL, hospicjów i domów opieki, które kompletują funkcjonalne wyposażenie zaplecza sanitarnego.

FAQ

Czy ten regał nadaje się do brudownika szpitalnego?

Tak. Mobilny regał na baseny i kaczki jest przeznaczony do organizacji brudownika szpitalnego, zaplecza sanitarnego oraz pomieszczeń pomocniczych, w których przechowuje się lub osusza baseny sanitarne, kaczki medyczne, miski i pokrywki.

Czym różni się ten regał od zwykłego regału magazynowego?

To nie jest zwykły regał magazynowy. Produkt posiada suszarkę na baseny lub miski, suszarkę na pokrywki, listwy z haczykami na kaczki oraz ociekacze. Dzięki temu jest dopasowany do naczyń sanitarnych stosowanych w opiece nad pacjentami.

Jakie naczynia sanitarne można przechowywać na regale?

Regał jest przeznaczony do organizacji basenów sanitarnych, kacek medycznych, misek, pokrywek oraz podobnych naczyń pomocniczych używanych w szpitalach, DPS, ZOL, hospicjach i domach opieki.

Czy regał jest mobilny?

Tak. Regał posiada koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, co umożliwia jego przestawianie w obrębie brudownika, zaplecza sanitarnego lub pomieszczenia pomocniczego.

Z jakiego materiału wykonany jest regał?

Podstawa, stelaż i suszarka wykonane są ze stali kwasoodpornej 0H18N9. Ociekacz do suszarki wykonany jest z tworzywa, a opcjonalnie można wybrać ociekacz ze stali kwasoodpornej.

Czy produkt nadaje się do DPS, ZOL i domu opieki?

Tak. Regał sprawdzi się w DPS, ZOL, hospicjach, domach opieki i placówkach opieki długoterminowej, gdzie codziennie korzysta się z basenów sanitarnych, kacek medycznych i innych naczyń pomocniczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące