

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-na-kaczki-i-baseny-do-domu-spokojnej-starosci-p-2592.html>



Regał na baseny i kaczki 850 mm do brudownika

Cena brutto	5 900,00 zł
Cena netto	4 796,75 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SL/M/84

Opis produktu

Regał na baseny i kaczki 850 mm do brudownika szpitalnego

Regał na baseny i kaczki 850 mm to najszerszy mobilny regał sanitarny z tej serii, przeznaczony do wyposażenia brudownika szpitalnego, zaplecza oddziałowego, DPS, ZOL, hospicjum, domu opieki oraz placówek długoterminowej opieki. Produkt służy do uporządkowanego przechowywania, odkładania i osuszania **basenów sanitarnych, kacek medycznych, misek oraz pokrywek** używanych przy codziennej opiece nad pacjentami leżącymi i osobami niesamodzielnymi.

Wariant o szerokości **850 mm** warto wybrać tam, gdzie placówka potrzebuje większej pojemności niż w standardowych regałach mobilnych. Szerokie suszarki 840 mm, dwie listwy z siedmioma haczykami na kaczki, niezależne uchwyty do ociekacza oraz cztery ociekacze do suszarki pozwalają wygodnie zorganizować większą liczbę naczyń sanitarnych w jednym miejscu.

To produkt szczególnie przydatny w intensywnie użytkowanych brudownikach, oddziałach geriatrycznych, oddziałach opieki długoterminowej, hospicjach, DPS, ZOL i domach opieki. Regał pomaga ograniczyć przypadkowe odkładanie naczyń sanitarnych na blatach, parapetach lub przypadkowych półkach, a jednocześnie ułatwia personelowi szybki dostęp do basenów, kacek, misek i pokrywek.

Jeżeli kompletujesz wyposażenie brudownika lub zaplecza sanitarnego, sprawdź również całą kategorię [regaly na kaczki i baseny](#), [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#) oraz [regaly na kółkach ze stali kwasoodpornej](#).

Najszerszy regał mobilny do brudownika – kiedy wybrać wariant 850 mm?

Regał 850 mm jest najlepszym wyborem wtedy, gdy brudownik obsługuje większą liczbę pacjentów lub gdy w placówce regularnie używa się wielu basenów sanitarnych, kacek medycznych, misek i pokrywek. Większa szerokość ułatwia rozmieszczenie wyposażenia, a mobilna konstrukcja na kołach pozwala przestawić regał w obrębie pomieszczenia sanitarnego.

- do większych brudowników szpitalnych i zapleczy sanitarnych,
- do DPS, ZOL, hospicjów i domów opieki,
- do oddziałów geriatrycznych, opiekuńczych i długoterminowych,
- do przechowywania i osuszania basenów sanitarnych oraz misek,
- do odwieszania kacek medycznych na listwach z siedmioma haczykami,
- do organizacji pokrywek i naczyń pomocniczych używanych przy opiece nad pacjentem.

Dla jakich placówek przeznaczony jest regał na baseny i kaczki 850 mm?

Ten model jest przeznaczony dla placówek medycznych i opiekuńczych, które potrzebują pojemnego regału sanitarnego do organizacji naczyń używanych przy opiece nad pacjentami. Dzięki szerokości 850 mm sprawdza się szczególnie tam, gdzie standardowy regał może być zbyt mały.

- **szpitale i oddziały szpitalne** – do brudowników, zapleczy sanitarnych i pomieszczeń pomocniczych,
- **DPS i ZOL** – do codziennej opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi lub leżącymi,
- **hospicja** – do organizacji naczyń sanitarnych używanych przy opiece nad pacjentami,
- **domy opieki** – do przechowywania basenów sanitarnych, kaczek medycznych, misek i pokrywek,
- **oddziały geriatryczne i długoterminowe** – do uporządkowania większej liczby naczyń sanitarnych w jednym miejscu.

Wypożyczenie regału

Regał został wyposażony w elementy potrzebne do przechowywania i osuszania kilku typów naczyń sanitarnych. Wariant 850 mm oferuje szerokie suszarki 840 mm, dwie listwy z siedmioma haczykami na kaczki oraz niezależne uchwyty do ociekacza.

- **1 x suszarka na baseny lub miski** – 840 x 350 x 400 mm,
- **1 x suszarka na pokrywki** – 840 x 350 x 250 mm,
- **2 x listwa z siedmioma haczykami na kaczki** z niezależnymi uchwytami do ociekacza,
- **4 x ociekacz do suszarki**,
- **opcjonalnie** ociekacz ze stali kwasoodpornej.

Wykonanie ze stali kwasoodpornej 0H18N9

Konstrukcja regału została przygotowana z myślą o intensywnym użytkowaniu w placówkach medycznych i opiekuńczych. Podstawa, stelaż oraz suszarka wykonane są ze stali kwasoodpornej 0H18N9. Regał posiada koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w kolorze szarym. Ociekacz do suszarki wykonany jest z tworzywa, a opcjonalnie można wybrać ociekacz ze stali kwasoodpornej.

Przy kompletowaniu większego zaplecza sanitarnego warto porównać ten model także ze [stojakami do misek i pojemników](#), [regałami magazynowymi ze stali kwasoodpornej](#) oraz [koszami na odpady medyczne](#). Dzięki temu można stworzyć spójne wyposażenie brudownika, zaplecza oddziałowego lub pomieszczenia pomocniczego.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Regał na baseny i kaczki 850 mm do brudownika
Numer katalogowy	SM-TMBY-SL/M/84
Wersja	mobilna
Zastosowanie	brudownik szpitalny, zaplecze sanitarne, DPS, ZOL, hospicjum, dom opieki
Szerokość	850 mm
Głębokość	450 mm
Wysokość	1900 mm
Suszarka na baseny lub miski	840 x 350 x 400 mm
Suszarka na pokrywki	840 x 350 x 250 mm
Listwy na kaczki	2 listwy z siedmioma haczykami na kaczki z niezależnymi uchwytami do ociekacza
Ociekacze	4 ociekacze do suszarki
Materiał	stal kwasoodporna 0H18N9
Koła	średnica 100 mm, obudowa z tworzywa sztucznego, kolor szary

Regał 850 mm, 750 mm czy wariant kompaktowy?

Wariant 850 mm warto wybrać do większych brudowników i placówek, które używają większej liczby naczyń sanitarnych. Jeżeli potrzebujesz mniejszego rozwiązania, sprawdź również [regał na baseny i kaczki 750 mm do brudownika](#) oraz [mobilny regał na baseny i kaczki do brudownika w wariantcie kompaktowym](#).

Dlaczego warto wybrać pojemny regał 850 mm?

Pojemny regał na baseny i kaczki 850 mm pomaga uporządkować naczynia sanitarne w jednym miejscu i ułatwia pracę personelu. Dzięki szerokim suszarkom, listwom z siedmioma haczykami, niezależnym uchwytem do ociekacza i czterem ociekaczom produkt pozwala wygodniej przechowywać baseny sanitarne, kaczki medyczne, miski oraz pokrywki w brudowniku lub zapleczu sanitarnym.

To rozwiązanie dla placówek, które potrzebują większej pojemności niż w standardowych wariantach mobilnych, ale nadal chcą zachować możliwość przestawiania wyposażenia. Regał może być ustawiony w brudowniku, pomieszczeniu sanitarnym, zapleczu oddziałowym lub innym miejscu, w którym personel organizuje naczynia używane przy opiece nad pacjentami.

FAQ

Czym różni się regał 850 mm od wariantu 750 mm?

Regał 850 mm ma większą szerokość, suszarki 840 mm oraz listwy z siedmioma haczykami na kaczki. Dzięki temu jest bardziej pojemny i lepiej sprawdza się w większych brudownikach oraz placówkach, które używają większej liczby basenów sanitarnych, kacek medycznych, misek i pokrywek.

Czy regał nadaje się do brudownika szpitalnego?

Tak. Regał jest przeznaczony do organizacji brudownika szpitalnego, zaplecza sanitarnego i pomieszczeń pomocniczych, w których przechowuje się lub osusza baseny sanitarne, kaczki medyczne, miski oraz pokrywki.

Czy regał sprawdzi się w DPS, ZOL i domu opieki?

Tak. Produkt jest odpowiedni do DPS, ZOL, hospicjów, domów opieki oraz placówek długoterminowej opieki, w których regularnie korzysta się z naczyń sanitarnych przy opiece nad pacjentami leżącymi lub osobami niesamodzielnymi.

Jakie wyposażenie znajduje się w zestawie?

W zestawie znajduje się suszarka na baseny lub miski 840 x 350 x 400 mm, suszarka na pokrywki 840 x 350 x 250 mm, dwie listwy z siedmioma haczykami na kaczki z niezależnymi uchwytemi do ociekacza oraz cztery ociekacze do suszarki.

Czy można wybrać ociekacz ze stali kwasoodpornej?

Tak. Standardowo ociekacz do suszarki wykonany jest z tworzywa, natomiast opcjonalnie dostępny jest ociekacz ze stali kwasoodpornej. To dobre rozwiązanie dla placówek, które chcą ujednolicić wyposażenie brudownika ze stalą kwasoodporną 0H18N9.

Z jakiego materiału wykonany jest regał?

Podstawa, stelaż i suszarka wykonane są ze stali kwasoodpornej 0H18N9. Regał posiada koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w kolorze szarym.

Czy regał jest mobilny?

Tak. Regał jest wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, dzięki czemu można go przemieszczać w obrębie brudownika, zaplecza sanitarnego lub pomieszczenia pomocniczego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie, TAK 24 miesiące