

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-na-kaczki-i-baseny-do-szpitala-p-2593.html>

Regał na kaczki i baseny do szpitala

Cena brutto	4 700,00 zł
Cena netto	3 821,14 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SL/54
Kod producenta	SM-TMBY-SL

Opis produktu

Regał na kaczki i baseny do szpitala - ścienny regał sanitarny ze stali kwasoodpornej 0H18N9

Regał na kaczki i baseny do szpitala to specjalistyczny regał sanitarny mocowany do ściany, przeznaczony do przechowywania, ociekania i suszenia kaczek sanitarnych, basenów sanitarnych, misek oraz pokrywek. Produkt został zaprojektowany z myślą o placówkach, w których liczy się higiena, porządek, szybki dostęp do wyposażenia oraz trwałość konstrukcji w codziennym użytkowaniu.

Model sprawdzi się jako wyposażenie brudownika, pomieszczenia sanitarnego, łazienki oddziałowej, zaplecza pielęgnarskiego, domu opieki, DPS, ZOL, hospicjum oraz oddziału szpitalnego. Jest to produkt z kategorii [regaly na kaczki i baseny](#), wykonany z materiałów dopasowanych do wymagań placówek medycznych.

Regał na baseny i kaczki do brudownika oraz placówek medycznych

Ten **regał na baseny i kaczki** pozwala uporządkować wyposażenie sanitarne po użyciu, myciu lub dezynfekcji. Osobne suszarki na baseny lub miski, suszarka na pokrywki oraz listwa z pięcioma haczykami na kaczki pomagają rozdzielić poszczególne elementy i ułatwiają personelowi codzienną pracę.

Dzięki montażowi do ściany regał nie zajmuje miejsca na podłodze, co ma duże znaczenie w brudownikach i pomieszczeniach sanitarnych o ograniczonej powierzchni. To praktyczne rozwiązanie dla placówek, które kompletują [meble medyczne](#) oraz trwałe [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#) do intensywnego użytkowania.

Stal kwasoodporna 0H18N9 - trwałość w środowisku medycznym

Stelaż regału wykonano w całości ze **stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. Ze stali kwasoodpornej 0H18N9 wykonane są również suszarki. To ważna cecha w placówkach medycznych, ponieważ regał ma kontakt z wilgocią, wyposażeniem sanitarnym oraz częstym czyszczeniem.

W porównaniu z przypadkowymi półkami lub zwykłymi stojakami gospodarczymi, regał sanitarny ze stali kwasoodpornej lepiej odpowiada potrzebom szpitali, domów opieki i placówek całodobowej opieki. Ułatwia organizację pracy i pomaga utrzymać stałe miejsce dla kaczek, basenów, misek oraz pokrywek.

Wyposażenie regału na kaczki i baseny

- **2 x listwa nośna** z zaczepami do suszarek,
- **1 x suszarka na pokrywki** o wymiarach 540 x 350 x 250 mm,
- **1 x listwa z pięcioma haczykami na kaczki** z niezależnymi uchwytami do ociekacza,
- **2 x suszarka na baseny lub miski** o wymiarach 540 x 350 x 400 mm,
- **4 x ociekacz do suszarki** z tworzywa.

Dlaczego warto wybrać ten regał sanitarny?

- przeznaczony do kacek sanitarnych, basenów sanitarnych, misek i pokrywek,
- odpowiedni do szpitali, DPS, ZOL, hospicjów i domów opieki,
- mocowany do ściany - oszczędza miejsce w brudowniku lub pomieszczeniu sanitarnym,
- ułatwia ociekanie i suszenie wyposażenia po myciu,
- pomaga uporządkować wyposażenie sanitarne używane przy opiece nad pacjentami,
- stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- suszarki wykonane ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- w zestawie listwa z pięcioma haczykami na kaczki,
- osobne miejsce na pokrywki, baseny, miski i kaczki,
- opcjonalnie dostępny ociekacz ze stali kwasoodpornej.

Regał sanitarny do szpitala, DPS, ZOL i domu opieki

Produkt jest szczególnie przydatny w miejscach, gdzie baseny i kaczki sanitarne są używane regularnie, a personel potrzebuje szybkiego dostępu do czystego, uporządkowanego wyposażenia. Regał może stanowić element wyposażenia brudownika, pomieszczenia gospodarczego, łazienki oddziałowej lub zaplecza sanitarnego.

W placówkach, które kompletują wyposażenie do pracy z pacjentami, warto połączyć ten regał z innymi produktami ze stali kwasoodpornej, takimi jak [stojaki do misek i pojemników na odpady](#), [regały magazynowe ze stali kwasoodpornej](#) oraz [wózki medyczne](#). Takie połączenie ułatwia organizację zaplecza, transport i przechowywanie wyposażenia medycznego.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	regał sanitarny ścienny na kaczki i baseny
Przeznaczenie	kaczki sanitarne, baseny sanitarne, miski, pokrywki
Montaż	mocowany do ściany
Materiał stelaża	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Materiał suszarek	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Materiał ociekaczy	tworzywo
Suszarka na pokrywki	1 szt., 540 x 350 x 250 mm
Suszarka na baseny lub miski	2 szt., 540 x 350 x 400 mm
Listwa na kaczki	1 listwa z pięcioma haczykami
Ociekacze	4 szt. z tworzywa
Szerokość	540 mm
Głębokość	350 mm
Wysokość	1800 mm
Opcja dodatkowa	ociekacz ze stali kwasoodpornej

Jakie problemy rozwiązuje regał na baseny i kaczki?

Regał pomaga uporządkować wyposażenie sanitarne, które bez wyznaczonego miejsca często zajmuje blaty, półki lub

przestrzeń roboczą w brudowniku. Dzięki wydzielonym suszarkom, haczykom i ociekaczom personel może szybciej odłożyć baseny, kaczki, miski oraz pokrywki po myciu.

To produkt dla placówek, które chcą poprawić organizację pracy i wyposażyć zaplecze sanitarne w trwały regał ścienny. Jeżeli szukasz rozwiązania do przechowywania wyrobów sanitarnych, ten model jest znacznie bardziej dopasowany do potrzeb medycznych niż zwykła półka lub regał magazynowy.

Opcjonalny ociekacz ze stali kwasoodpornej

Standardowo regał wyposażony jest w ociekacze z tworzywa. Opcjonalnie można wybrać **ociekacz ze stali kwasoodpornej**, co pozwala dopasować produkt do standardu wyposażenia danej placówki i wymagań pomieszczenia sanitarnego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy regał nadaje się do szpitala?

Tak. Regał jest przeznaczony do szpitali, oddziałów opiekuńczych, brudowników, DPS, ZOL, hospicjów, domów opieki i innych placówek medycznych.

Czy regał jest mocowany do ściany?

Tak. Jest to regał ścienny, dzięki czemu nie zajmuje dodatkowego miejsca na podłodze i pomaga lepiej wykorzystać przestrzeń w pomieszczeniu sanitarnym.

Co można przechowywać na regale?

Regał jest przeznaczony na kaczki sanitarne, baseny sanitarne, miski oraz pokrywki. W zestawie znajdują się suszarki, listwa z haczykami i ociekacze.

Z jakiego materiału wykonano regał?

Stelaż oraz suszarki wykonano ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Standardowe ociekacze wykonane są z tworzywa.

Jakie są wymiary regału?

Wymiary regału wynoszą 540 x 350 x 1800 mm, czyli 540 mm szerokości, 350 mm głębokości i 1800 mm wysokości.

Czy można wybrać ociekacz ze stali kwasoodpornej?

Tak. Opcjonalnie dostępny jest ociekacz ze stali kwasoodpornej, który można dobrać do standardu wyposażenia placówki.

Czy ten regał sprawdzi się w brudowniku?

Tak. Regał dobrze sprawdzi się w brudowniku, ponieważ pozwala uporządkować baseny, kaczki, miski i pokrywki po myciu lub dezynfekcji.