

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-na-kaczki-i-baseny-stal-kwasoodporna-600x400x1800-p-3434.html>



Regał na kaczki i baseny 600 mm 3+1 półki proste

Cena brutto	3 874,00 zł
Cena netto	3 149,59 zł
Cena poprzednia	4 320,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WS-01/4
Kod producenta	SM-TMBY-WS

Opis produktu

Regał na kaczki i baseny 600 mm 3+1 półki proste – stal kwasoodporna 0H18N9

Regał na kaczki i baseny 600 mm 3+1 półki proste to kompaktowy regał prętowy przeznaczony do uporządkowanego przechowywania, odkładania i ociekania kacek sanitarnych, basenów sanitarnych, misek oraz pokrywek. Model ma **3 półki na miski i baseny** oraz **1 osobną półkę na pokrywki**, a półki prętowe są **mocowane prosto**, co pozwala stabilnie ustawić wyposażenie sanitarne w brudowniku, łazience oddziałowej lub zapleczu pielęgniarskim.

Produkt jest przeznaczony do **szpitali, DPS, ZOL, hospicjów, domów opieki, oddziałów opiekuńczych i placówek medycznych**, w których baseny, kaczki, miski i pokrywki są używane regularnie. Szerokość **600 mm** sprawia, że regał dobrze sprawdzi się także w mniejszych pomieszczeniach sanitarnych, gdzie liczy się porządek, higiena i rozsądne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Regał prętowy z prostymi półkami na kaczki, baseny, miski i pokrywki

Ten model różni się od wersji ze skośnymi półkami tym, że posiada **półki prętowe mocowane prosto**. Takie rozwiązanie będzie dobrym wyborem tam, gdzie placówka potrzebuje poziomego ustawienia wyposażenia sanitarnego. Regał pomaga ograniczyć przypadkowe odkładanie basenów, kacek i misek na blatach, parapetach, podłodze lub zwykłych półkach niedostosowanych do takiego zastosowania.

Produkt należy do grupy [regaly na kaczki i baseny](#), ale jego główną przewagą są **proste półki prętowe**, kompaktowy wymiar 600 x 400 x 1800 mm oraz możliwość wykonania regału na kołach. To praktyczny wybór dla placówek, które potrzebują regału na wyroby sanitarne, a nie ściennego stojaka z haczykami.

3 półki na miski i baseny oraz osobna półka na pokrywki

Układ **3+1** pozwala wygodnie rozdzielić wyposażenie sanitarne. Trzy półki przeznaczone są na miski i baseny, a osobna półka na pokrywki ułatwia utrzymanie porządku oraz szybkie odnalezienie potrzebnych elementów. To szczególnie ważne w brudownikach i zapleczach sanitarnych, gdzie personel potrzebuje stałego miejsca na akcesoria po myciu lub dezynfekcji.

Regał może pełnić funkcję ociekacza i organizera sanitarnego. Dzięki konstrukcji prętowej ułatwia odkładanie wyposażenia po użyciu, a jednocześnie nie zajmuje tyle miejsca, co większe regały magazynowe. To mocna alternatywa dla zwykłej półki gospodarczej w placówce medycznej.

Model 600 mm do brudownika, DPS, ZOL i domu opieki

Szerokość 600 mm pozwala wykorzystać regał w pomieszczeniach o ograniczonej powierzchni. Model dobrze pasuje do brudowników szpitalnych, łazienek oddziałowych, zapleczy pielęgniarskich, domów opieki, DPS, ZOL oraz hospicjów. To rozwiązanie dla placówek, które chcą uporządkować wyposażenie sanitarne bez nadmiernego zajmowania przestrzeni roboczej.

Jeżeli placówka szuka regału na kaczki i baseny z prostymi półkami, ten model będzie lepszym wyborem niż wariant ścienny z haczykami. Pozwala przechowywać baseny, miski i pokrywki na półkach, a przy doposażeniu w koła może być łatwiej przestawiany w obrębie pomieszczenia.

Stal kwasoodporna 0H18N9 – wykonanie do placówek medycznych

Regał wykonano w całości ze **stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. To materiał odpowiedni do wyposażenia pomieszczeń sanitarnych, w których meble mają kontakt z wilgocią, środkami myjącymi i częstym użytkowaniem. Stal kwasoodporna 0H18N9 ułatwia utrzymanie regału w czystości i dobrze sprawdza się w środowisku medycznym oraz opiekuńczym.

Przy kompletowaniu brudownika lub zaplecza sanitarnego warto sprawdzić także inne [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#), które pomagają uporządkować pracę w szpitalach, DPS, ZOL, hospicjach i domach opieki.

Najważniejsze zalety regału z prostymi półkami

- kompaktowa szerokość 600 mm – dobry wybór do mniejszych pomieszczeń sanitarnych,
- 3 półki na miski i baseny sanitarne,
- 1 osobna półka na pokrywki,
- półki prętowe mocowane prosto,
- wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- przeznaczony do kacek, basenów, misek i pokrywek,
- pomaga uporządkować wyposażenie sanitarne w brudowniku,
- dobry wybór do szpitala, DPS, ZOL, hospicjum i domu opieki,
- opcjonalnie dostępna wersja na kołach Ø100 mm,
- po zamontowaniu kół wysokość regału wynosi 1915 mm.

Wariant standardowy lub regał na kołach

W standardowej wersji regał ma wysokość **1800 mm** i sprawdzi się jako stałe wyposażenie brudownika, łazienki oddziałowej lub pomieszczenia sanitarnego. Opcjonalnie można zamówić **regał na kołach o średnicy 100 mm**, oznaczony jako K8.6. Wersja na kołach będzie dobrym wyborem tam, gdzie regał trzeba okresowo przesuwac, przestawiać lub łatwiej sprzątać przestrzeń pod wyposażeniem.

Uwaga: wysokość regału na kołach wynosi **1915 mm**. Warto uwzględnić tę wysokość przy planowaniu ustawienia produktu w pomieszczeniu, szczególnie jeśli regał ma stać pod półkami, przy ścianie lub w wąskim brudowniku.

Proste półki czy półki skośne – który model wybrać?

Ten model z prostymi półkami warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje poziomego ustawienia misek, basenów i pokrywek. Jeżeli ważniejsze jest mocniejsze ukierunkowanie wyposażenia do ociekania, można porównać go z modelem [regał na kaczki i baseny 600 mm 3+1 półki](#), który wykorzystuje półki prętowe mocowane skośnie.

Jeżeli placówka potrzebuje modelu ściennego z haczykami na kaczki, warto sprawdzić także [stojak sanitarny SL/74 na kaczki i baseny](#) oraz [stojak sanitarny SL/84 840 mm na kaczki i baseny](#).

Do szerszego wyposażenia zaplecza sanitarnego można dobrać również [stojaki do misek i pojemników na odpady](#), [regały magazynowe ze stali kwasoodpornej](#), [wózki medyczne](#) oraz [wózki do przewozu posiłków w szpitalu](#).

Dane techniczne

Rodzaj produktu	regał prętowy na kaczki, baseny, miski i pokrywki
Przeznaczenie	kaczki sanitarne, baseny sanitarne, miski, pokrywki
Liczba półek na miski i baseny	3 półki
Półka na pokrywki	1 półka
Rodzaj półek	półki prętowe mocowane prosto

Materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Szerokość	600 mm
Głębokość	400 mm
Wysokość	1800 mm
Opcja dodatkowo płatna	regał na kołach o średnicy 100 mm, K8.6
Wysokość regału na kołach	1915 mm

Czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja stali kwasoodpornej

Regał wykonany jest ze stali kwasoodpornej 0H18N9, dlatego może być czyszczony i dezynfekowany zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce medycznej. Do codziennego mycia zaleca się stosowanie ciepłej wody oraz delikatnych detergentów przeznaczonych do powierzchni ze stali nierdzewnej. Po umyciu powierzchnie należy osuszyć.

Nie należy stosować środków ściernych, agresywnych rozpuszczalników ani preparatów mogących uszkodzić powierzchnię stali. Preparaty dezynfekcyjne należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Wykaz przykładowych środków do dezynfekcji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej

Preparat	Preparat	Preparat	Preparat
ANIOSYME DD1	DESCOCID	Mikrozyd AF liquid	Terralin protect do 2%
Aniosyme Synergy	DESPREJ	Mikrozyd chusteczki	Mikrozyd sensitive liquid
Anioxyde 1000	DESCOSEPT	VIRUSOLVE+ chusteczki	Velox Spray Neutral
ALDEWIR	INCIDIN FOAM, PLUS, ACTIVE, PRO	Sani-Cloth Active chusteczki	Velox Foam Extra
CIDEX	PERA SAFE	Steranios 2%	Quatrodes Extra oraz One
DISTEL	Incidin OxyWipe	Surfa Safe	-

Podane preparaty należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta środka dezynfekcyjnego, z uwzględnieniem czasu działania, stężenia oraz sposobu aplikacji.

Gdzie sprawdzi się regał na kaczki i baseny z prostymi półkami?

Regał polecany jest do miejsc, w których baseny, kaczki, miski i pokrywki są używane regularnie, a personel potrzebuje stałego miejsca do ich odkładania po myciu. Sprawdzi się w brudownikach szpitalnych, domach opieki, DPS, ZOL, hospicjach, oddziałach opiekuńczych oraz pomieszczeniach sanitarnych placówek medycznych.

To mocny wybór dla placówek, które chcą uporządkować wyposażenie sanitarne na niewielkiej powierzchni i szukają regału ze stali kwasoodpornej z prostymi półkami prętowymi.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czym wyróżnia się ten regał na kaczki i baseny?

Model ma 3 półki na miski i baseny oraz 1 półkę na pokrywki. Półki są prętowe i mocowane prosto, dlatego dobrze sprawdzają się do poziomego odkładania wyposażenia sanitarnego.

Czym różni się model z prostymi półkami od modelu ze skośnymi półkami?

Model z prostymi półkami pozwala poziomo ustawić miski, baseny i pokrywki. Model ze skośnymi półkami mocniej ukierunkowuje odkładane wyposażenie do ociekania.

Czy regał nadaje się do szpitala, DPS lub ZOL?

Tak. Regał jest przeznaczony do szpitali, DPS, ZOL, hospicjów, domów opieki, brudowników i innych pomieszczeń sanitarnych placówek medycznych.

Z jakiego materiału wykonano regał?

Regał wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9.

Jakie są wymiary regału?

Wymiary regału wynoszą 600 x 400 x 1800 mm, czyli 600 mm szerokości, 400 mm głębokości i 1800 mm wysokości.

Czy regał może być wykonany na kołach?

Tak. Opcjonalnie, za dopłatą, dostępny jest regał na kołach o średnicy 100 mm. Wersja na kołach ma wysokość 1915 mm.

Źródła i aktualność: parametry i procedury zgodne z Instrukcją obsługi producenta ([PDF](#)). Materiał: stal kwasoodporna 0H18N9 (rodzina PN-EN 10088). Aktualizacja: 19.09.2025.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz wersję regału: Standardowa – bez kół, wysokość 1800 mm , Na kołach Ø100 mm – wysokość 1915 mm (+ 350,00 zł)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące