

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-na-urynaly-butelkowe-p-3440.html>

Regał na kaczki i baseny 600 mm 3+2 półki proste

Cena brutto	4 526,00 zł
Cena netto	3 679,67 zł
Cena poprzednia	4 780,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WS-01/5
Kod producenta	SM-TMBY-WS

Opis produktu

Regał na kaczki i baseny 600 mm 3+2 półki proste — stal kwasoodporna 0H18N9

Regał na kaczki i baseny 600 mm 3+2 półki proste to specjalistyczny regał szpitalny przeznaczony do przechowywania basenów szpitalnych, kacek medycznych, urynałów butelkowych, misek oraz pokrywek. Model ma kompaktową szerokość **600 mm**, dlatego dobrze sprawdza się w brudownikach, oddziałach szpitalnych, domach opieki, zakładach opiekuńczo-leczniczych i zapleczach sanitarnych, gdzie liczy się uporządkowane przechowywanie wyposażenia sanitarnego przy ograniczonej ilości miejsca.

Najważniejszą cechą tego wariantu jest układ **3+2**, czyli **3 półki na miski i baseny oraz 2 półki na pokrywki**. Dzięki temu baseny, kaczki medyczne i miski można przechowywać oddzielnie od pokrywek. Taki podział ułatwia organizację pracy personelu, szybkie pobieranie potrzebnych elementów oraz utrzymanie stałego porządku na regale.

Regał wykonano w całości ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. To trwałe rozwiązanie do pomieszczeń medycznych i sanitarnych, w których wyposażenie jest intensywnie użytkowane, regularnie czyszczone i narażone na kontakt z wilgocią. W tej karcie głównym wariantem są **półki prętowe mocowane prosto**, natomiast producent przewiduje możliwość wykonania półek prosto lub skośnie.

Produkt znajduje się w kategorii [regaly na kaczki i baseny](#). Jeżeli kompletujesz wyposażenie oddziału, brudownika lub zaplecza sanitarnego, sprawdź także pozostałe [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

Najważniejsze cechy regału 600 mm 3+2 z półkami prostymi

- **układ 3+2** — 3 półki na miski i baseny oraz 2 półki na pokrywki,
- **półki prętowe mocowane prosto** — klasyczne, poziome ustawienie przechowywanego wyposażenia,
- **szerokość 600 mm** — kompaktowy format do brudownika, oddziału i zaplecza sanitarnego,
- **przeznaczenie na baseny szpitalne, kaczki medyczne, urynały butelkowe, miski i pokrywki**,
- **wykonanie ze stali kwasoodpornej 0H18N9** — trwała konstrukcja do placówek medycznych,
- **wymiary 600 x 400 x 1800 mm** — szerokość x głębokość x wysokość,
- **możliwość wykonania półek prosto lub skośnie** — zgodnie z konfiguracją producenta,
- **opcja regału na kołach 100 mm K8.6** — wariant dodatkowo płatny,
- **wysokość wersji na kołach: 1915 mm**.

Dane techniczne

--	--

Nazwa produktu	Regał na kaczki i baseny 600 mm 3+2 półki proste
Przeznaczenie	baseny szpitalne, kaczki medyczne, urnały butelkowe, miski, pokrywki
Układ półek	3 półki na miski i baseny + 2 półki na pokrywki
Rodzaj półek	półki prętowe
Mocowanie półek	prosto; producent przewiduje możliwość mocowania półek prosto lub skośnie
Konfiguracja modelu	600 mm, układ 3+2, półki prętowe proste
Materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Wymiary standardowe	600 x 400 x 1800 mm [szerokość x głębokość x wysokość]
Opcja dodatkowa	regał na kołach o średnicy 100 mm, oznaczenie K8.6
Wysokość regału na kołach	1915 mm

Czym wyróżnia się regał 600 mm 3+2 z półkami prostymi?

Regał na kaczki i baseny 600 mm 3+2 z półkami prostymi został zaprojektowany do przechowywania wyposażenia sanitarnego w jednym, czytelnym układzie. Proste półki prętowe tworzą poziome powierzchnie odkładcze, które ułatwiają stałe przypisanie kolejnych poziomów do konkretnych elementów: basenów szpitalnych, kacek medycznych, urnałów butelkowych, misek oraz pokrywek.

Układ **3 półek na miski i baseny oraz 2 półek na pokrywki** odróżnia ten model od prostszych regałów 600 mm 3+1. To dobry wybór dla placówek, które potrzebują osobnego miejsca na pokrywki, ale jednocześnie chcą zachować kompaktową szerokość regału i nie przechodzić na szerszy wariant 800 mm lub 1000 mm.

Półki proste czy skośne?

W tej wersji regał ma **półki prętowe mocowane prosto**. To praktyczne rozwiązanie dla placówek, które preferują klasyczne, poziome ustawienie basenów, kacek medycznych, misek i pokrywek. Proste półki są czytelne w codziennym użytkowaniu i ułatwiają utrzymanie powtarzalnego porządku na poszczególnych poziomach regału.

Producent przewiduje również możliwość mocowania półek prosto lub skośnie. Wariant skośny warto rozważyć wtedy, gdy personel chce łatwiejszego dostępu pod kątem do odkładanych elementów. Wariant prosty będzie natomiast odpowiedni tam, gdzie liczy się poziome, stabilne i uporządkowane przechowywanie wyposażenia sanitarnego.

Porównanie z innymi regałami na kaczki i baseny

Wariant regału	Najlepsze zastosowanie	Najważniejsza różnica
600 mm 3+2 półki proste	kompaktowy regał z poziomymi półkami i osobnym miejscem na pokrywki	ten model: 3 półki na miski i baseny + 2 półki na pokrywki
600 mm 3+2 półki skośne	kompaktowy regał z układem 3+2 i półkami ustawionymi skośnie	ta sama szerokość i układ 3+2, ale inne mocowanie półek
600 mm 3+1 półki proste	mniejszy regał o prostszej konfiguracji półek	układ 3+1 zamiast 3+2, mniej miejsca na pokrywki
600 mm 3+1 półki skośne	kompaktowy regał z półkami skośnymi i prostszym układem	półki skośne i układ 3+1 zamiast 3+2
800 mm 3+1 półki proste	szerszy wariant z prostym ustawieniem półek	większa szerokość, ale układ 3+1

Wariant regału	Najlepsze zastosowanie	Najważniejsza różnica
800 mm 3+1 półki skośne	szerszy regał z półkami skośnymi do większego zaplecza	większy format, inny układ półek
1000 mm 3+1 półki proste	duże zaplecza sanitarne i większe placówki	najszerzy wariant prosty w układzie 3+1
1000 mm 3+1 półki skośne	większe oddziały i pomieszczenia z dużą liczbą akcesoriów	najszerzy wariant skośny, ale bez układu 3+2

Pełną serię produktów można porównać w kategorii [regały na kaczki i baseny](#). Przy wyborze warto zwrócić uwagę na szerokość regału, liczbę półek, sposób ich mocowania oraz to, czy w placówce potrzebne jest osobne miejsce na pokrywki.

Zastosowanie w brudowniku, oddziale i domu opieki

Regał 600 mm 3+2 z półkami prostymi sprawdzi się wszędzie tam, gdzie baseny szpitalne, kaczki medyczne, urny butelkowe, miski i pokrywki muszą być przechowywane w uporządkowany sposób. To praktyczne wyposażenie do brudowników, oddziałów szpitalnych, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów, sanatoriów oraz ośrodków rehabilitacyjnych.

Osobne półki na pokrywki ułatwiają szybkie odnalezienie potrzebnego elementu i pomagają utrzymać stały porządek na regale. Kompaktowa szerokość 600 mm pozwala zastosować model także w mniejszych pomieszczeniach, gdzie szerszy regał 800 mm lub 1000 mm byłby mniej wygodny.

Stal kwasoodporna 0H18N9 do wyposażenia medycznego

Konstrukcja regału została wykonana ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. To materiał stosowany w wyposażeniu medycznym i sanitarnym, gdzie liczy się trwałość, odporność na intensywne użytkowanie oraz łatwe utrzymanie czystości. Stal kwasoodporna dobrze sprawdza się w pomieszczeniach, w których wyposażenie jest regularnie myte i użytkowane przez personel medyczny.

Jeżeli wyposażasz większe zaplecze placówki, warto połączyć ten regał z innymi produktami z działu [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#), takimi jak regały, stoliki zabiegowe, stoły robocze, kosze, stojaki i wyposażenie pomocnicze do pomieszczeń medycznych oraz technicznych.

Czyszczenie i pielęgnacja regału ze stali kwasoodpornej

Regał wykonany ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9** jest przeznaczony do pomieszczeń medycznych i sanitarnych, w których wyposażenie wymaga regularnego czyszczenia. Aby zachować estetykę powierzchni i trwałość konstrukcji, należy stosować środki odpowiednie do stali nierdzewnej oraz unikać preparatów silnie agresywnych, ściernych lub pozostawianych na powierzchni zbyt długo.

Rodzaj środka	Czy można stosować?	Zalecenia użytkowe
Łagodne detergenty neutralne	Tak	Najbezpieczniejszy wybór do codziennego mycia regału. Po umyciu warto przetrzeć powierzchnię czystą wodą i osuszyć.
Preparaty do stali nierdzewnej	Tak	Można stosować zgodnie z instrukcją producenta środka. Pomagają utrzymać estetyczny wygląd powierzchni stalowej.
Środki dezynfekcyjne do wyposażenia medycznego	Tak, zgodnie z instrukcją środka	Należy stosować preparaty dopuszczone do powierzchni ze stali nierdzewnej. Po wymaganym czasie działania nie zostawiać nadmiaru preparatu na powierzchni.
Preparaty alkoholowe	Tak, ostrożnie	Można stosować, jeżeli producent preparatu dopuszcza użycie na stali nierdzewnej. Po czyszczeniu

Rodzaj środka	Czy można stosować?	Zalecenia użytkowe
		powierzchnię najlepiej osuszyć miękką ściereczką.
Środki chlorowe i silnie zasadowe	Ostrożnie / niezalecane do długiego kontaktu	Nie powinny być pozostawiane na powierzchni przez długi czas. Po użyciu należy dokładnie spłukać powierzchnię wodą i osuszyć.
Proszki, mlecza ścierne, druciaki, twarde szczotki	Nie	Mogą porysować powierzchnię stali i pogorszyć jej wygląd. Do czyszczenia najlepiej używać miękkich ściereczek lub gąbek.

Przed użyciem konkretnego preparatu czyszczącego lub dezynfekcyjnego należy sprawdzić zalecenia producenta środka oraz upewnić się, że jest on przeznaczony do powierzchni ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.

Opcja regału na kołach 100 mm K8.6

W standardowej wersji regał ma wysokość **1800 mm**. Dostępna jest również opcja dodatkowo płatna: **regał na kołach o średnicy 100 mm**, oznaczenie **K8.6**. W przypadku wersji na kołach wysokość regału wynosi **1915 mm**.

Regał na kołach będzie dobrym rozwiązaniem wtedy, gdy wyposażenie ma być okresowo przesuwane w obrębie brudownika, oddziału lub zaplecza sanitarnego. Wariant bez kół sprawdzi się natomiast w miejscach, w których regał ma stać w jednej, stałej lokalizacji.

FAQ

Czym ten regał różni się od modelu 600 mm 3+2 z półkami skośnymi?

Ten model ma tę samą szerokość 600 mm i układ 3+2, ale główną konfiguracją są **półki przetowe mocowane prosto**. Wariant skośny ma półki ustawione pod kątem, dlatego warto traktować go jako osobny wariant wykonania.

Czym regał 600 mm 3+2 różni się od modeli 600 mm 3+1?

Model 600 mm 3+2 ma 3 półki na miski i baseny oraz 2 półki na pokrywki. Warianty 600 mm 3+1 mają prostszą konfigurację i nie zapewniają takiego samego podziału miejsca na baseny, miski oraz pokrywki.

Czy regał jest przeznaczony do basenów szpitalnych i kacek medycznych?

Tak. Regał jest przeznaczony do przechowywania basenów szpitalnych, kacek medycznych, urnałów butelkowych, misek oraz pokrywek w placówkach medycznych, domach opieki i pomieszczeniach brudownikowych.

Czy półki mogą być mocowane prosto lub skośnie?

Tak. Producent przewiduje możliwość mocowania półek prosto lub skośnie. W tej karcie głównym wariantem są półki proste, natomiast wariant skośny można wybrać jako inną konfigurację.

Z jakiej stali wykonano regał?

Regał wykonano w całości ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. To materiał stosowany w wyposażeniu medycznym i sanitarnym, szczególnie tam, gdzie ważna jest trwałość i łatwe utrzymanie czystości.

Czy regał nadaje się do brudownika?

Tak. Regał dobrze sprawdzi się w brudniku, oddziale szpitalnym, domu opieki, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, sanatorium, hospicjum lub ośrodku rehabilitacyjnym.

Czy można zamówić regał na kołach?

Tak. Dostępna jest opcja dodatkowo płatna: regał na kołach o średnicy 100 mm, oznaczenie K8.6. Wysokość regału w wersji na kołach wynosi 1915 mm.

- **Instrukcja obsługi (PDF)** – dostępna do pobrania „[TUTAJ](#)”

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz wersję regału: Standardowa – bez kół, wysokość 1800 mm , Na kołach Ø100 mm – wysokość 1915 mm (+ 350,00 zł)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące