

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-ze-stali-kwasoodpornej-do-laboratorium-p-2584.html>



Regał ze stali kwasoodpornej do laboratorium

Cena brutto	3 420,00 zł
Cena netto	2 780,49 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-RM-01/1000x400
Kod producenta	SM-TMBY-RM

Opis produktu

Regał ze stali kwasoodpornej do laboratorium — 4 × półki pełne, montaż skręcany, 1000 × 400 × 1800 mm

Profesjonalny regał metalowy magazynowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9 to niezawodne wyposażenie medyczne do sterylizatorni i laboratoriów, a także praktyczny element wyposażenia szpitalnego. Model z czterema pełnymi półkami i montażem skręcany (do samodzielnego montażu) zapewnia stabilność, higienę oraz łatwe utrzymanie czystości w środowiskach o podwyższonych wymaganiach sanitarnych. Regulowane stopki do poziomowania ułatwiają dokładne ustawienie regału nawet na nierównym podłożu.

Najważniejsze atuty

- 100% stal kwasoodporna 0H18N9 — wysoka odporność korozyjna i chemiczna, idealna do stref czystych.
- 4 pełne półki — gładkie powierzchnie ułatwiają dezynfekcję, nic nie wpada przez ażurowe szczeliny. Regulacja wysokości półek dostępna jako **(opcja)**
- Montaż skręcany — szybki, intuicyjny i pewny; regał półkowy magazynowy gotowy do pracy po złożeniu.
- Stopki z możliwością wypoziomowania — stabilność i bezpieczeństwo przechowywania.
- Wymiary 1000 × 400 × 1800 mm (s × g × w) — optymalny kompromis między pojemnością a oszczędnością miejsca.
- Zgodność z dobrymi praktykami higienicznymi (HACCP/GMP) — konstrukcja ułatwia spełnienie wymagań sanitarno-epidemiologicznych.

Zastosowanie

Ten regał magazynowy z pełnymi półkami polecamy do:

- centralnych sterylizatorni (CSSD), myjni-dezynfektorni i przygotowalni narzędzi,
- laboratoriów analitycznych, mikrobiologicznych i farmaceutycznych,
- aptek szpitalnych, magazynów materiałów jednorazowych, kuchni szpitalnych,
- stref przygotowania i pakowania, gdzie liczy się higiena i porządek.

Dzięki pełnym półkom doskonale sprawdza się do przechowywania tacek, zestawów sterylizacyjnych, pojemników GN, opakowań jednostkowych i drobnego asortymentu, który na ażurowych półkach mógłby się przechylać lub wpadać w szczeliny. To funkcjonalny regał magazynowy metalowy do codziennej pracy w wymagających warunkach.

Dlaczego stal kwasoodporna 0H18N9 ?

Stal 0H18N9 (odpowiednik AISI 304) jest standardem w branży medyczno-laboratoryjnej. Charakteryzuje się:

- bardzo dobrą odpornością na korozję w typowych warunkach pracy,
- odpornością na środki myjąco-dezynfekcyjne powszechnie stosowane w ochronie zdrowia,
- gładką, nieporowatą powierzchnią, która nie chłonie zanieczyszczeń i jest łatwa w dezynfekcji,
- estetyką i trwałością, które przekładają się na długi cykl życia produktu.

Konstrukcja i ergonomia

Pełne półki minimalizują gromadzenie kurzu i ułatwiają utrzymanie reżimu sanitarnego.

Montaż skręcany pozwala sprawnie złożyć regał na miejscu użytkowania; konstrukcja po dokręceniu połączeń jest sztywna i stabilna.

Stopki poziomujące kompensują nierówności posadzki, co zapobiega chybotań i przypadkowemu zsuwaniu się ładunku. Przemysłowe wymiary 1000 × 400 × 1800 mm zapewniają znaczną powierzchnię odkładczą przy ograniczonym zajęciu przestrzeni.

Parametry techniczne

- Materiał: stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304)
- Wymiary zewnętrzne: 1000 × 400 × 1800 mm (szer. × gł. × wys.)
- Półki: 4 × półki pełne (gładkie). Regulacja wysokości półek dostępna jako **(opcja)**
- Montaż: skręcany, do samodzielnego montażu
- Wypoziomowanie: stopki regulowane
- Obciążenie max. dla każdej z półek; 30 [kg]. Maksymalne obciążenie regału nie może przekroczyć 30kg na każdy z poziomów.
- Całkowite obciążenie nie powinno przekroczyć 120kg
- Ciężar własny 25 [kg]
- Temperatura otoczenia +10..+40 °C
- Wilgotność względna; 30..75 %
- Okres gwarancji 12 miesięcy
- **(Kotwienie dostępne jako opcja za dopłatą)**

Montaż;

Regał wymaga skręcenia konstrukcji przed przystąpieniem do eksploatacji.

Skręcenia dokonujemy przy pomocy klucza nimbusowego 5mm. Podczas montażu należy używać poziomicy w celu wypoziomowania regału. Regał w wersji standardowej składa się z np. elementów:

- nogi - 2 kpl,
- półki - 4 szt,
- śruby M6 - 32 szt,
- podkładki Ø6mm - 16 szt.

Sposób montażu regału;

1. Za pomocą śrub M6 oraz klucza imbusowego skręcamy ze sobą jedną parę nóg z ramą w miejscu oznaczonym,
2. Następnie do tej samej ramy przykręcamy drugą parę nóg za pomocą dwóch śrub M6,
3. W ten sam sposób przykręcamy wszystkie pozostałe ramki regału w wybranym położeniu,
4. Po przykręceniu wszystkich ramek wkręcamy śruby M6 wraz z podkładkami w celu usztywnienia regału (warunek konieczny),
5. Za pomocą poziomicy ustawiamy poziom regału wkręcając lub wykręcając stópki.

Higiena, mycie i dezynfekcja

- Czyść neutralnymi lub lekko zasadowymi preparatami przeznaczonymi do stali nierdzewnej.
- Po kontakcie z silnymi środkami chlorowymi spłucz powierzchnię czystą wodą i wytrzyj do sucha.
- Unikaj długotrwałego kontaktu z chlorkami i stałą węglową (ryzyko korozji kontaktowej).
- Stosuj miękkie ściereczki, nie używaj wełny stalowej ani agresywnych padów.

Ażurowe czy pełne? Dlaczego ten model wygrywa w medycynie

W obszarach medycznych i laboratoryjnych regały półkowe magazynowe z pełnymi półkami ograniczają pylenie z niższych kondygnacji, zapobiegają przeciekaniu płynów na niższe poziomy i stabilizują niewielkie opakowania. To czyni je bezpieczniejszym wyborem do stref przygotowania, pakowania i krótkotrwałego składowania materiałów sterylnych.

Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy regał nadaje się do sterylizatorni i laboratoriów?

Tak — stal 0H18N9 i pełne półki ułatwiają zachowanie czystości i dezynfekcję, co jest kluczowe w CSSD i laboratoriach.

Czy regał to „regal magazynowy” z punktu widzenia wyszukiwarek?

Tak — w treści celowo używamy również pisowni bez polskich znaków (regal magazynowy), aby ułatwić znalezienie produktu osobom korzystającym z różnych form zapisu.

Uwaga!

Regały ze stali kwasoodpornej wymagają prowadzenia regularnej konserwacji po każdym procesie mycia i dezynfekcji.

Uwaga!

Nie należy stosować środków trwale barwiących na przykład jodyna, denaturat itp.

Do czyszczenia należy używać czystą, miękką i wilgotną ścierkę lub mokrą gąbkę.

Do mycia i konserwacji regałów nie wolno stosować sterylizacji parowej i wodnej. Wyrób po rozpakowaniu i przez użyciem należy poddać dezynfekcji.

Tabela 1. Wykaz środków do dezynfekcji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej

Preparat ANIOSYME DD1 Aniosyme Synergy Anioxyde 1000 ALDEWIR	Preparat DESCOCID DESPREJ DESCOCEPT INCIDIN FOAM, PLUS, ACTIVE, PRO	Preparat Mikrozyd® AF liquid Mikrozyd chusteczki VIRUSOLVE+ chusteczki Sani-Cloth Active chusteczki	Preparat Terralin protect do 2% Mikrozyd sensitive liquid Velox Spray Neutral Velox® Foam Extra
CIDEX DISTEL	PERA SAFE Incidin OxyWipe	Steranios 2% Surfa Safe	Quatrades® Extra oraz One -

Szczegółowa informacja o sposobie użycia środka podana jest przez producenta na opakowaniu

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Możliwość regulacji półek: Nie , Tak