

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/rehabilitacyjny-stol-p-811.html>

Rehabilitacyjny stół



Cena brutto	14 236,00 zł
Cena netto	13 181,48 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-SM-NSR-FT

Opis produktu

Elektryczny Stół Rehabilitacyjny NSR F T E - Kompleksowe Rozwiązanie do Terapii

Oferujemy innowacyjny trzyczęściowy stół rehabilitacyjny NSR F T E, który łączy w sobie najlepsze cechy modeli z serii NSR. Nasz stół jest idealnym narzędziem dla profesjonalistów zajmujących się terapią rehabilitacyjną i masażem, zapewniając wszechstronne możliwości regulacji, które umożliwiają skuteczne i komfortowe przeprowadzanie różnorodnych zabiegów. Wszechstronne Możliwości Regulacji

Stół NSR F T E oferuje szeroki zakres regulacji poszczególnych części, co umożliwia:

- Precyzyjne ustawienie krzywizn kręgosłupa, w tym odcinka lędźwiowego.
- Zgięcia i wyprosty w dużym zakresie, idealne do terapii McKenziego.
- Trakcję dolnego odcinka kręgosłupa.
- Pracę nad skoliozą w różnych pozycjach: na brzuchu, plecach i boku.
- Korekcję kręgosłupa i pracę na tkankach miękkich w pozycji hiperkorekcji.
- Zabiegi manualne takie jak rozciąganie stawów międzykręgowych.

Standardowe Wyposażenie;

Nasz stół rehabilitacyjny jest wyposażony w:

- Trzyczęściowy blat z otworem z zatyczką w podglówku.
- Regulowane części za pomocą sprężyn gazowych: podglówek, podnózek i część piersiowa.
- Podłokietniki oraz uchwyty na pasy stabilizacyjne po obu stronach stołu.
- Tapicerkę skóropodobną (kolory 1-25) i biały kolor stelaża.
- Cztery regulowane stopki oraz pilot ręczny do regulacji wysokości.
- Rama sterująca umieszczona w podstawie stołu.

Opcjonalne Wyposażenie

-
- Dostosuj swój stół do indywidualnych potrzeb dzięki dodatkowemu wyposażeniu:
 - Banany rehabilitacyjne (3 szt.).
 - Wieszak na podkład celulozowy 70 cm.
 - Ekskluzywna tapicerka winylowa (kolory 101-112).
 - Stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL.
 - System jezdny z czterema skrętnymi kółkami.
 - Pilot bezprzewodowy.
 - Pokrowiec pod nogi, idealny gdy stół jest w pozycji fotela.

Opcjonalne wyposażenie można zamówić wyłącznie przy zakupie nowego stołu, z wyjątkiem pilota nożnego, wieszaka na podkład oraz pokrowca pod nogi.

Wymiary i Tolerancje

*Wymiary stołu mogą różnić się o +/- 2 cm, a szerokość odnosi się do najszerszego odcinka stołu.

Zainwestuj w elektryczny stół rehabilitacyjny NSR F T E i podnieś standard swojej praktyki medycznej. Ten wszechstronny mebel medyczny zapewni komfort i efektywność każdej terapii, niezależnie od potrzeb pacjenta.

Rehabilitacyjny stół ,dane techniczne:

- Długość: 200 cm
- Szerokość: 69 cm*
- Wysokość: od 60 cm do 105 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
- Waga: 115 kg
- Regulacja kąta podnóżka (na boki): od -25 ° do +25 °
- Regulacja kąta blatu części środkowej: od -15 ° do +45 °
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka względem części środkowej: od -43 ° do +45 °
- Regulacja kąta nachylenia części tylnej względem części środkowej: od -20 ° do +80 °

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: pilot ręczny , pilot bezprzewodowy (+ 362,00 zł)

Pokrowiec pod nogi J: nie , tak (+ 52,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , 70 cm (+ 116,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)