

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/rekawica-do-rotora-zamknieta-p-2310.html>

Rękawica do rotora zamknięta



Cena brutto	65,00 zł
-------------	-----------------

Cena netto	60,19 zł
------------	-----------------

Dostępność	
------------	--



Numer katalogowy	SM-RD-RZ
------------------	-----------------

Opis produktu

Rękawica do rotora zamknięta inaczej **zwana chwytak**, służy do zamocowania dłoni na uchwycie rotora rehabilitacyjnego. Wykorzystywana jest przez pacjentów, którzy sami nie potrafią utrzymać dłoni zaciśniętej na rączce rotora.

Aby poprawnie użyć rękawicy należy włożyć do niej rękę umieścić na uchwycie / rączce, zagiąć palce i paskiem parcianym, który znajduje się na czubku rękawicy zapiąć na rzep wokół nadgarstka. Rękawicę **można stosować do rotorów rehabilitacyjnych w kabinach UGUL lub do rotorów wolnostojących.**

Rękawica jest sprzedawana w rozmiarze uniwersalnym, cena dotyczy 1 sztuki.