

Dane aktualne na dzień: 09-09-2026 08:03

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/rekawica-ze-skory-do-rotora-p-2309.html>

Rękawica ze skóry do rotora



Cena brutto	125,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	115,74 zł
------------	------------------

Dostępność	
------------	--



Numer katalogowy	SM-RDR
------------------	---------------

Opis produktu

Rękawica ze skóry do rotora

Rękawica do rotora (inaczej chwytak), wykonana jest ze skóry juchtowej. Rękawica służy do zamocowania dłoni na uchwycie rotora rehabilitacyjnego. Wykorzystywana jest przez pacjentów, którzy sami nie potrafią utrzymać dłoni zaciśniętej na ręczce rotora.

Rękawicę można stosować do rotorów rehabilitacyjnych w kabinach UGUL lub do rotorów wolnostojących.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.