

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/rotor-do-cwiczen-konczyn-dolnych-do-drabinki-p-2307.html>



Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych do drabinki

Cena brutto	430,00 zł
Cena netto	398,15 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	SM-T-R-RD1

Opis produktu

Rotor rehabilitacyjny do kończyn dolnych montowany RD-1 do drabinki, kabiny UGUL, stołu, krzesła.

Jest to rotor do ćwiczeń kończyn dolnych. Ma zastosowanie zarówno w szpitalach, centrach rehabilitacyjnych jak i w domu pacjenta.

Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych posiada konstrukcję, pozwalającą na mocowanie do elementów pionowych lub poziomych, poprawiając tym stabilność urządzenia i umożliwiając intensywniejsze ćwiczenia.

Do płynnej regulacji oporu służy pokrętko umieszczone poziomo na wysokości osi obrotu korby.

Przeznaczony jest dla osób cierpiących na niedowład kończyn bądź na schorzenia ortopedyczne, które wymagają rehabilitacji leczniczej lub rekreacyjnej. Zalecany jest zwłaszcza osobom z porażeniem nerwów obwodowych kończyn dolnych. Bardzo ważnym elementem tego urządzenia jest udoskonalony mechanizm oporowo-hamulcowy, dzięki któremu możliwa jest regulacja płynnego oporu hamowania.

Rotor ten posiada uchwyt szczękowy, dzięki któremu możliwe jest przymocowanie rotora do różnych przedmiotów np. krzesła, drabinki gimnastycznej.

Najwyższej jakości produkt medyczny!!! Tworzy wyposażenie Uniwersalnego Gabinetu Usprawnienia Leczniczego typu "UGUL".

Zalety produktu:

- możliwość przymocowania pedałów specjalnych
- udoskonalony mechanizm oporowo-hamujący
- poprawia krążenie
- trwały, stabilny
- możliwość przymocowania do różnych przedmiotów np. krzesła, stołu
- elementy malowane proszkowo
- stopki antypoślizgowe

Wymiary rotora:



Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatek TM: pedały , sandały rehabilitacyjne (+ 106,00 zł), paski do rotora z zaczepami (+ 56,00 zł)