

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/rotor-do-cwiczen-przedramienia-p-1510.html>



Rotor do ćwiczeń przedramienia

Cena brutto	525,00 zł
Cena netto	486,11 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	SM-T-R-RS1

Opis produktu

Rotor do ćwiczeń przedramienia - idealny do rehabilitacji i terapii ruchowej

Rotor do ćwiczeń przedramienia to niezastąpione urządzenie wspomagające rehabilitację oraz trening mięśniowy. Dzięki płynnej regulacji oporu pozwala na dostosowanie intensywności ćwiczeń do indywidualnych potrzeb użytkownika. Sprzęt umożliwia wykonywanie ruchów pronacji (rotacja wewnętrzna) i supinacji (rotacja zewnętrzna), co wspiera odbudowę siły oraz mobilności przedramienia.

▣ **Wszechstronne zastosowanie** - rotor do rehabilitacji można zamontować w kabinie UGUL lub bezpośrednio na ścianie, co zapewnia wygodę użytkowania w gabinetach fizjoterapeutycznych, szpitalach oraz warunkach domowych.

▣ **Regulacja wysokości** - możliwość dostosowania uchwytu do wzrostu pacjenta zapewnia ergonomię i komfort podczas ćwiczeń.

▣ **Solidna konstrukcja** - rotor do UGULa wyposażony jest w specjalne uchwyty i system mocowania za pomocą docisku z pokrętkami, co gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo podczas treningu.

Rotor do klatki UGUL to doskonałe rozwiązanie zarówno dla osób w trakcie rehabilitacji, jak i dla tych, którzy chcą wzmocnić mięśnie przedramienia. Dzięki łatwemu montażowi i szerokim możliwościom regulacji jest to praktyczne narzędzie wspierające terapię ruchową na każdym etapie.

Rotor do ćwiczeń przedramienia, parametry techniczne:

- Długość: 12 cm
- Wysokość: 71 cm
- Głębokość: 29 cm
- Regulacja dł. ramienia: 24-77 cm
- Regulacja wysokości: 48 cm
- Waga: 6 kg

Postaw na skuteczność - wybierz rotor do ćwiczeń i zadbaj o swoją sprawność!

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.