

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/rotor-do-cwiczen-stawu-barkowego-p-1509.html>



Rotor do ćwiczeń stawu barkowego

Cena brutto	715,00 zł
Cena netto	662,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	SM-T-R-RB1

Opis produktu

Rotor do ćwiczeń barku - idealne rozwiązanie do rehabilitacji i treningu

Rotor do ćwiczeń barku to profesjonalne urządzenie wspomagające rehabilitację oraz wzmacnianie stawu barkowego. Dzięki **płynnej regulacji oporu**, a także możliwości **dostosowania wysokości osi obrotu i długości ramienia**, rotor zapewnia komfort i skuteczność ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Ten **rotor do rehabilitacji** doskonale sprawdzi się zarówno w gabinetach fizjoterapeutycznych, jak i w warunkach domowych. Dzięki **dwóm uchwytom mocującym**, urządzenie można łatwo zamontować w kabinie UGUL – jako **rotor do UGULa** lub **rotor do klatki UGUL**, a także bezpośrednio do ściany przy użyciu kołków rozporowych.

Zalety rotora barkowego:

- ✓ Płynna regulacja oporu dla dostosowania intensywności ćwiczeń
- ✓ Możliwość regulacji wysokości i długości ramienia
- ✓ Łatwy montaż w kabinie UGUL lub na ścianie
- ✓ Idealny do rehabilitacji stawu barkowego i wzmacniania mięśni

Rotor barkowy to niezastąpione wsparcie w powrocie do pełnej sprawności, redukcji bólu oraz poprawie zakresu ruchu. Wybierz sprawdzone rozwiązanie i zadbaj o swoje zdrowie już dziś!

Dane techniczne:

- Długość: 12 cm
- Wysokość: 71 cm
- Głębokość: 29cm
- Regulacja dł. ramienia: 24-77 cm
- Waga: 7 kg
- Regulacja wysokości: 48 cm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.