

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/rotor-do-cwiczen-supinacyjnych-przedramienia-p-1510.html>

Rotor do ćwiczeń supinacyjnych przedramienia

Cena brutto	487,00 zł
Cena netto	450,93 zł
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TM-RS1

Opis produktu

Rotor RS-1 do nawracania i odwracania przedramienia znajduje zastosowanie zarówno w ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach jak i w domach pacjentów. Może on być mocowany do kabiny UGUL lub innego stabilnego przedmiotu. Rotor RS-1 posiada pokrętkę do płynnej regulacji oporu, które umieszczone zostało pionowo nad osią obrotu. Jego wysokość można dopasować do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta, dzięki czemu można w pełnym zakresie kształtować pronację i supinację przedramienia z dawkowanym oporem jako ćwiczenie czynne i wolne.


Cechy produktu:

- Do ćwiczeń przedramienia,
- Posiada płynną regulację oporu,
- Pokrętkę do regulacji oporu umieszczone pionowo nad osią obrotu,
- Ćwiczenia na zasadzie pronacji (rotacja wewnętrzna) oraz supinacji (rotacja zewnętrzna),
- Posiada uchwyty do zamontowania do kraty kabiny UGUL lub innego stabilnego przedmiotu,
- Regulacja wysokości,
- Możliwość pełnego zakresu pronacji i supinacji przedramienia z dawkowanym oporem,
- Solidne i estetyczne wykonanie,
- Dostępny w kolorze białym.

Dane techniczne:




Długość: 12



Wysokość: 71



Głębokość: 29



Regulacja dł. ramienia: 24-77



Regulacja wysokości: 48



Waga: 6

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

