

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/rotor-rehabilitacyjny-do-cwiczen-rak-i-nog-p-12.html>



Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń rąk i nóg

Cena brutto	1 592,00 zł
Cena netto	1 474,07 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	SM-T-R-RGD1

Opis produktu

Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń rąk i nóg - skuteczna rehabilitacja i trening

Rotor do ćwiczeń to doskonałe rozwiązanie dla osób wymagających rehabilitacji kończyn górnych i dolnych. Urządzenie umożliwia zarówno ćwiczenia wolne, jak i oporowe, dzięki czemu wspiera proces leczenia, wzmacnia mięśnie i poprawia mobilność. Rotor do rehabilitacji wyposażony jest w mechanizm regulacji momentu obrotowego, a także sprężynę gazową, umożliwiającą dostosowanie kąta nachylenia do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Dzięki solidnej konstrukcji i możliwości precyzyjnego ustawienia oporu, rower do rehabilitacji sprawdzi się zarówno w gabinetach kinezyterapii, na oddziałach rehabilitacyjnych, jak i w użytku domowym. To idealne wsparcie w terapii pourazowej oraz profilaktyce sportowej.

Cechy i zalety rotora rehabilitacyjnego:

- ☐ **Regulowany opór** - możliwość dostosowania intensywności ćwiczeń do etapu rehabilitacji
- ☐ **Regulacja kąta nachylenia** - indywidualne dopasowanie dla większego komfortu użytkowania
- ☐ **Wysoka stabilność** - wytrzymała konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo podczas treningu
- ☐ **Uniwersalne zastosowanie** - idealny do ćwiczeń w placówkach rehabilitacyjnych oraz w warunkach domowych

Wyposażenie standardowe:

- ☐ **Pedały**

Wyposażenie opcjonalne:

- ☐ **Paski do rotora** - stabilizujące stopy na pedałach, zapobiegające zsuwaniu się nóg
- ☐ **Sandały do rotora** - wykonane ze sklejki ze skórzanymi paskami, umożliwiają ćwiczenia nawet w butach
- ☐ **Trzy rodzaje rękawic** - dostosowane do różnych potrzeb użytkowników

Specyfikacja techniczna:

- ☐ **Wymiary:** długość 46/71 cm, wysokość 88-120 cm, głębokość 45 cm
- ♾ **Waga:** 15 kg

Rotor do rehabilitacji to skuteczne wsparcie w procesie leczenia i powrotu do pełnej sprawności. Doskonale sprawdzi się zarówno dla pacjentów po urazach, jak i osób starszych chcących poprawić swoją mobilność. Wybierz rowerek do ćwiczeń rąk i nóg i zadbaj o zdrowie już dziś!

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatek: Pedaly , Sandały rehabilitacyjne (+ 228,00 zł), Paski do rotora z zaczepami (+ 88,00 zł)

Dodatek1: brak , Rękawica chwytak otwarta ze skóry juchowej (+ 110,00 zł), Rękawica chwytak zamknięta (+ 53,00 zł), Rękawica rehabilitacyjna (+ 58,00 zł)