

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/rotor-rg-1-do-konczyn-gornych-p-2305.html>



Rotor RG-1 do kończyn górnych

Cena brutto **390,00 zł**

Cena netto **361,11 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-T-R-RG-1**

Opis produktu

ROTOR DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN GÓRNYCH RG-1

To rehabilitacyjne urządzenie przeznaczone jest dla osób z **niedowładem kończyn górnych**. Ma zastosowanie na oddziałach rehabilitacji, kinezyterapii w gabinetach ćwiczeń oporowych i gabinetach diagnostycznych.


Silna konstrukcja rotora oraz możliwość dawkowania stosunkowo dużych oporów umożliwia pełne wykorzystanie go do rehabilitacji leczniczej i profilaktyce sportowej. Sprzęt ten można przymocować do kabiny UGUL. Dzięki niemu **wzmacniana jest siła mięśniowa** przez co pacjent odzyskuje pełną ruchomość stawową. Rotor ten pozytywnie wpływa także na **wzmocnienie obręczy barkowych**. Ponadto znacznie poprawia krążenie i pobudza układ nerwowy.

Rotor ten cechuje się wytrzymałą konstrukcją **ze stali lakierowanej proszkowo**, w której zaopatrzone jest urządzenie mocowane do ściany lub kabiny UGUL.

Utworzony jest z rury o przekroju prostokąta, na którego końcu zamontowane są obrotowe dźwignie z uchwyty dla rąk. Mocowany jest za pomocą podkładki i pokrętła do konstrukcji kabiny do ćwiczeń.

Ten rotor rehabilitacyjny posiada drewniane rączki, które zapewniają pewny chwyt podczas ćwiczenia.

Rotor ma wymiary: 27 cm dł x 38 cm szerokości rączek przy wadze ok. 4 kg.



Cechy produktu:

- Pozytywnie wpływa na zwiększenie siły mięśniowej
- Poprawia krążenie
- Pobudza układ nerwowy
- Drewniane uchwyty
- Trwały
- Trzon rotora lakierowany
- Sprzęt ma możliwość mocowania do ściany w dowolnym miejscu
- Wymiar: 27(dł.) x 38 (szer. z rączkami) x 5 (szer. stelaża) cm
- Waga: 4 kg

Na konstrukcję rotora składają się:

- stelaż główny
- ramię korby
- drewniane rączki
- pokrętło uchwytu
- pokrętło regulacji oporu

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatek1: brak , Rękawica chwytak otwarta ze skóry juchowej (+ 100,00 zł) , Rękawica chwytak zamknięta (+ 49,00 zł) , Rękawica rehabilitacyjna (+ 55,00 zł)