

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/rotor-zespolony-rd-gh-p-3090.html>

Rotor zespolony RD-GH



Cena brutto	1 167,00 zł
Cena netto	1 080,56 zł
Dostępność	WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY

Opis produktu

Jest to rotor zespolony dzięki czemu umożliwia jednoczesną rehabilitację kończyn górnych oraz dolnych. Mechanizm zespolony powoduje, że przy kręceniu pedałami dolnymi – rączki górne kręcą się samoczynnie zaś przy kręceniu rączkami górnymi – kręcą się także dolne.

Ten rotor do ćwiczeń kończyn umożliwia także używanie specjalnych spinaczy stóp oraz rękawic – chwytaków, które pozwalają na stabilizację kończyn, co daje następnie możliwość wymuszenia ruchu tychże kończyn.

Sprzęt ten daje możliwość płynnej regulacji oporu za pomocą specjalnego pokrętła, dzięki czemu pozwala na dostosowanie poziomu trudności ćwiczeń do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Rotor ten posiada w zestawie podjazdy na wózek inwalidzki.

Przy zakupie rotora, mają Państwo możliwość wybrać czy chcą: **spinacze do stóp czy sandały rehabilitacyjne. W wyposażeniu standardowym są pedały.**

Istnieje także **możliwość dodatkowego zakupu**: rękawicy (chwytaka) zamkniętej, rękawicy (chwytaka) otwartej wykonanej ze skóry juchtowej.

Cechy produktu:

- płynna regulacja oporu
- przystosowany do ćwiczeń w pozycji siedzącej
- możliwość regulacji kąta nachylenia
- jednoczesne ćwiczenie kończyn górnych i dolnych
- kolor: biały
- wymiary: podstawa dł. 51/76 x szer. 48 x dł. wysięgnika 110 cm (bez modułu siedziska),
- waga: ok. 25 kg.

Standardowe wyposażenie:

- Pedały

Dodatkowe wyposażenie:

-
- **Spinacze stóp - 125 zł**
 - **Sandały rehabilitacyjne - 150 zł**
 - **Rękawica (chwytak) otwarta ze skóry juchtowej - 100 zł**
 - **Rękawica (chwytak) zamknięta - 49 zł**
 - **Rękawica rehabilitacyjna - 55 zł**

Przy zamówieniu wyposażenia dodatkowego do rotora (dodatkowe sandały, rękawice, moduł siedziska), czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. Jeżeli zamawiają Państwo rotor z akcesoriami dodatkowymi a zależy Państwu na czasie, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia terminu realizacji.